

中山醫學大學附設醫院 Chung Shan Medical University Hospital	名稱	新生兒處理台使用說明評核表 HILL-ROM Air Shields PHOTOERAPY-SYSTEM 7850	編號	A31000-Q18-F-D01
			版本	第 1.0 版
	制定單位	護理部	修正日期	108 年 04 月 15 日
			頁數/總頁數	1/2

一、評核對象：護理人員。

二、評核方式：護理人員以口述或實際操作

三、廠牌規格：HILL-ROM Air Shields PHOTOERAPY-SYSTEM 7850

四、新生兒處理台使用說明評核表內容：

（一）儀器操作步驟及要點說明：

1. 打開機器上面中間及左前方面板上之 PHOTOTHERAPYR 及 EXAMINATION 開關。
2. 確定感應線(sensor jack)是否黏貼於處理台的墊子上。
3. 若機器上方紅色警示燈亮，出現 alarm，按 silence (HI / Low)rest。

（二）異常簡易故障排除方法：

1. 電源暫時拔掉，再接上電源線，按下開關。
2. 將開關按鈕重複按幾次即可，或電源暫時拔掉，再接上電源線，按下開關。
3. 馬上關掉電源。

（三）清潔保養注意事項：

1. 每月清潔新生兒處理台 2 次。
2. 關閉新生兒處理台電源總開關，後擦拭。
3. 使用規定消毒溶液擦拭新生兒處理台。

中山醫學大學附設醫院 Chung Shan Medical University Hospital	名稱	新生兒處理台使用說明評核表 HILL-ROM Air Shields PHOTOERAPY-SYSTEM 7850	編號	A31000-Q18-F-D01
			版本	第 1.0 版
	制定單位	護理部	修正日期	108 年 04 月 15 日
			頁數/總頁數	2/2

單位名稱：_____

日期								
被評核者								
評核內容	(一) 儀器操作步驟及要點說明：							
	1							
	2							
	3							
	(二) 異常簡易故障排除方法：							
	1							
	2							
	3							
	(三) 清潔保養注意事項：							
	1							
	2							
	3							
正確率(%)								
評核者								
備註								

註：1.正確：以 V 表示

2.不正確：以 X 示

3.不適用：以—表示

4.正確率(%)：【正確項數 (V) / 實際評核總項數 (V+X)】× 100%

評核總成績：_____