

中山醫學大學附設醫院 Chung Shan Medical University Hospital	名稱	輸送型保溫箱使用說明評核表 Air-Shields Transport Incubator TI 500	編號	A31000-Q18-F-D02
	制定 單位	護理部	版本	第 1.1 版
			修正日期	111 年 07 月 05 日
			頁數/總頁數	1/2

一、評核對象：護理人員。

二、評核方式：護理人員以口述或實際操作

三、廠牌規格：Air-Shields Transport Incubator TI 500

四、輸送型保溫箱使用說明評核表內容：

（一）儀器操作步驟及要點說明：

1. 按「On」打開開關。
2. 設定保溫箱溫度。
3. 移動保溫箱時，可將蓄電的電線拔除，直接推走。
4. 輸送嬰兒時需檢查所有門窗皆拴緊，防止嬰兒從保溫箱跌落。
5. 消除警示聲響請按壓 Silence/Reset 鍵。
6. 使用後保溫箱以拋棄式漂白水拭布進行擦拭消毒，並更換乾淨床被單。
7. 平日未使用時，應保持續電狀態。

（二）異常簡易故障排除方法：

1. 出現「嗶嗶」聲警告：調整合適溫度。
2. 沒有保溫效果：插頭插好觀察溫度是否上升。
3. 運送時不好推：若輪子卡棉屑平時就要清潔，必要時上油使運送時更易推動。

（三）清潔保養注意事項：

1. 平時需蓄電並觀察有無溫控異常狀況。
2. 輪子平時就要清潔，必要時上油使運送時更易推動。
3. 觀察門窗有無異常，若故障立即請修，避免病人運送途中跌落。

中山醫學大學附設醫院 Chung Shan Medical University Hospital	名稱	輸送型保溫箱使用說明評核表 Air-Shields Transport Incubator TI 500	編 號	A31000-Q18-F-D02
	制定 單位	護理部	版 本	第 1.1 版
			修正日期	111 年 07 月 05 日
			頁數/總頁數	2/2

單位名稱：_____

日期								
被評核者								
評核內容	(一) 儀器操作步驟及要點說明：							
	1							
	2							
	3							
	4							
	5							
	6							
	7							
	(二) 異常簡易故障排除方法：							
	1							
	2							
	3							
	(三) 清潔保養注意事項：							
	1							
	2							
	3							
正確率(%)								
評核者								
備註								

註：1.正確：以 V 表示

2.不正確：以 X 示

3.不適用：以—表示

4.正確率(%)：【正確項數 (V) / 實際評核總項數 (V+X)】× 100%

評核總成績：_____