

中山醫學大學附設醫院 Chung Shan Medical University Hospital	名稱	保溫箱使用說明評核表	編號	A31000-Q18-F-D03
		C450	版本	第 1.0 版
	制定單位	護理部	修正日期	101 年 08 月 01 日
			頁數/總頁數	1/2

一、評核對象：護理人員。

二、評核方式：護理人員以口述或實際操作

三、廠牌規格：C450

四、保溫箱使用說明評核表內容：

（一）儀器操作步驟及要點說明：

1. 按下右側邊電源開關（白色按鈕）。
2. 鎖定預設好的溫度。
3. 溫度升至設定溫時，即可將嬰兒抱入保溫箱。
4. 白色卡榫要記得卡穩，防止嬰兒跌落。
5. 當實際溫度與設定溫度相差兩度以上，保溫箱即會 Alarms。

（二）異常簡易故障排除方法：

1. 出現「嗶嗶」聲警告：調整合適溫度。
2. 沒有保溫效果：插頭插好觀察溫度是否上升。
3. 運送時不好推：若輪子卡棉屑平時就要清潔，必要時上油使運送時更易推動。

（三）清潔保養注意事項：

1. 觀察有無溫控異常狀況。
2. 輪子平時就要清潔，必要時上油使運送時更易推動。
3. 主機每月2次清潔，將卡住的棉屑清除乾淨，使用軟毛刷，勿用濕布或硬刷子，以免毀損。
4. 觀察門栓有無異常，若故障立即請修，避免病人從保溫箱內跌落。

中山醫學大學附設醫院 Chung Shan Medical University Hospital	名稱	保溫箱使用說明評核表 C450	編 號	A31000-Q18-F-D03
	制定 單位		版 本	第 1.0 版
		護理部	修正日期	101 年 08 月 01 日
			頁數/總頁數	2/2

單位名稱：_____

日期								
被評核者								
評核內容	(一) 儀器操作步驟及要點說明：							
	1							
	2							
	3							
	4							
	5							
	(二) 異常簡易故障排除方法：							
	1							
	2							
	3							
	(三) 清潔保養注意事項：							
	1							
	2							
	3							
	4							
正確率(%)								
評核者								
備註								

註：1.正確：以 V 表示

2.不正確：以 X 示

3.不適用：以—表示

4.正確率(%)：【正確項數 (V) / 實際評核總項數 (V+X)】× 100%

評核總成績：_____