

|                                                                |             |                     |               |                  |
|----------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------|------------------|
| <b>中山醫學大學附設醫院</b><br>Chung Shan Medical University<br>Hospital | <b>名稱</b>   | <b>呼吸監測器使用說明評核表</b> | <b>編號</b>     | A31000-Q18-F-D04 |
|                                                                |             | <b>MR10</b>         | <b>版本</b>     | 第 1.1 版          |
|                                                                | <b>制定單位</b> | 護理部                 | <b>修正日期</b>   | 102 年 05 月 31 日  |
|                                                                |             |                     | <b>頁數/總頁數</b> | 1/2              |

一、評核對象：護理人員。

二、評核方式：護理人員以口述或實際操作

三、廠牌規格：MR10

四、呼吸監測器使用說明評核表內容：

（一）儀器操作步驟及要點說明：

1. 擦乾嬰兒的肚子。
2. 用紙膠將 Sensor Capsule 貼於嬰兒肚子，同時將管子固定。
3. 將 Sensor Capsule 之另一接頭插入主機底端插孔。
4. 調整主機之按鈕至 20sec 位置，此時嬰兒呼吸一次，主機便閃一次紅燈。
5. 警報發生時之處置：如果警報響了又停，而紅色閃燈持續在閃表示嬰兒曾經停止呼吸，經由警報影響而再度呼吸。

（二）異常簡易故障排除方法：

1. 主機將發出急速警報，但嬰兒呼吸平順：更換電池，並檢查導線是否鬆脫。
2. 按開始鍵無反應：換新電池。
3. 電池損壞流出物質：機器確定一段時間不用，需先將電池移除。

（三）清潔保養注意事項：

1. 使用乾淨的抹布清潔，勿用濕布，若沾到液體須立即擦乾。
2. 若機器確定一段時間不用，需先將電池移除，避免電池損壞流出物質使機器毀損。
3. 固定時須注意穩定，避免長時間碰撞或常掉落而毀損。

|                                                         |          |                      |        |                  |
|---------------------------------------------------------|----------|----------------------|--------|------------------|
| 中山醫學大學附設醫院<br>Chung Shan Medical University<br>Hospital | 名稱       | 呼吸監測器使用說明評核表<br>MR10 | 編 號    | A31000-Q18-F-D04 |
|                                                         | 制定<br>單位 | 護理部                  | 版 本    | 第 1.1 版          |
|                                                         |          |                      | 修正日期   | 102 年 05 月 31 日  |
|                                                         |          |                      | 頁數/總頁數 | 2/2              |

單位名稱：\_\_\_\_\_

|                  |                  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------|------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 日期               |                  |  |  |  |  |  |  |  |
| 被評核者             |                  |  |  |  |  |  |  |  |
| 評<br>核<br>內<br>容 | (一) 儀器操作步驟及要點說明： |  |  |  |  |  |  |  |
|                  | 1                |  |  |  |  |  |  |  |
|                  | 2                |  |  |  |  |  |  |  |
|                  | 3                |  |  |  |  |  |  |  |
|                  | 4                |  |  |  |  |  |  |  |
|                  | 5                |  |  |  |  |  |  |  |
|                  | (二) 異常簡易故障排除方法：  |  |  |  |  |  |  |  |
|                  | 1                |  |  |  |  |  |  |  |
|                  | 2                |  |  |  |  |  |  |  |
|                  | 3                |  |  |  |  |  |  |  |
|                  | (三) 清潔保養注意事項：    |  |  |  |  |  |  |  |
|                  | 1                |  |  |  |  |  |  |  |
|                  | 2                |  |  |  |  |  |  |  |
|                  | 3                |  |  |  |  |  |  |  |
| 正確率(%)           |                  |  |  |  |  |  |  |  |
| 評核者              |                  |  |  |  |  |  |  |  |
| 備註               |                  |  |  |  |  |  |  |  |

註：1.正確：以 V 表示

2.不正確：以 X 示

3.不適用：以—表示

4.正確率(%)：【正確項數 (V) / 實際評核總項數 (V+X)】× 100%

評核總成績：\_\_\_\_\_