

中山醫學大學附設醫院 Chung Shan Medical University Hospital	名稱	氧氣帳使用說明評核表 OHMEDA LR	編號	A31000-Q18-F-D06
	制定 單位	護理部	版本	第 1.2 版
			修正日期	109 年 06 月 16 日
			頁數/總頁數	1/2

一、評核對象：護理人員。

二、評核方式：護理人員以口述或實際操作

三、廠牌規格：OHMEDA LR

四、氧氣帳使用說明評核表內容：

（一）儀器操作步驟及要點說明：

1. 氧氣接管一端接在氧氣帳，另一端接在醫療牆氧氣流量表上。
2. 在氧氣帳的 Nebulizer 槽加上蒸餾水 3/4 槽以上。
3. 將連接插頭插在電源插口，將電源開關打開，電源開關打開後，運轉 5 分鐘後需將空調按至 Cool 處。
4. 將氧氣流速調至 12-15L/min 約 10 分鐘後氧氣流速調至 10L/min。
5. 將氧氣帳拉鍊拉上，並將帳邊周圍塞於床墊下。
6. 氧氣帳內需充滿氧氣後病童才可進入，噴霧及氧氣執行中。
7. 每班需檢視加水槽水量是否足夠，不足時需給予補充，並需倒掉冷凝集水槽的水。

（二）異常簡易故障排除方法：

1. 氧氣帳內噴不出氧氣：噴霧軸（噴嘴）有異物塞住，將噴霧軸以細針穿刺數下使其通暢。
2. 氧氣帳內很悶感覺不到氧氣：氧氣接頭接到 AIR 端，裝好氧氣帳需確認氧氣接管有接到正確氧氣端。
3. 氧氣帳內溫度不夠冷：電源開關處未按到Cool，裝好氧氣帳需確認氧氣接管有接到正確氧氣端，並確認電源開關有按Cool。

（三）清潔保養注意事項：

1. 塑膠帳拆除後，將所有附件用清水清洗乾淨後晾乾。
2. 噴霧軸很小，清洗完需置回正確位置，不能遺失。
3. 氧氣帳主機（連同風扇）一個月清潔二次。

中山醫學大學附設醫院 Chung Shan Medical University Hospital	名稱	氧氣帳使用說明評核表 OHMEDA LR	編 號	A31000-Q18-F-D06
	制定 單位	護理部	版 本	第 1.2 版
			修正日期	109 年 06 月 16 日
			頁數/總頁數	2/2

單位名稱：_____

日期								
被評核者								
評核內容	(一) 儀器操作步驟及要點說明：							
	1							
	2							
	3							
	4							
	5							
	6							
	7							
	(二) 異常簡易故障排除方法：							
	1							
	2							
	3							
	(三) 清潔保養注意事項：							
	1							
	2							
	3							
正確率(%)								
評核者								
備註								

註：1.正確：以 V 表示

2.不正確：以 X 示

3.不適用：以—表示

4.正確率(%)：【正確項數 (V) / 實際評核總項數 (V+X)】× 100%

評核總成績：_____