

中山醫學大學附設醫院 Chung Shan Medical University Hospital	名稱	嬰兒保溫箱使用說明評核表 Isolette Dräger Incubator C2000	編號	A31000-Q18-F-D08
	制定單位	護理部	版本	第 1.0 版
			修正日期	106 年 07 月 05 日
			頁數/總頁數	1/3

一、評核對象：護理人員。

二、評核方式：護理人員以口述或實際操作

三、廠牌規格：Isolette Dräger Incubator C2000

四、嬰兒保溫箱使用說明評核表內容：

(一) 儀器操作步驟及要點說明：

1. 開機：按壓螢幕下方開/關機鍵 -> 視情況需要、按一下”鍵盤鎖”，解除鎖定狀態。
2. 設定Air空氣控制模式參數：按”Air”軟鍵，設定『空氣溫度控制模式』 -> 按”上、下”鍵確認溫度參數 -> 確認所需的設定溫度 -> 確認完畢，按”Home”鍵退出。
3. 設定Air超溫模式：將溫度設定到37°C後，按”>37°C”鍵 -> 此時面板顯示”>37°C”會反白，且>37°C燈會亮起 -> 按”上、下”鍵，去設定所需的超溫溫度 -> 確認設定溫度 -> 確認完成後，按”Home”鍵退出到主畫面。
4. 設定Skin皮膚控制模式參數 -> 按”Skin”軟鍵，設定『皮膚溫度控制模式』 -> 按”上、下”鍵確認溫度參數 -> 確認所需的設定溫度 -> 確認完成後，按”Home”鍵退出到主畫面。
5. 設定Skin超溫模式 -> 同設定Air超溫模式。
6. 濕度控制模式 -> 按”Humidity”鍵 -> 按”On”開啟潮濕功能 -> 按On鍵後，下方螢幕會出現Humidity濕度% -> 按”上、下”鍵，設定所需濕度 -> 設定完，按”Home”鍵，退出回到主畫面。關閉Humidity功能 -> 按”Off”鍵，下方Humidity框的字都消失，就關閉了 -> 按”Home”鍵，退出到主畫面。
7. 磅秤操作 -> 按”迴圈”鍵，跳到第二頁螢幕 -> 按”Weight”鍵，進入磅秤模式 -> 如已歸零過，則此時會自動開始測量體重，當bar停止時，則為測量結束 -> 如未歸零過，請按”->0/T<-“做歸零校正 -> 按歸零校正時，畫面出現嬰兒抱起的畫面，此時將嬰兒抱起來，離開床墊 -> 當Weight顯示”0.000”時，則歸零結束 -> 將嬰兒放下至床墊上，此時Weight會重新測量，當Bar停止時則為測量結束，此時的重量為嬰兒的重量 -> 如要儲存可按”Store”紀錄 -> 測量結束可按”Home”退回主畫面。
8. 趨勢圖設定 -> 切換到螢幕第二頁，按”Trend”鍵 -> Hours鍵可設定顯示時間區間：2、4、8、12、24小時 -> Clear鍵，可清除先前趨勢圖 -> Display鍵，可切換顯示類型(Air Temp、Skin Temp...) -> 確認完成按”Home”回到主畫面。
9. 關機 -> 按壓電源開關 -> 關機。

(二) 異常簡易故障排除方法：

1. 無系統電源，且電源失敗，確認電源線是否接上牆上電源且腳架上的電源開關是開啟。
2. 低空氣/皮膚溫度警報聲響，確認各個門跟手圍是否都關起來且皮膚感溫線是否安裝正確位置。
3. 移開皮膚2感溫器警報，使用Skin模式下，請將感測器插至Skin1位置。
4. 低濕度警報，確認潮濕槽是有水的，且放置正確位置。

中山醫學大學附設醫院 Chung Shan Medical University Hospital	名稱	嬰兒保溫箱使用說明評核表 Isolette Dräger Incubator C2000	編號	A31000-Q18-F-D08
	制定 單位	護理部	版本	第 1.0 版
			修正日期	106 年 07 月 05 日
			頁數/總頁數	2/3

(三) 清潔保養注意事項：

1. 檢查電源線是否完整及保溫箱外觀是否完整。
2. 每次使用完執行清潔保養，維持保溫箱之清潔。
3. 保溫箱上方不可擺置液體類或其他部品，維持清空狀態，並保持機器正常使用。
4. 每三個月更換過濾棉。
5. 清潔內部時請於 45 分鐘或機器冷卻後在進行清潔，以免燙傷。且清潔時請使用符合保溫箱清潔的溶劑清潔，清潔完請使用乾淨的布或紙巾擦乾，以免損壞馬達軸心。
6. 清潔機器外部時請使用符合保溫箱清潔的溶劑清潔，清潔完請使用乾淨的布或紙巾擦乾。
7. 清潔後勿使用酒精擦拭，容易造成保溫箱外部壓克力產生清晰的裂紋。亦勿將紫外線殺菌燈直接照射保溫箱外部，易引起外部壓克力表面的龜裂。
8. 請勿將殺菌燈直接輻射下透明壓克力。紫外線輻射來自這些源可引起龜裂和/或壓克力類表面的龜裂。

中山醫學大學附設醫院 Chung Shan Medical University Hospital	名稱	嬰兒保溫箱使用說明評核表 Isolette Dräger Incubator C2000	編號	A31000-Q18-F-D08
	制定 單位	護理部	版本	第 1.0 版
			修正日期	106 年 07 月 05 日
			頁數/總頁數	3/3

單位名稱：_____

日期								
被評核者								
評 核 內 容	(一) 儀器操作步驟及要點說明：							
	1							
	2							
	3							
	4							
	5							
	6							
	7							
	8							
	9							
	(二) 異常簡易故障排除方法：							
	1							
	2							
	3							
	4							
	(三) 清潔保養注意事項：							
	1							
	2							
	3							
	4							
	5							
	6							
	7							
	8							
正確率(%)								
評核者								
備註								

註：1.正確：以 V 表示

2.不正確：以 X 示

3.不適用：以一表示

4.正確率(%)：【正確項數 (V) / 實際評核總項數 (V+X)】× 100%

評核總成績：_____