

|                                                         |          |                             |        |                  |
|---------------------------------------------------------|----------|-----------------------------|--------|------------------|
| 中山醫學大學附設醫院<br>Chung Shan Medical University<br>Hospital | 名稱       | 小兒百靈耳溫槍使用說明<br>評核表 Pro-6000 | 編 號    | A31000-Q18-F-D09 |
|                                                         | 制定<br>單位 |                             | 版 本    | 第 1.0 版          |
|                                                         |          | 護理部                         | 修正日期   | 109 年 06 月 16 日  |
|                                                         |          |                             | 頁數/總頁數 | 1/2              |

一、評核對象：護理人員。

二、評核方式：護理人員以口述或實際操作

三、廠牌規格：Pro-6000

四、小兒百靈耳溫槍使用說明評核表內容：

(一) 儀器操作步驟及要點說明：

1. 抓住耳溫槍底部並向上拿取耳溫槍。耳溫槍拿起時會自動開機，螢幕會指示套上新的耳套。
2. 當測量按鍵周圍亮起綠燈，出現"嗶"聲，且螢幕顯示三條線，即代表耳溫槍探頭已完成預熱，可進行測量。
3. 測量完成:Exac Temp 燈號恆亮->體溫值顯示於螢幕。

(二) 異常簡易故障排除方法：

1. 螢幕會顯示“POS”：測量位置不正確，請重新裝耳套，將探頭置於耳道內正確位置並重新測量。
2. 螢幕會顯示“Err”：環境溫度不在操作範圍內(10°C\_40°C)或環境溫度改變差異太大，請將耳溫槍靜置於室溫下 30 分鐘後再使用。。
3. :系統錯誤：待 10 秒至耳溫槍自動關機後再次開機;若錯誤仍存在，請重新裝置電池。

(三) 清潔保養注意事項：

1. 耳溫槍鏡面不可用酒精擦拭，用乾淨棉花棒擦拭即可。
2. 去除耳溫槍膠膜時，須用手指輕壓彈圈，避免折斷。
3. 清潔時須小心，避免掉落。

|                                                         |          |                             |        |                  |
|---------------------------------------------------------|----------|-----------------------------|--------|------------------|
| 中山醫學大學附設醫院<br>Chung Shan Medical University<br>Hospital | 名稱       | 小兒百靈耳溫槍使用說明<br>評核表 Pro-6000 | 編 號    | A31000-Q18-F-D09 |
|                                                         | 制定<br>單位 |                             | 版 本    | 第 1.0 版          |
|                                                         |          | 護理部                         | 修正日期   | 109 年 06 月 16 日  |
|                                                         |          |                             | 頁數/總頁數 | 2/2              |

單位名稱：\_\_\_\_\_

|                  |                  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------|------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 日期               |                  |  |  |  |  |  |  |  |
| 被評核者             |                  |  |  |  |  |  |  |  |
| 評<br>核<br>內<br>容 | (一) 儀器操作步驟及要點說明： |  |  |  |  |  |  |  |
|                  | 1                |  |  |  |  |  |  |  |
|                  | 2                |  |  |  |  |  |  |  |
|                  | 3                |  |  |  |  |  |  |  |
|                  | (二) 異常簡易故障排除方法：  |  |  |  |  |  |  |  |
|                  | 1                |  |  |  |  |  |  |  |
|                  | 2                |  |  |  |  |  |  |  |
|                  | 3                |  |  |  |  |  |  |  |
|                  | (三) 清潔保養注意事項：    |  |  |  |  |  |  |  |
|                  | 1                |  |  |  |  |  |  |  |
|                  | 2                |  |  |  |  |  |  |  |
|                  | 3                |  |  |  |  |  |  |  |
| 正確率(%)           |                  |  |  |  |  |  |  |  |
| 評核者              |                  |  |  |  |  |  |  |  |
| 備註               |                  |  |  |  |  |  |  |  |

註：1.正確：以 V 表示

2.不正確：以 X 示

3.不適用：以－表示

4.正確率(%)：【正確項數 (V) / 實際評核總項數 (V+X)】× 100%

評核總成績：\_\_\_\_\_