

中山醫學大學附設醫院 Chung Shan Medical University Hospital	名稱	胎心音監視器使用說明評核表 Series 50A	編號	A31000-Q18-F-E01
	制定 單位	護理部	版本	第 1.1 版
			修正日期	103 年 05 月 31 日
			頁數/總頁數	1/2

一、評核對象：護理人員。

二、評核方式：護理人員以口述或實際操作

三、廠牌規格：Series 50A

四、胎心音監視器使用說明評核表內容：

（一）儀器操作步驟及要點說明：

1. 將感應器連接於機器上，監測器電源插上，檢查有無記錄紙張，打開電源開關。
2. 將胎心音感應器塗 Jelly 放置於待產婦的腹部，且為胎兒背部的位置，確定偵測到胎兒心跳。
3. 在子宮未收縮時，將宮縮感應器依懷孕週數放置在子宮底下兩橫指，選擇較平坦處，但不可放於肚臍上。
4. 調整音量（位於顯示區正下方），確定螢幕上數字顯示測量位置，正確會顯示綠燈或橘色燈，正常胎心音約 120-160 次/min。
5. 調整宮縮壓力的基準線（位於顯示區正下方）於 20 mm Hg 處。
6. 填寫待產婦的姓名、日期和時間於記錄紙前端。
7. 每小時需記錄胎心音次數及宮縮狀況於護理記錄。

（二）異常簡易故障排除方法：

1. 宮縮感應器監測不到宮縮時，檢查感應器是否與機體或病人接觸不良，重新裝置。
2. 胎心音感應器監測不到胎心音時，檢查感應器上的Jelly是否不足或過多、檢查感應器是否與機體或病人接觸不良，重新裝置。

（三）清潔保養注意事項：

1. 監測器可用乾抹布除去灰塵保持乾淨。
2. 胎心音感應器使用後注意事項：將接受器上的Jelly用衛生紙擦乾淨，防止感應器受損。
3. 將感應器收卷整齊，放置抽屜內。

中山醫學大學附設醫院 Chung Shan Medical University Hospital	名稱	胎心音監視器使用說明評核表 Series 50A	編 號	A31000-Q18-F-E01
	制定 單位	護理部	版 本	第 1.1 版
			修正日期	103 年 05 月 31 日
			頁數/總頁數	2/2

單位名稱：_____

日期								
被評核者								
評核 內 容	(一) 儀器操作步驟及要點說明：							
	1							
	2							
	3							
	4							
	5							
	6							
	7							
	(二) 異常簡易故障排除方法：							
	1							
	2							
	(三) 清潔保養注意事項：							
	1							
	2							
	3							
正確率(%)								
評核者								
備註								

註：1.正確：以 V 表示

2.不正確：以 X 示

3.不適用：以—表示

4.正確率(%)：【正確項數 (V) / 實際評核總項數 (V+X)】× 100%

評核總成績：_____