

中山醫學大學附設醫院 Chung Shan Medical University Hospital	名稱	掌上型多普勒胎心音儀使用說明 評核表 SD3	編號	A31000-Q18-F-E02
	制定 單位	護理部	版本	第 1.3 版
			修正日期	111 年 07 月 05 日
			頁數/總頁數	1/2

一、評核對象：護理人員。

二、評核方式：護理人員以口述或實際操作

三、廠牌規格：SD3

四、掌上型多普勒胎心音儀使用說明評核表內容：

（一）儀器操作步驟及要點說明：

1. 按下 Doppler 電源開關。
2. 確定電源處畫面的電力及脈搏數指示正常。
3. 確定胎兒背部位置(以四段式觸診確定胎兒背部位置)。
4. 將 Jelly 塗擦在探頭，並放到孕婦腹部欲聽診部位偵測胎兒心跳（離胎兒心臟最近處）。
5. 調整音量大小。
6. 測量一分鐘(正常胎心音約 120-160 次/min)。
7. 測量完畢，探頭面及孕婦腹部用衛生紙擦拭乾淨。
8. 將 Doppler 探頭放於續電座上歸位。

（二）異常簡易故障排除方法：

1. 無聲音出現時，將探頭開關按鈕重複按幾次至聲音出現。
2. 無法開啟電源時，電源處畫面的電力指示閃爍表示充電時間不夠，插上蓄電插頭即可使用。

（三）清潔保養注意事項：

1. 放置平穩檯面，降低摔落情形。
2. 放置乾燥無潮濕平面。
3. 探頭使用完畢，探頭面的Jelly務必用衛生紙擦拭乾淨，不可水洗。

中山醫學大學附設醫院 Chung Shan Medical University Hospital	名稱	掌上型多普勒胎心音儀使用說明 評核表 SD3	編號	A31000-Q18-F-E02
			版本	第 1.3 版
	制定單位	護理部	修正日期	111 年 07 月 05 日
			頁數/總頁數	2/2

單位名稱：_____

日期								
被評核者								
評核內容	(一) 儀器操作步驟及要點說明：							
	1							
	2							
	3							
	4							
	5							
	6							
	7							
	8							
	(二) 異常簡易故障排除方法：							
	1							
	2							
	(三) 清潔保養注意事項：							
	1							
	2							
	3							
正確率(%)								
評核者								
備註								

註：1.正確：以 V 表示

2.不正確：以 X 示

3.不適用：以－表示

4.正確率(%)：【正確項數 (V) / 實際評核總項數 (V+X)】× 100%

評核總成績：_____