

中山醫學大學附設醫院 Chung Shan Medical University Hospital	名稱	全自動腹膜透析機使用說明評核表	編號	A31000-Q18-F-F02
		HomeChoice Claria with sharesource	版本	第 1.3 版
	制定單位	護理部	修正日期	109 年 05 月 19 日
			頁數/總頁數	1/2

一、評核對象：護理人員。

二、評核方式：護理人員以口述或實際操作

三、廠牌規格： HomeChoice Claria with sharesource

四、全自動腹膜透析機使用說明評核表內容：

(一) 儀器操作步驟及要點說明：

1. 準備用物及環境：

(a)關閉門窗、風扇、冷氣等。

(b)75%酒精消毒機器及桌面後開機，將透析液及管組倒入機器或桌面上。

2. 組裝管組：

(a)消毒雙手後檢查透析液並將管組的夾子夾住。

(b)將管組卡夾裝入機器閘門後，按綠色鍵開始依機器指令操作。

3. 連接透析液袋：

(a)消毒雙手後依序將透析液與管組作連接(不可染污)。

(b)操作至排氣時，需打開病人端的白夾。

4. 連接自己開始透析：

(a)確認病人端管路無空氣後夾住白夾子。

(b)消毒雙手，將病人端管路與身體的輸液管穩固的連接後，開始透析。

5. 治療完成與分離：

(a)螢幕出現“治療完成”時，關門窗及空調後，戴上口罩並洗手。

(b)按綠色鍵後依機器指令操作至分離完成，輸液管蓋上新的小白帽。

6. 記錄與關機：

(a)螢幕出現“關機”後，按藍色▼來選看：0 週期引流、總脫水量及平均留置時間，將此三項目作記錄後，將機器開關。

(b)觀察引流桶內的引流液是否清澈。

7. 若為住院病人，於執行醫囑前至 HIS 系統核對醫囑(住院護理系統之藥品醫囑)，執行醫囑後至 HIS 系統完成醫囑執行(住院護理系統之藥品醫囑)。

(二) 異常簡易故障排除方法：

1. 機器Alarm時，先按壓紅色鍵，查看機器螢幕顯示的問題狀況。

2. 依機器顯示的問題予以處理好後，按壓綠色鍵。

3. 依1-2步驟仍無法處理時應與腹膜透析護理師聯絡。

(三) 清潔保養注意事項：

1. 機器主體：

(a)不可擺放液體於機器上方或桌面，以避免潑灑至機器造成故障。

(b)機器後面(通風口)不可噴灑酒精或其他液體，機器上方只能噴酒精消毒。

2. 電源：連接用電為 110 伏特。

中山醫學大學附設醫院 Chung Shan Medical University Hospital	名稱	全自動腹膜透析機使用說明評核表 HomeChoice Claria with sharesource	編號	A31000-Q18-F-F02
	制定單位	護理部	版本	第 1.3 版
			修正日期	109 年 05 月 19 日
			頁數/總頁數	2/2

單位名稱：_____

日期								
被評核者								
評核內容	(一) 儀器操作步驟及要點說明：							
	1a							
	1b							
	2a							
	2b							
	3a							
	3b							
	4a							
	4b							
	5a							
	5b							
	6a							
	6b							
	7							
	(二) 異常簡易故障排除方法：							
	1							
	2							
	3							
	(三) 清潔保養注意事項：							
	1a							
	1b							
	2							
正確率(%)								
評核者								
備註								

註：1.正確：以 V 表示 2.不正確：以 X 示 3.不適用：以一表示

4.正確率(%)：【正確項數 (V) / 實際評核總項數 (V+X)】× 100%

評核總成績：_____