

中山醫學大學附設醫院 Chung Shan Medical University Hospital	名稱	緩慢低效率血液透析過濾機使用說明 評核表 Fresenius Medical Care 5008	編號	A31000-Q18-F-F07
			版本	第 1.0 版
	制定單位	護理部	修正日期	112 年 02 月 07 日
			頁數/總頁數	1/2

一、評核對象：血液透析室護理人員。

二、評核方式：實際操作或口述。

三、評核內容：

(一) 儀器操作步驟及要點說明：

1. 開機操作：

a. 能正確接好血液透析機並完成開機：將機器 RO 進水管連接到 RO 快速接頭，排水管放入排水管孔內，電源線請插入 110V 插座內。

b. 能正確裝置透析藥水(A 液、B 粉)進行血液透析機自我測試程序。

2. Prime 操作：

a. 能正確安裝血液迴路管，並執行預沖。

b. 能正確操作血液透析機，依醫囑設定透析時間、脫水量、血液流速、透析液流速、溫度、抗凝劑使用量及治療模式(前稀釋或後稀釋)。

3. 能正確完成接機，進入血液透析治療。

4. 能正確完成結束血液透析治療。

5. 能正確完成機器管路移除與消毒程序。

(二) 異常簡易故障排除方法：

1. 能依異常簡易故障排除方法，正確解除血液透析機大量氣泡警示程序。

2. 能依異常簡易故障排除方法，正確解除血液透析機靜脈壓力警示程序

3. 能正確解除血液透析機漏血警示程序。

(三) 清潔保養注意事項：

1. 能正確以濃度 500PPM 漂白水擦拭機器表面。

2. 能正確完成更換 Plus 過濾器之程序。

中山醫學大學附設醫院 Chung Shan Medical University Hospital	名稱	緩慢低效率血液透析過濾機使用說明 評核表 Fresenius Medical Care 5008	編號	A31000-Q18-F-F07
	制定 單位	護理部	版本	第 1.0 版
			修正日期	112 年 02 月 07 日
			頁數/總頁數	2/2

單位名稱：_____

日期								
被評核者								
評核內容	(一) 儀器操作步驟及要點說明：							
	1a							
	1b							
	2a							
	2b							
	3							
	4							
	5							
	(二) 異常簡易故障排除方法：							
	1							
	2							
	3							
	(三) 清潔保養注意事項：							
	1							
	2							
正確率(%)								
評核者								
備註								

註：1.正確：以 V 表示

2.不正確：以 X 示

3.不適用：以一表示

4.正確率(%)：【正確項數 (V) / 實際評核總項數 (V+X)】× 100%

評核總成績：_____