

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	儀器設施初級保養原則				
	The Instrument Primary Facilities Maintenance Principles				
編號	A31000-Q17-W-A03	制定者	醫工組郭詩瑜、N15 王素鴻	公布日期	101 年 08 月 01 日
制定單位	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	113 年 03 月 19 日
版本/總頁數	第 2.8 版/6 頁	審查者	劉俞均	檢閱日期	115 年 02 月 05 日

一、目的

讓護理人員了解儀器設施初級保養原則。

二、範圍

護理部各單位（含中興分院）。

三、說明

儀器保養分初級、中級及高級保養，護理人員進行儀器設施初級保養維護，醫工組進行中級及高級保養。

（一）護理人員進行儀器設施初級保養維護原則

1. 各項儀器設有負責人，專責維護儀器且保持清潔，於每月月中及月底（約 15 及 30 日），清潔儀器外觀及檢查功能。
2. 清潔儀器外觀，請依儀器特性選擇乾布或清水擦拭或廠商建議適合之清潔劑擦拭。
3. 功能檢查請查看面板整體架構：
 - (1) 檢查外觀是否清潔、完整無缺？
 - (2) 螺絲、按扣、鉤子、懸臂等是否鎖緊？
4. 腳輪及煞車器：
 - (1) 煞車器及旋轉固定鎖是否正常？
 - (2) 腳輪外觀及旋轉軸承是否有異物卡住？清潔之。
5. 電源供給部份：
 - (1) 插座/插頭外表是否有破損鬆動？

主題名稱	儀器設施初級保養原則	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q17-W-A03	版本	第 2.8 版	頁碼/總頁數	3/6

圖一、儀器清潔保養記錄卡	圖二、儀器設備監測表
--------------	------------

9. 儀器負責人保養時若發現故障，則標示故障原因並通報護理長。
10. 儀器損壞或故障時，請依 A31000-Q17-W-A01 儀器異常處理及請修作業標準進行處理，如無法修復須進入請修系統填寫請修至醫工組或工務組。
11. 需依儀器類別維持蓄電狀態，使用後應隨時充電，監視儀器若停機超過一星期應打開電源暖機。
12. 隨時教育護理人員避免重物撞擊儀器或以尖銳物刮傷監視螢幕，清潔時使用廠商建議適合之清潔劑，有專用插座之儀器應按規定使用。
13. 每日需注意儀器外殼有無受損，可否確實密合，電線無裸露在外，各接頭接觸良好。
14. 請隨時保持儀器之清潔乾淨並依指定位置放置，電線類均整理整齊，當病人出院儀器須消毒。
15. 當病患死亡或具感染性病患轉出院時，應進行終期消毒保養。
16. 需由廠商、醫工組或工務組進行保養與校驗之儀器，請依每年樓層月份至請修系統申請維修保養，醫工會再依每年校驗頻率協助產生多張申請單（如 8 月份即為各汝川、核醫及內科大樓之 8 樓單位將全數儀器至請修系統申請維修保養），廠商、醫工組或工務組，依照醫工組每年提供護理部
_A31000-Q17-W-A04_儀器校驗細則進行校驗，並保存校驗記錄表。

（二）實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

四、使用表單

（略）

五、流程圖

（略）

主題名稱	儀器設施初級保養原則	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q17-W-A03	版本	第 2.8 版	頁碼/總頁數	4/6

六、參考資料

(略)

七、附件

(一) 儀器清潔保養記錄卡

(二) 儀器設備監測

主題名稱	儀器設施初級保養原則	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q17-W-A03	版本	第 2.8 版	頁碼/總頁數	5/6

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
101.08.01	1.0	新制定	101 年 08 月 01 日 通過護理部照護標準委員會。
102.02.18	2.0	配合標準化文件管理辦法修正公布日期及進行臨時檢閱	
102.05.31	2.1	說明內容部份修辭。	102 年 05 月 31 日 通過護理部照護標準委員會。
103.06.30	2.1	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
104.05.31	2.2	第三項第(一)目之 15 內容重覆予以刪修。	104 年 05 月 31 日 通過護理部照護標準委員會。
105.05.31	2.2	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
106.01.11	2.3	第三項第(一)目之 8 新增高風險儀器儀器清潔保養記錄卡	106 年 01 月 11 日 護理長會議決議通過
106.02.06	2.4	第三項第(一)目之 8 新增：依據醫工室 21D010-000-W-001 醫療儀器風險等級管理作業程序，高風險性儀器：儀器故障時會直接或間接造成病人死亡者，本院高風險性儀器設備種類包含心臟電擊器、心臟節律器、麻醉機、主動脈弓內氣球擴張及控制系統、葉克膜體外維生系統、呼吸器、輸液幫浦、洗腎機、生理監視器。	106 年 02 月 06 日 通過護理部照護標準委員會。
106.03.22	2.5	106 年 3 月 15 日醫工組與護理部共識，建議原儀器設施初級保養原則改為儀器設施一級保養原則因醫工取消此規範故予以刪除 (1) 若為高風險性儀器，儀器清潔保養記錄卡請選擇有高風險性儀器●（如圖二及附件一）或使用儀器清潔保養紀錄卡貼上紅色實心圓點●	106 年 03 月 22 日 護理部週會議決議通過
107.06.04	2.5	年度檢閱，無修正。版本不變動。	

主題名稱	儀器設施初級保養原則	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q17-W-A03	版本	第 2.8 版	頁碼/總頁數	6/6

修正日期	版本	修正說明	備註
107.10.17	2.6	1. 主題名稱修訂為儀器設施初級保養原則 2. 第二項新增（含中興分院）。 3. 第三項依據醫工組_21D010-000-P-003 醫療儀器設保養計畫作業說明，將一級、二級及三級保養修改成初級、中級及高級保養。	107 年 10 月 17 日 護理長會議通過
108.06.06	2.7	1. 第三項第一目之 8(2)新增說明內容。 2. 第三項第二日本辦法經委員會通過後公布實施，改為護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施。	108 年 06 月 06 日 照護標準組會議通過；108 年 06 月 12 日 護理長會議通過；108 年 06 月 18 日 督導會議通過公布。
109.04.09	2.7	年度檢閱，無修改。版本不變動。	
110.07.08	2.7	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
111.06.02	2.7	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
112.06.08	2.7	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
113.03.19	2.8	1. 第三項第一目之 8.高風險性儀器新增血氧分析儀。 2. 第三項第一目之 8.(2)更新圖一儀器清潔保養記錄卡及圖二儀器設備監測表的範例圖片。	113 年 02 月 01 日 照護標準組會議通過；113 年 03 月 13 日 護理長會議通過；113 年 03 月 19 日 督導會議通過公布
114.06.05	2.8	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
115.02.05	2.8	年度檢閱，無修正。版本不變動。	