

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	顫溫槍 EXERGEN-TAT-5000 操作標準 “Exergen” Temporal Scanner Operating Standards				
編號	A31000-Q17-W-B01	制定者	OPD 蔡明修	公布日期	101 年 08 月 01 日
制定單位	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	113 年 03 月 19 日
版本/總頁數	第 2.4 版/6 頁	審查者	劉俞均	檢閱日期	115 年 02 月 05 日

一、目的

讓護理人員了解顫溫槍操作步驟及要點說明（短時間迅速測得病人體溫）、異常簡易故障排除方法及清潔保養注意事項。

二、範圍

護理部各單位（含中興分院）。

三、說明

（一）廠牌規格：“Exergen” Temporal Scanner -TAT-5000

（二）儀器操作步驟及要點說明

步驟	說明
顫溫槍儀器的版面說明：	版面說明：
	1. 測量按鈕。 2. 顯示螢幕。 3. 測量感應探頭。 4. 電池開關處。
1. 按住開關按鈕，探測頭直接接觸皮膚滑過前中間額頭，並持續按住。	如圖 A 點。
2. 感應探頭慢慢滑動經過前額到髮線邊緣。	如圖 B 點。
3. 持續按住開關按鈕輕觸耳垂後方。	如圖 C 點。
4. 鬆開按鈕、讀取及記錄體溫。	使用酒精棉片消毒測溫儀與病患接觸部位。

主題名稱	顫溫槍 EXERGEN-TAT-5000 操作標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q17-W-B01	版本	第 2.4 版	頁碼/總頁數	2/6



注意事項：

1. 測量額頭曝露的皮膚，避免靠近髮際的掩蓋物（如帽子、枕頭、頭髮）會阻礙熱能的消散，另外避免於冷氣孔下測量，以免測量錯誤的指數。
2. 局部若有用冷或用熱，應等待移除後 20-30 分鐘後再測量。
3. 當病患流汗或臉部有血漬，應先將額部擦拭乾淨。
4. 測量後須使用酒精棉片消毒測溫儀與病患接觸部位，等乾燥後再測量下一位病患，避免體溫過低。
5. 可測量皮瓣溫度，測量方式請依醫師指示操作。
6. 不須使用時，請歸位。
7. 使用 9 號伏特鹼性或鋰電池。
8. 當懷疑溫度異常或低電力時，請提請修由醫工組處理。
9. 顫溫槍螢幕顯示表：

條件	顯示	處理
目標溫度過高	HI : $> 110^{\circ}\text{F}(43^{\circ}\text{C})$	因使用非鹼性電池或 9V 電池達弱電量臨界值，更換電池後即可正常。
目標溫度過低	LO : $< 61^{\circ}\text{F}(16^{\circ}\text{C})$	探頭鏡面污漬以棉棒清除後即可正常。
周圍環境溫度過高	HIA : $> 104^{\circ}\text{F}(40^{\circ}\text{C})$	
周圍環境溫度過低	LOA : $< 60^{\circ}\text{F}(16^{\circ}\text{C})$	
低電量	batt	電池弱電顯示，請更換電池。
無電力	Blank display (無顯示)	

主題名稱	顯溫槍 EXERGEN-TAT-5000 操作標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q17-W-B01	版本	第 2.4 版	頁碼/總頁數	3/6

條件	顯示	處理
過程錯誤	Err	重開機。如持續出現錯誤訊息，請送醫工組維修。

(三) 異常簡易故障排除方法

1.故障情況與相關指示

高於標準	HI	>110°F(43°C)。
低於標準	LO	< 61°F(16°C)。
高於週遭	HI A	>104°F(40°C)。
低於週遭	LO A	< 60°F(16°C)。
電力不足	bAtt	
沒有電池	無顯示	
使用故障	ERR	重新開機。PS.如果持續有故障訊息，送回美德耐修理。

2.可能導致非正常之讀取

溫度異常因素	異常原因	排除異常方法
異常溫度偏低	不潔之探頭	以棉棒沾 75%酒精旋轉清潔探頭。
	未在完成溫度探測前釋放紅色按鈕	釋放紅色按鈕完成溫度探測讀取。
	測量在易流汗者	掃描各患者之讀取前用，更換測量方式（待患者不流汗溫度測量才可繼續）。
	不正常掃描向臉部下緣	直線掃描到前額，測溫儀接近此區域。
異常溫度偏高	任何遮蓋會驅除並避免溫度被忽略造成溫度偏高。	確認非因帽子、毯子、鬚髮阻檔而造成體溫偏高，掃描區域不被其他物件遮蓋待 30 秒後該處被遮蓋處溫度就近似環境溫度。

(四) 清潔保養注意事項

1. 儀器保養：

每班至少一次以小棉籤清理感應探頭凹陷處及以酒精棉片清理感應探頭。

2. 使用注意事項：

- (1) 請勿在疤痕組織、開放性潰瘍、擦傷處的皮膚測量。
- (2) 使用此產品時，周圍環境溫度最好在 60~104°F(15.5~40°C)的範圍使用。
- (3) 請將顯溫槍放置於乾淨、乾燥的地方，且周圍環境勿過冷(-4°F/-20°C)或過熱(122°F/50°C)。

主題名稱	顛溫槍 EXERGEN-TAT-5000 操作標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q17-W-B01	版本	第 2.4 版	頁碼/總頁數	4/6

- (4) 此顛溫槍不防震請勿掉落或暴露於電磁波干擾處。
- (5) 請勿將顛溫槍作熱壓處理，並請依照此手冊指示清潔消毒程序。
- (6) 如果顛溫槍使用異常、環境過熱或過冷、受損、電磁波干擾、淨泡水中，請勿使用。
- (7) 顛溫槍低電量時，請依照手冊指示自行更換電池。如需服務、檢查、維修、校正，勿自行拆卸，請與美德耐客服中心聯絡。
- (8) 請勿將顛溫槍插入任何異物。
- (9) 若顛溫槍無法正常使用，請移除電池以預防化學漏液造成儀器的損傷。
- (10) 若電池漏液，請小心移除，並避免皮膚接觸到漏出來的液體。

(五) 實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

四、使用表單

- (一) 顛溫槍使用說明評核表 “Exergen” Temporal Scanner -TAT-5000 (編號：A31000-Q18-F-B01)。

五、流程圖

(略)

六、參考資料

(略)

七、附件

(略)

主題名稱	顯溫槍 EXERGEN-TAT-5000 操作標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q17-W-B01	版本	第 2.4 版	頁碼/總頁數	5/6

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
101.08.01	1.0	新制定	101 年 08 月 01 日 護理部照護標準委員會通過
102.02.18	2.0	配合標準化文件管理辦法修正公布日期及進行臨時檢閱	
102.05.31	2.1	第三目第二項之儀器操作步驟及要點說明之圖片增加文字說明 第三目第三項之第 2 點原為「每二週清潔探頭」改成「以棉棒沾 75%酒精旋轉清潔探頭」	102 年 05 月 31 日 護理部照護標準委員會通過
103.06.30	2.1	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
104.05.31	2.1	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
105.05.31	2.1	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
106.05.31	2.1	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
107.06.13	2.2	主題名稱新增「操作標準 operating standards」	107 年 06 月 13 日 護理長會議通過
108.06.06	2.3	1. 第二項新增（含中興分院）。 2. 第三項第二目注意事項之 8 新增說明。 3. 第三項第五日本辦法經委員會通過後公布實施，改為護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施。	108 年 06 月 06 日 照護標準組會議通過；108 年 06 月 12 日 護理長會議通過；108 年 06 月 18 日 督導會議通過公布。
109.02.06	2.3	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
110.07.08	2.3	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
111.06.02	2.3	年度檢閱，無修正。版本不變動。	

