

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	烤燈 BL-20 操作標準 Head Lamp Operating Standards				
編號	A31000-Q17-W-B15	制定者	N08 李昀臻	公布日期	101 年 08 月 01 日
制定單位	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	108 年 05 月 20 日
版本/總頁數	第 2.4 版/5 頁	審查者	劉俞均	檢閱日期	114 年 04 月 10 日

一、目的

讓護理人員了解烤燈之操作步驟及要點說明、異常簡易故障排除方法及清潔保養注意事項。

二、範圍

護理部各單位（含中興分院）。

三、說明

（一）廠牌規格：BL-20

（二）儀器操作步驟及要點說明

步驟	說明
1. 插電。	電源需是 AC 110V。
2. 先選擇時間設定或長時間照射方式。	時間設定（60 分鐘設定）。 長時間（直到關閉電源）。
3. 將指標對準 ON 時是長時間照射，將指標對準時間刻度時，其照射時間為刻度時間，如果燈光切斷後，需將電源開關切 OFF 停 2 秒後再開即可。	
4. 選擇雙燈照射時，需將第二盞燈開關切入 ON 即可。	
5. 注意事項：	
(1) 烤燈與照射部位之安全距離：25 瓦特燈泡距離約 35 公分，40 瓦特燈泡距離約 45 公分，60 瓦特燈泡距離約 60~70 公分，照射時須注意光強弱對病人的感覺，以病人覺最舒適為宜，如果雙盞 500 瓦特燈泡最強亮度照射時，燈泡以距離病人需 90 公分以上較宜，但燈光如有調弱則不在此限。	American Society for Testing and Materials (ASTM)制定利用紅外線溫度測量儀器來測定體表溫度是否超過華氏 125 度（約 52°C）。如果沒有適當的紅外線體表溫度測量儀器，建議可以用手掌握住烤燈蓋表面嘗試，做為觀察的指標，一般溫度介於華氏 125~126 度之間，手掌可以持續握住不

主題名稱	烤燈 BL-20 操作標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q17-W-B15	版本	第 2.4 版	頁碼/總頁數	2/5

步驟	說明
	放超過 1 分鐘，並無任何不適感，不會造成傷害，可說是最適合的溫度。當手掌無法舒適的握住烤燈蓋表面至少 30 秒鐘，表示溫度太熱，可能造成傷害。如果測得體表溫度是華氏 140 度 (60°C)，甚至超過此一溫度，就會發生一級燒傷，因為華氏 140 度是介於發生最大痛覺與麻木之間的閾值，也就是介於可逆性與不可逆性之間的傷害，只要 3 秒鐘，就會發生第一度燒燙傷。
(2) 不可長時間照射同一面與皮膚敏感處，注意觀察皮膚顏色，若出現紫紅色則應立即停止照射，並塗上凡士林保護。	
(3) 注意保護病人眼睛，可用濕紗布遮蓋或戴有色眼鏡保護，身體有金屬物品需移除。	

(三) 異常簡易故障排除方法

異常狀況	發生原因	處理方法
1. 突然燈泡沒電	是否已設定時間及插頭是否脫落	確認照射方式是選擇時間設定或長時間照射方式及插頭是否脫落。
2. 燈泡一閃一閃的	燈泡是否鬆脫及插頭處是否感應不良	燈泡是否鬆脫及插頭處是否感應不良，確認前請注意燈泡溫度。
3. 電燈不亮	開關是否已將指標對準 ON	燈泡可能燒毀。

(四) 清潔保養注意事項

1. 使用時間最長勿超過 30 分鐘，若需重複使用，則需間隔 30~60 分鐘。
2. 照射時儘量減少燈泡震動可增長燈泡壽命。
3. 照射剛結束時，燈泡很燙需等 3~5 分鐘後再移動，可增長燈泡壽命。
4. 烤燈若經常移動易使燈泡容易振動鬆脫，所以應經常檢查燈泡是否鬆動，且加以鎖緊可增長燈泡壽命。

(五) 實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

主題名稱	烤燈 BL-20 操作標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q17-W-B15	版本	第 2.4 版	頁碼/總頁數	3/5

四、使用表單

(一) 烤燈使用說明評核表 BL-20 (編號：A31000-Q18-F-B15)。

五、流程圖

(略)

六、參考資料

(略)

七、附件

(略)

主題名稱	烤燈 BL-20 操作標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q17-W-B15	版本	第 2.4 版	頁碼/總頁數	4/5

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
101.08.01	1.0	新制定。	101 年 08 月 01 日 護理部照護標準 委員會通過
102.02.18	2.0	配合標準化文件管理辦法修正公布日期及進行臨時檢閱。	
102.05.31	2.1	注意事項(1)步驟新增：照射時須注意光強弱對病人的感覺，以病人覺最舒適為宜，如果雙盞 500 瓦特燈泡最強亮度照射時，燈泡以距離病人需 90 公分以上較宜，但燈光如有調弱則不在此限。 注意事項(1)說明新增：如果測得體表溫度是華氏 140 度(60°C)，甚至超過此一溫度，就會發生一級燒傷，因為華氏 140 度是介於發生最大痛覺與麻木之間的閾值，也就是介於可逆性與不可逆性之間的傷害，只要 3 秒鐘，就會發生第一度燒燙傷。	102 年 05 月 31 日 護理部照護標準 委員會通過
103.05.31	2.2	異常簡易故障排除方法發生原因新增：燈泡是否鬆脫及插頭處是否感應不良及處理方法新增：燈泡是否鬆脫及插頭處是否感應不良，確認前請注意燈泡溫度。	103 年 05 月 31 日 護理部照護標準 委員會通過
104.05.31	2.2	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
105.05.31	2.2	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
106.05.31	2.2	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
107.06.13	2.3	主題名稱新增「操作標準 operating standards」。	107 年 06 月 13 日 護理長會議通過
108.04.11	2.4	1. 第二項新增（含中興分院）。 2. 第三項第五日本辦法經委員會通過後公布實施，改為護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施。	108 年 04 月 11 日 照護標準組會議 通過；108 年 05 月 15 日護理長會 議通過；108 年 05 月 20 日督導會議 通過公布。
109.06.04	2.4	年度檢閱，無修正。版本不變動。	

