

# 中山醫學大學附設醫院

| 主題名稱   | 活動式抽痰機 DF601 操作標準<br>Mobile Type Suction Machine Operating Standards |     |         |      |                 |
|--------|----------------------------------------------------------------------|-----|---------|------|-----------------|
| 編號     | A31000-Q17-W-B16                                                     | 制定者 | CCU 李涵蓁 | 公布日期 | 101 年 08 月 01 日 |
| 制定單位   | 護理部                                                                  | 核准者 | 吳姿蓉     | 修正日期 | 112 年 07 月 04 日 |
| 版本/總頁數 | 第 2.5 版/5 頁                                                          | 審查者 | 劉俞均     | 檢閱日期 | 114 年 06 月 05 日 |

## 一、目的

讓護理人員了解活動式抽痰機之操作步驟及要點說明、異常簡易故障排除方法及清潔保養注意事項。

## 二、範圍

護理部各單位（含中興分院）。

## 三、說明

（一）廠牌規格：DF601

（二）儀器操作步驟及要點說明

| 步驟                                                 | 說明               |
|----------------------------------------------------|------------------|
| 1. 使用前先插插座，輸入電源時 POWER 燈亮。                         | 確認插座是否牢固。        |
| 2. 檢查吸引器瓶蓋及各處接頭是否密閉及牢固。                            |                  |
| 3. 將開關 ON-OFF 按下 ON 處即可使用。                         |                  |
| 4. 壓力強弱由調節鈕調整，測試其抽吸壓力及功能，測試抽吸機並調整適當吸力。             | 成人 120-150mmHg。  |
|                                                    | 小孩 100-120 mmHg。 |
|                                                    | 嬰兒 80-100 mmHg。  |
|                                                    | 早產兒 60-80 mmHg。  |
| 5. 依抽痰標準技術操作。                                      |                  |
| 6. 吸引瓶為塑膠 PC 材質，嚴禁使用消毒劑或其他化學劑清洗、浸泡，會產生化學變化，造成龜裂現象。 |                  |
| 7. 痰液收集瓶液體滿 1/2 要倒出清洗再繼續使用，若使用完畢必須使用清水清洗以維持乾淨。     |                  |
| 8. 本儀器若長時間未使用，使用前應讓其機器空                            |                  |

|      |                   |      |         |        |     |
|------|-------------------|------|---------|--------|-----|
| 主題名稱 | 活動式抽痰機 DF601 操作標準 | 制定單位 |         | 護理部    |     |
| 編號   | A31000-Q17-W-B16  | 版本   | 第 2.5 版 | 頁碼/總頁數 | 2/5 |

|           |  |
|-----------|--|
| 轉 3-5 分鐘。 |  |
|-----------|--|

### (三) 異常簡易故障排除方法

| 異常狀況       | 發生原因                         | 處理方法                                                                                                           |
|------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 儀器是否正常開機   | 當您接上正確電源時，按下綠色電源開關，儀器會啟動並運轉。 | 1. 請檢查電源輸入是否正常。<br>2. 請檢查電源線是否正常。                                                                              |
| 馬達能運轉，但無吸力 |                              | 1. 請確認所有接頭、管子是否連接密合。<br>2. 請確認瓶子、瓶蓋是否破裂及有無密合。                                                                  |
| 吸力微弱       |                              | 1. 請使用壓力調節鈕逐漸增加壓力。<br>2. 請確認所有連接管與瓶子是否破裂。<br>3. 請將儀器上的吸入孔以手指按住測試壓力是否達到 72CM/HG，當壓力達最高時再鬆放，若真空計指針無法上升，請您送回原廠維修。 |

### (四) 清潔保養注意事項

#### 吸引瓶

1. 將吸引瓶請先關閉電源，等吸力慢慢減弱。
2. 請將瓶蓋打開，將吸引瓶取出。
3. 每次使用後，請您仔細清洗吸引瓶，建議清洗方法如下：
  - (1) 請用清水清洗。請勿使用任何含化學藥劑的清潔劑清洗，否則會造成吸引瓶龜裂或破壞吸引瓶的結構。
  - (2) 此吸引瓶為 PC 材質，可耐高溫、高壓亦可消毒。建議放入 120℃ 消毒鍋消毒，並維持瓶口朝上。

#### 吸引管

1. 每次使用後，請吸清水約 30c.c. 清洗吸引管內部。
2. 再以乾淨的布擦拭吸引管表面，並保持乾淨建議保養方式高溫下連續消毒 20 分鐘。

### (五) 實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

|      |                   |      |         |        |     |
|------|-------------------|------|---------|--------|-----|
| 主題名稱 | 活動式抽痰機 DF601 操作標準 | 制定單位 |         | 護理部    |     |
| 編號   | A31000-Q17-W-B16  | 版本   | 第 2.5 版 | 頁碼/總頁數 | 3/5 |

#### 四、使用表單

(一) 活動式抽痰機使用說明評核表 DF601 (編號：A31000-Q18-F-B16)。

#### 五、流程圖

(略)

#### 六、參考資料

(略)

#### 七、附件

(略)

|      |                   |      |         |        |     |
|------|-------------------|------|---------|--------|-----|
| 主題名稱 | 活動式抽痰機 DF601 操作標準 | 制定單位 |         | 護理部    |     |
| 編號   | A31000-Q17-W-B16  | 版本   | 第 2.5 版 | 頁碼/總頁數 | 4/5 |

## 八、文件修正紀錄

| 修正日期      | 版本  | 修正說明                                                                 | 備註                                                                                             |
|-----------|-----|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 101.08.01 | 1.0 | 新制定。                                                                 | 101 年 08 月 01 日<br>護理部照護標準<br>委員會通過                                                            |
| 102.02.18 | 2.0 | 配合標準化文件管理辦法修正公布日期及進行臨時檢閱。                                            |                                                                                                |
| 102.05.31 | 2.1 | 儀器操作步驟及要點說明：部份修辭。                                                    | 102 年 05 月 31 日<br>護理部照護標準<br>委員會通過                                                            |
| 103.06.30 | 2.1 | 年度檢閱，無修正。版本不變動。                                                      |                                                                                                |
| 104.05.31 | 2.2 | 第三項第（二）、（三）目部份內容修辭。                                                  | 104 年 05 月 31 日<br>通過護理部照護<br>標準委員會。                                                           |
| 105.05.31 | 2.2 | 年度檢閱，無修正。版本不變動。                                                      |                                                                                                |
| 106.05.31 | 2.2 | 年度檢閱，無修正。版本不變動。                                                      |                                                                                                |
| 107.06.13 | 2.3 | 主題名稱新增「操作標準 operating standards」。                                    | 107 年 06 月 13 日<br>護理長會議通過                                                                     |
| 108.06.06 | 2.4 | 1. 第二項新增（含中興分院）。<br>2. 第三項第五日本辦法經委員會通過後公布實施，改為護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施。 | 108 年 06 月 06 日<br>照護標準組會議<br>通過；108 年 06<br>月 12 日護理長會<br>議通過；108 年 06<br>月 18 日督導會議<br>通過公布。 |
| 109.06.04 | 2.4 | 年度檢閱，無修正。版本不變動。                                                      |                                                                                                |
| 110.07.08 | 2.4 | 年度檢閱，無修正。版本不變動。                                                      |                                                                                                |
| 111.04.07 | 2.4 | 年度檢閱，無修正。版本不變動。                                                      |                                                                                                |

|      |                   |      |         |        |     |
|------|-------------------|------|---------|--------|-----|
| 主題名稱 | 活動式抽痰機 DF601 操作標準 | 制定單位 |         | 護理部    |     |
| 編號   | A31000-Q17-W-B16  | 版本   | 第 2.5 版 | 頁碼/總頁數 | 5/5 |

| 修正日期      | 版本  | 修正說明                            | 備註                                                                       |
|-----------|-----|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 112.07.04 | 2.5 | 修訂第三項第四目吸引瓶之 3.(2)，吸引瓶儀器保養注意事項。 | 112 年 06 月 08 日照護標準組會議通過；112 年 06 月 14 日護理長會議通過；112 年 07 月 04 日督導會議通過公布。 |
| 113.04.30 | 2.5 | 年度檢閱，無修正。版本不變動。                 |                                                                          |
| 114.06.05 | 2.5 | 年度檢閱，無修正。版本不變動。                 |                                                                          |
|           |     |                                 |                                                                          |
|           |     |                                 |                                                                          |
|           |     |                                 |                                                                          |
|           |     |                                 |                                                                          |
|           |     |                                 |                                                                          |
|           |     |                                 |                                                                          |
|           |     |                                 |                                                                          |
|           |     |                                 |                                                                          |
|           |     |                                 |                                                                          |
|           |     |                                 |                                                                          |
|           |     |                                 |                                                                          |
|           |     |                                 |                                                                          |