

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	紫外線消毒燈 HL-261 型操作標準 UV Disinfection Light Operating Standards				
編號	A31000-Q17-W-B24	制定者	CCU 李泐蓁、醫工郭詩瑜	公布日期	106 年 05 月 10 日
制定單位	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	109 年 06 月 16 日
版本/總頁數	第 1.3 版/4 頁	審查者	劉俞均	檢閱日期	114 年 06 月 05 日

一、目的

讓護理人員了解紫外線消毒燈之操作步驟及要點說明、異常簡易故障排除方法及清潔保養注意事項。

二、範圍

護理部各單位（含中興分院）。

三、說明

（一）廠牌規格：HL-261 型

（二）儀器操作步驟及要點說明

步驟	說明
1. 將紫外線殺菌燈移至殺菌區域。	
2. 旋開燈管固定旋鈕。	
3. 拉開燈管護架使其與地面成 50 度角。	
4. 打開控制面板蓋，設定殺菌時間約 30 分鐘。	
5. 打開 ON/OFF 開關至 ON，機器鳴叫約 15 秒後，殺菌燈亮起開始殺菌。	
6. 殺菌時間結束後，機器鳴叫約 15 秒，結束殺菌。	
7. 將 ON/OFF 開關撥至 OFF 位置，關閉電源。	
注意事項	
1. 紫外線燈管 3000 小時更換一次。	
2. 殺菌狀態下，欲關閉電源，須先戴上 UV 防護眼鏡，使得進入殺菌區域關閉電源。	
3. 新燈管在使用前，應以 75%酒精的紗布擦拭清除油漬、手汗及灰塵。	
4. 紫外線殺菌能力取決於照射強度與照射時間，且殺菌的速度與紫外線照射之時間，需再考量紫外線燈管總瓦數與照射物體的距離。依據東京都福祉保健局(1952)：社會福祉設施等諾羅病毒對應標準手冊以及河端、原田：照學誌 36(3)89。建議紫外線消毒燈，若要達 99.9%殺菌效果，總瓦數 120-140 瓦，距離 6 公尺，建議照射至少 2 小時以上。本	

主題名稱	紫外線消毒燈 HL-261 型操作標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q17-W-B24	版本	第 1.3 版	頁碼/總頁數	2/4

紫外線消毒燈 HL-261 型總瓦數 120 瓦（30 瓦*4 支），距離 6 公尺，建議照射至少 2 小時以上，請依環境現況距離調整照射時間。紫外線消毒燈是作為輔助性（非必要性）之環境消毒。

5. 燈管上之灰塵、油漬都會直接影響其穿透能力，故隨時保持乾淨。

（三）異常簡易故障排除方法

異常狀況	發生原因	處理方法
1. 燈管不亮	1. 保險絲燒毀 2. 啟動器故障 3. 變壓器故障 4. 燈管故障	進行系統報修，由醫工室進行維修。

（四）清潔保養注意事項

1. 使用後清潔方式：

(1)一般病人使用後，請用清水清潔。

(2)接觸性隔離之病人使用後，請使用 0.05%漂白水消毒。

2. 燈管更換：

(1)當燈管不亮時，請醫工檢視是否需更換。

(2)當一般使用下，請每年申請請修，請醫工進行評估或累積時數達 3000 小時。

（五）注意事項

1. 設備損壞：

(1)對於非抗紫外線之物品（例如：塑膠類製品及壓克力等材質等等），需移開至照射範圍之外，以避免紫外線破壞其物品材質而造成龜裂或損壞，或者使用深色的布簾加以遮蓋物品防止紫外線的穿透。

(2)請勿讓液體流入控制箱內，以免導致內部的控制系統短路損壞。

(3)請勿使紫外線殺菌裝置暴露於過度潮濕的地方，以免系統短路損壞。

2. 爆炸危險：當處於可燃性麻醉氣體環境時，請勿操作此紫外線殺菌裝置。

3. 觸電危險：

(1)當電源裝置未關閉時，請勿移動此燈。

(2)確認適當地完成電源接地。

主題名稱	紫外線消毒燈 HL-261 型操作標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q17-W-B24	版本	第 1.3 版	頁碼/總頁數	3/4

4. 人員傷害：

- (1)紫外線殺菌裝置具有光線殺菌之功能，其殺菌力及範圍非常廣泛，因此對於使用單位及人員須特別注意使用時人員於照射範圍的管制。
- (2)紫外線之穿透力極強，若人員必須進入照射範圍內，眼睛請勿直視照射源，以免眼睛受到傷害。

5. 錯誤危險：

- (1)請勿使用非殺菌燈配件於此產品上，或使用非此廠牌製造的殺菌燈配件於產品上，以避免殺菌燈/配件發生損壞或對病患/人員造成傷害。
- (2)使用者應對此紫外線殺菌裝置的操作與控制熟練，否則將可能發生嚴重的人員傷害或機件損壞。

(六) 實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

四、使用表單

- (一) 紫外線消毒燈使用說明評核表 HL-261 型（編號：A31000-Q18-F-B24）。

五、流程圖

（略）

六、參考資料

（略）

七、附件

（略）

主題名稱	紫外線消毒燈 HL-261 型操作標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q17-W-B24	版本	第 1.3 版	頁碼/總頁數	4/4

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
106.05.10	1.0	新制定。	106 年 05 月 10 日護理部照護標準委員會通過；106 年 05 月 10 日公布
107.06.13	1.1	主題名稱新增「操作標準 operating standards」。	107 年 06 月 13 日護理長會議通過
108.06.06	1.2	1. 第二項新增（含中興分院）。 2. 第三項第六日本辦法經委員會通過後公布實施，改為護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施。	108 年 06 月 06 日照護標準組會議通過；108 年 06 月 12 日護理長會議通過；108 年 06 月 18 日督導會議通過公布。
109.06.16	1.3	第四項更新使用表單。	109 年 06 月 04 日照護標準組會議通過；109 年 06 月 10 日護理長會議通過；109 年 06 月 16 日督導會議通過公布。
110.07.08	1.3	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
111.06.02	1.3	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
112.02.02	1.3	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
113.02.01	1.3	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
114.06.05	1.3	年度檢閱，無修正。版本不變動。	