

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	主動脈氣球幫浦機 Datascope IABP CS300 操作標準 Intra-aortic Balloon Pump Operating Standards				
編號	A31000-Q17-W-C07	制定者	CCU 李涵蓁	公布日期	101 年 08 月 01 日
制定單位	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	108 年 06 月 18 日
版本/總頁數	第 2.4 版/5 頁	審查者	劉俞均	檢閱日期	114 年 06 月 05 日

一、目的

讓護理人員了解主動脈氣球幫浦機之操作步驟及要點說明、異常簡易故障排除方法及清潔保養注意事項。

二、範圍

護理部各單位。

三、說明

(一) 廠牌規格：Datascope IABP CS300

(二) 儀器操作步驟及要點說明

步驟	說明
1. 插上電源，將 Power 打開到 ON。	按 ON/OFF 做選擇。
2. 檢查面板上氦氣存量，並檢查氦氣壓力。	若機器氦氣量顏色藍色表示 ok，若顏色紅色要更換新瓶。
3. 選擇 EKG 來源，可將病人 EKG 貼片貼妥，將 EKG cable 線接於 IABP EKG Input 孔處，或將 monitor 轉接線一端插於 HP monitor，另一端插於 IABP Monitor input 孔。	IABP 機器會呈現 EKG 波形，並選擇較好的導程，優先選擇 lead II，可按 lead 做選擇。
4. 從病人身上連接動脈壓力，將 IABP Catheter 動脈孔接上 A-LINE SET 上。	
5. 再將壓力轉接線一端接於 IABP A-LINE SET 上，一端接於 IABP pressure input 孔。	IABP 機器會呈現 ABP 波形。
6. 執行動脈壓歸零並按 IABP 機器上 pressure 歸零鍵 ZERO ，下壓 3 秒。	直到 IABP 面板上 A-LINE pressure 出現零，表示歸零成功。
7. 歸零畢，將 A-LINE 關閉大氣端，打開病人端。	此時會出現 Arterial 的波形及壓力值。
8. 將面板上 IABP 汽球充氣量調整到 MAX。	
9. 驅動模式設定可選擇為 EKG、Arterial、INT 等模式。	優先選擇 EKG、Arterial；INT 模式適用於沒有生命徵象的病人。

主題名稱	主動脈氣球幫浦機 Datascope IABP CS300 操作標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q17-W-C07	版本	第 2.4 版	頁碼/總頁數	2/5

步驟	說明
10.依醫囑輔助頻率設定在 1：1。	依醫囑設定輔助頻率 假如心跳大於 110/MIN，則維持於 1：2。
11.確定 IABP INFLATION 及 DEFLATION：▼鍵位置在中點。	
12.pump 按下 IABP FILL 鍵，並維持 3 秒，直到出現 AUTO FILLING 訊息消失為止。	
13.pump 再按下 ASSIST/STANDBY 鍵正式開始工作。	
14.檢查 AUG. ALARM 的設定，按 AUG. ALARM 鍵後，再按△▽去調整設定值。	AUG. ALARM 的設定通常設定低於輔助後血壓 10 mm Hg。
15.由醫師調整充放氣的 Timing。	

(三) 異常簡易故障排除方法

異常狀況	發生原因	處理方法
1. No Trigger	1.電極貼片分離或位置不正確。 2.選擇了錯誤的觸發訊號來源。	1.重試或更換電極貼片 2-1 使用 TRIGGER SELECT 欄選擇不同的觸發來源。 2-2 按壓 ASSIS/STANDBY 鍵重新 PUMPING。
2.Check Pacer Timing	1.病人無 100%的 Pacer。	1.使用 TRIGGER SELECT 欄選擇 ECG 觸發來源，當 demand pacing 這個病人按壓 ASSIS/STANDBY 鍵重新運作。
3.Low Helium	1.氦氣瓶沒開。 2.氦氣內剩餘量少 24 次充氣儲備。	1.打開氦氣瓶。 2.更換氦氣瓶。

(四) 清潔保養注意事項

1. 護理人員

- (1) 每次使用前或使用後清潔機器檢查導線自動充氣導管電源線。
- (2) 每次使用前或使用後檢查電池儲蓄狀況。
- (3) 每月檢查自動充氣狀況及氦氣供應。
- (4) 使用完畢一定要插電，機器才有蓄電功能。

2. 醫學工程技術員

- (1) 每年校正系統及功能測試。

主題名稱	主動脈氣球幫浦機 Datascope IABP CS300 操作標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q17-W-C07	版本	第 2.4 版	頁碼/總頁數	3/5

(2) 每年檢查電池電壓及操作時間若電池使用 3 年需更換電池。

(五) 實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

四、使用表單

- (一) 主動脈氣球幫浦機使用說明評核表 Datascope IABP CS300 (編號：A31000-Q18-F-C07)。

五、流程圖

(略)

六、參考資料

(略)

七、附件

(略)

主題名稱	主動脈氣球幫浦機 Datascope IABP CS300 操作標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q17-W-C07	版本	第 2.4 版	頁碼/總頁數	4/5

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
101.08.01	1.0	新制定。	101 年 08 月 01 日 護理部照護標準 委員會通過
102.02.19	2.0	配合標準化文件管理辦法修正公布日期及進行年度 臨時檢閱。	
102.05.31	2.1	儀器操作步驟及要點說明：內容部份修辭。	102 年 05 月 31 日 護理部照護標準 委員會通過
103.06.30	2.1	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
104.05.31	2.2	主題名稱主動脈氣球幫浦機 Datascope IABP System 98 型號改為~主動脈氣球幫浦機 Datascope IABP CS300。	104 年 05 月 31 日 通過護理部照護 標準委員會。
105.05.31	2.2	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
106.05.31	2.2	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
107.02.12	2.2	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
107.06.13	2.3	主題名稱新增「操作標準 operating standards」。	107 年 06 月 13 日 護理長會議通過
108.06.06	2.4	1. 第三項第二目之 9 刪除 V PCCE、A PACE；說明 刪除假如有裝置心律調節器才需選擇 V PCCE、A PACE。 2. 第三項第二目之 10 增加說明。 3. 第三項第四目清潔保養之 1 新增注意事項。 4. 第三項第五日本辦法經委員會通過後公布實施， 改為護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布 實施。	108 年 06 月 06 日 照護標準組會議 通過；108 年 06 月 12 日護理長會 議通過；108 年 06 月 18 日督導會 議通過公布。
109.06.04	2.4	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
110.02.04	2.4	年度檢閱，無修正。版本不變動。	

