

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	高頻胸壁振盪背心 The Vest 104 型操作標準 High-Frequency Chest Wall Oscillation Vest Operating Standards				
編號	A31000-Q17-W-C16	制定者	MI 賴美玉	公布日期	101 年 08 月 01 日
制定單位	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	114 年 07 月 08 日
版本/總頁數	第 2.7 版/6 頁	審查者	劉俞均	檢閱日期	114 年 07 月 08 日

一、目的

讓護理人員了解高頻胸壁振盪背心之操作步驟及要點說明、異常簡易故障排除方法及清潔保養注意事項。

二、範圍

護理部各單位（含中興分院）。

三、說明

（一）廠牌規格：The Vest 呼吸道清潔系統 104 型

（二）儀器操作步驟及要點說明

步驟	說明
1. 填自費同意書。	胸圍：58-84cm small 棕色 84-109cm medium 藍色 109-134cm large 綠色 134-170cm extra large 黑色
2. HIS 系統由醫囑帶入計帳，背心（3600 元）、技術費前 10 天由健保給付，10 天後若需繼續使用，須由醫師評估後在紀錄上註明後再開立。	
3. 依照病患胸圍選擇適當尺寸背心，束胸背心由雙腋窩上緣穿過，背心魔鬼貼貼合於胸前，保持深呼吸的空間（二橫指空間）。	
	

主題名稱	高頻胸壁振盪背心 The Vest 104 型操作標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q17-W-C16	版本	第 2.7 版	頁碼/總頁數	2/6

步驟	說明								
4. 連接充氣連接管，由背心側面穿入注意動作輕柔，避免拉扯。	 裝備：充氣機、兩條充氣管、束胸背心。 - 背心充氣在前胸，所以字幕在前面，如果女性穿戴較不舒服，可將充氣面穿戴在背部，字幕就跟著在背面。 - 適度調整確定背心穿戴合身了，臥床病患可將矽膠切口調整在腋前線，方便穿入及減低拉扯背心切口的損傷。								
5. 充氣機插上電源，打開電源後螢幕出現三個數據。	壓力由 1 cmH ₂ O 開始，頻率由 10 Hz 開始，時間由醫囑決定或病況決定。								
<table><tr><th>功能 設定</th><th>Frequency 頻率 Hz</th><th>Pressure 壓力 cmH₂O</th><th>Time 時間 min</th></tr><tr><td>常用設定</td><td>10-15(10-12)</td><td>1-4(1-2)</td><td>15-30</td></tr></table>	功能 設定	Frequency 頻率 Hz	Pressure 壓力 cmH ₂ O	Time 時間 min	常用設定	10-15(10-12)	1-4(1-2)	15-30	
功能 設定	Frequency 頻率 Hz	Pressure 壓力 cmH ₂ O	Time 時間 min						
常用設定	10-15(10-12)	1-4(1-2)	15-30						
6. 機器面版上只有開關 第一次按 ON 螢幕亮起來 同時背心也充氣	 螢幕上出現以上三個數據								

主題名稱	高頻胸壁振盪背心 The Vest 104 型操作標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q17-W-C16	版本	第 2.7 版	頁碼/總頁數	3/6

步驟	說明
7. 條件設定好了 再次按一次 ON 就開始啟動治療 所以有一個口訣 一設定 二啟動 三暫停 四啟動 再按一次 ON 就開始啟動治療	
8. 治療期間觀察病患生命徵象及血氧飽和度變化，若病患可表達隨時詢問治療感受，病況改變則隨時停止治療，並填寫護理紀錄。	VEST 使用禁忌：出血傾向、氣胸、心臟功能不佳、胸骨骨折。
9. 治療期間或完成時，視病患需要協助咳痰或抽痰清除分泌物。	
10. 結束後清潔建議： 可使用 75% 酒精消毒或 1：1000 漂白水擦拭。	

(三) 異常簡易故障排除方法

異常狀況	處理方法
1. 充氣機電源無法開啟	請拔除充氣機上的電源線，再重新插入。
2. 背心無法充氣	確認充氣管正確連接充氣背心和充氣機。
3. 螢幕顯示”Please Call for Service”(請致電支援服務) 和”Device Error X”(裝置錯誤 X) 訊息	請拔除充氣機上的電源線，再重新插入，如果仍無法解決問題，請醫工維修之。

(四) 清潔保養注意事項

1. 機器可使用 75% 酒精消毒或 1：1000 漂白水擦拭。
2. 背心或連接管可利用 SURFA’SAFE “速安高” 高效能表面清潔殺菌劑。
3. 對於氣切管灌者可以雜用巾或毛巾鋪在前胸，萬一局部弄髒亦可使用

主題名稱	高頻胸壁振盪背心 The Vest 104 型操作標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q17-W-C16	版本	第 2.7 版	頁碼/總頁數	4/6

SURFA'SAFE “速安高” 高效能表面清潔殺菌劑擦拭。

4. 連接管兩頭都是一樣設計管路沒有分左右，約 2 週輪流更換，增加使用時間。
5. 拋棄式背心連接管接頭處材質容易損壞或斷裂，請小心使用。
6. 連接管可利用 75%酒精消毒，管路平放，避免扭曲。

（五）實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

四、使用表單

- （一）高頻胸壁振盪背心使用說明評核表 The Vest104 型（編號：A31000-Q18-F-C16）。

五、流程圖

（略）

六、參考資料

（略）

七、附件

（略）

主題名稱	高頻胸壁振盪背心 The Vest 104 型操作標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q17-W-C16	版本	第 2.7 版	頁碼/總頁數	5/6

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
101.08.01	1.0	新制定。	101 年 08 月 01 日 護理部照護標準 委員會通過
102.02.19	2.0	配合標準化文件管理辦法修正公布日期及進行年度 臨時檢閱。	
102.02.26	2.1	說明（一）2.修改:技術費前 10 天由健保給付（有背 心 120 元/次，無自費背心 200 元/次）。	102 年 02 月 26 日 護理部照護標準 委員會通過
102.05.31	2.2	1. 原說明（一）裝備及注意事項內容，歸入(二)儀 器操作步驟及要點說明。 2. 清潔保養注意事項中新增第 5 項：拋棄式背心連 接管接頭處材質容易損壞或斷裂，請小心使用。	102 年 05 月 31 日 護理部照護標準 委員會通過
103.05.31	2.3	說明（二）儀器操作步驟及要點說明步驟 2. 新增：10 天後若需繼續使用須由醫師評估後在紀錄 上註明後再開立。 刪除：有背心 120 元/次，無自費背心 200 元/次。	103 年 05 月 31 日 護理部照護標準 委員會通過
104.05.31	2.4	1.第三項第（二）目步驟 10 刪除：用柔軟的清潔棉 片沾 75%酒精消毒；新增：可使用 75%酒精消毒 或 1：1000 漂白水擦拭。 2.第三項第（四）目之 1 新增使用 1：1000 漂白水 擦拭。	104 年 05 月 31 日 通過護理部照護 標準委員會。
105.05.31	2.4	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
106.05.31	2.4	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
107.06.13	2.5	主題名稱新增「操作標準 operating standards」。	107 年 06 月 13 日 護理長會議通過
107.12.13	2.6	1. 第二項新增（含中興分院）。 2. 第三項第五日本辦法經委員會通過後公布實施，改 為護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實 施。	107 年 12 月 13 日 照護標準組會議 通過；108 年 01 月 09 日護理長會 議通過;108 年 01 月 22 日督導會議 通過公布。

主題名稱	高頻胸壁振盪背心 The Vest 104 型操作標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q17-W-C16	版本	第 2.7 版	頁碼/總頁數	6/6

修正日期	版本	修正說明	備註
108.06.06	2.6	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
109.06.04	2.6	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
110.07.08	2.6	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
111.02.10	2.6	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
112.06.08	2.6	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
113.04.30	2.6	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
114.07.08	2.7	第三項第（二）目第 4 點說明圖片：入連接管矽膠切口動作請輕柔，字辭修訂為：放入連接管矽膠切口，穿著時動作請輕柔	114 年 04 月 10 日照護標準組會議通過；114 年 06 月 11 日護理長會議通過；114 年 07 月 08 日督導會議通過公布。