

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	輸液/輸血加溫器 ANIMEC AM-2S 操作標準 ANIMEC Infusion/Blood Warmer Operating Standards				
編號	A31000-Q17-W-C18	制定者	SI 朱卉愉	公布日期	101 年 08 月 01 日
制定單位	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	108 年 05 月 20 日
版本/總頁數	第 2.3 版/5 頁	審查者	劉俞均	檢閱日期	114 年 04 月 10 日

一、目的

讓護理人員了解輸液/輸血加溫器之操作步驟及要點說明、異常簡易故障排除方法及清潔保養注意事項。

二、範圍

護理部各單位。

三、說明

(一) 廠牌規格：ANIMEC AM-2S

(二) 儀器操作步驟及要點說明

步驟	說明
1. 確認管路尺寸是否與儀器之規格。	使用正確的管路尺寸：AM-2S-4A(AM-2S-4B)：3.0mm~4.0mm 直徑。AM-2S-5A(AM-2S-5B)：4.0mm~5.0mm 直徑。
2. 將儀器掛在 IV 架上或是用其懸掛帶掛在其他支撐物上。	加溫器必須放置於靠近病人且合適之地方。
3. 打開加溫器之上蓋，將輸液管放置於 S 型的裝設道上。	確認輸液套之管路所放置的位置是適合的。
4. 將輸液充滿輸液管路。	
5. 關上儀器之上蓋。	如果需要，請再次調整懸掛帶以確認其是否可以完全支撐加溫器之重量。
6. 調整流速(1~12ml/min)。	請看數據圖”輸液流出溫度與建議流速”。當操作開始 5~10 分鐘後，請再次確認輸液之流速，因隨著輸液之加溫，可能會使輸液流速增加。
7. 將電源線插入正確的交流電電源插座。	
8. 按下電源鍵”ON”，綠色的液晶燈會亮起，輸液加溫也即將開始。	當輸液流速低於 1ml/min 時，請不要使用此儀器。
9. 當輸液結束時，按下電源鍵將電源關閉，此	

主題名稱	輸液/輸血加溫器 ANIMEC AM-2S 操作標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q17-W-C18	版本	第 2.3 版	頁碼/總頁數	2/5

步驟	說明
時綠色液晶燈會滅掉，而輸液加溫器將會停止。	
10. 等待 1~2 分鐘，直到加熱板冷卻。將電源線拔離電源插座，並將管路從儀器上移除。	

(三) 異常簡易故障排除方法

異常狀況	發生原因	處理方法
1. 輸液管無法置入儀器裝設道。	管路尺寸錯誤	使用正確之管路尺寸 AM-2S-4A(AM-2S-4B) : 3.0mm~4.0mm 直徑 AM-2S-5A(AM-2S-5B) : 4.0mm~5.0mm 直徑
2. 加溫器無法關閉。	在加溫器之上蓋與加溫器主體間有灰塵	清除灰塵。
3. 主電源鍵無法啟動。	電源線未插到電源插座上	將電源線插至電源插座上。
4. 輸液無法加溫。	電源線未插到電源插座上	將電源線插至電源插座上。
	電源鍵未啟動	啟動電源鍵。
	過度使用	調整流速(1~12ml/min)。
	管路尺寸錯誤	使用正確之管路尺寸： AM-2S-4A(AM-2S-4B) : 3.0mm~4.0mm 直徑 AM-2S-5A(AM-2S-5B) : 4.0mm~5.0mm 直徑
5. 不能控制加溫之溫度。	輸液流速之方向錯誤	重新放置輸液管於管路裝設道上
	管路尺寸錯誤	使用正確之管路尺寸： AM-2S-4A(AM-2S-4B) : 3.0mm~4.0mm 直徑 AM-2S-5A(AM-2S-5B) : 4.0mm~5.0mm 直徑

(四) 清潔保養注意事項

1. 注意事項：

- (1) 清潔時一定要先將儀器從電源插座上拔除。
- (2) 不要將儀器浸溼或浸入水中。
- (3) 當加熱板還是熱的時候，請勿清潔儀器。
- (4) 當儀器不穩固的情況下，請勿清潔儀器（例如：當儀器還掛在點滴架上）。

主題名稱	輸液/輸血加溫器 ANIMEC AM-2S 操作標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q17-W-C18	版本	第 2.3 版	頁碼/總頁數	3/5

2. 保養步驟：

- (1) 使用溫和不染色、殺菌的洗潔劑及溫水(30~40°C)，將布溼潤以擦拭主體。
- (2) 用乾布擦拭主體。
- (3) 使用殺菌酒精將溫和的棉布濕潤，以擦拭加熱板上之管路裝設道。
- (4) 用溫和的乾棉布擦拭加熱板上之管路裝設道。

(五) 實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

四、使用表單

- (一) 輸液輸血加溫器使用說明評核表 ANIMEC AM-2S (編號：A31000-Q18-F-C18)。

五、流程圖

(略)

六、參考資料

(略)

七、附件

(略)

主題名稱	輸液/輸血加溫器 ANIMEC AM-2S 操作標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q17-W-C18	版本	第 2.3 版	頁碼/總頁數	4/5

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
101.08.01	1.0	新制定。	101 年 08 月 01 日 護理部照護標準 委員會通過
102.02.19	2.0	配合標準化文件管理辦法修正公布日期及進行年度 臨時檢閱。	
102.05.31	2.1	儀器操作步驟及要點說明：修正部份。	102 年 05 月 31 日 護理部照護標準 委員會通過
103.06.30	2.1	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
104.05.31	2.1	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
105.05.31	2.1	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
106.05.31	2.1	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
107.06.13	2.2	主題名稱新增「操作標準 operating standards」。	107 年 06 月 13 日 護理長會議通過
108.04.11	2.3	第三項第五日本辦法經委員會通過後公布實施，改 為護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施。	108 年 04 月 11 日 照護標準組會議 通過；108 年 05 月 15 日護理長會 議通過；108 年 05 月 20 日督導會 議通過公布。
109.06.04	2.3	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
110.07.08	2.3	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
111.02.10	2.3	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
112.06.08	2.3	年度檢閱，無修正。版本不變動。	

主題名稱	輸液/輸血加溫器 ANIMEC AM-2S 操作標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q17-W-C18	版本	第 2.3 版	頁碼/總頁數	5/5

修正日期	版本	修正說明	備註
113.04.30	2.3	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
114.04.10	2.3	年度檢閱，無修正。版本不變動。	