

# 中山醫學大學附設醫院

| 主題名稱   | 床上磅秤 SR255 操作標準<br>Bed Scales Operating Standards |     |         |      |                 |
|--------|---------------------------------------------------|-----|---------|------|-----------------|
| 編號     | A31000-Q17-W-C21                                  | 制定者 | N13 翁岱鈺 | 公布日期 | 101 年 08 月 01 日 |
| 制定單位   | 護理部                                               | 核准者 | 吳姿蓉     | 修正日期 | 108 年 06 月 18 日 |
| 版本/總頁數 | 第 2.5 版/7 頁                                       | 審查者 | 劉俞均     | 檢閱日期 | 114 年 06 月 05 日 |

## 一、目的

讓護理人員、照顧服務員了解床上磅秤之操作步驟及要點說明、異常簡易故障排除方法及清潔保養注意事項。

## 二、範圍

護理部各單位（含中興分院）。

## 三、說明

（一）廠牌規格：SR 255

（二）儀器操作步驟及要點說明

| 步驟                                                                   | 說明                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. 床上磅秤。                                                             |  |
| 2. 歸零時需先將擔架放置於床秤橫桿上，保持穩定。                                            |  |
| 3. 再按 ZERO 鍵，擔架掛上床秤時顯示 0 KG，擔架未掛上床秤時顯示約-3.9KG，此時表示已校正好，但會因擔架重量而有所不同。 |  |

|      |                  |      |         |        |     |
|------|------------------|------|---------|--------|-----|
| 主題名稱 | 床上磅秤 SR255 操作標準  | 制定單位 | 護理部     |        |     |
| 編號   | A31000-Q17-W-C21 | 版本   | 第 2.5 版 | 頁碼/總頁數 | 2/7 |

| 步驟                                                                                | 說明                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                   | ☆注意：不須每次測量都要歸零。                                                                       |
| 4. 按 LB/KG MODE 鍵，選擇“KG”模式。                                                       |    |
| 5. 將擔架置於病人身側，使病人側躺，擔架之一端推至病人背部下，再讓病人平躺由另一端將擔架拉出，並調整擔架或病人使其重心位於擔架的中心位置，以避免承重時重心不穩。 |     |
| 6. 將床秤推至病床（推入時需注意會晃動的骨架）。可將基座伸展操作桿向右壓下，並順時針旋轉 180 度後向右提起，使床秤更加穩定。                 |   |
| 7. 將油壓幫浦開關順時針轉動(OPEN)使吊桿下降，降至所需的高度時逆時針旋轉(CLOSE)使吊桿停止下降。                           |  |
| 8. 將擔架之吊孔置入骨架之掛勾內後，運用油壓幫浦操縱桿上下移動使吊架升起，擔架升起至少離病床 2 吋之高度（務必確保掛勾有置入吊孔內，才可以升起擔架）。     |  |
| 9. 確定所有動作無誤後，按下“WEIGH”鍵即可測量到病人體重。                                                 |  |
| 10. 約 20 秒螢幕會自動 OFF，此時只需壓下“HOLD”鍵就可在顯示上一筆資料（需使病人在磅秤上停留 20 秒以上，機器會記憶上一筆資料）。        |  |

|      |                  |      |         |        |     |
|------|------------------|------|---------|--------|-----|
| 主題名稱 | 床上磅秤 SR255 操作標準  | 制定單位 | 護理部     |        |     |
| 編號   | A31000-Q17-W-C21 | 版本   | 第 2.5 版 | 頁碼/總頁數 | 3/7 |

| 步驟                                  | 說明                                                                                  |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 11. 使用完畢後，將擔架以消毒液擦拭晾乾，並將擔架捆捲放置固定位置。 |  |

### (三) 異常簡易故障排除方法

| 異常狀況             | 發生原因                                      | 處理方法                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. 電池電力不足        | 1. 電池沒電。                                  | 1. 每次使用時順便觀察顯示幕是否出現”LO BATTERY”字樣，如出現以上字樣則表示電池電壓不足。<br>2. 請準備 6 個 1 號的鹼性電池並使用十字起子將顯示幕前方蓋板的四個螺絲卸下，更換電池座上的電池後重新歸零。                                                                                                                                                              |
| 2. 秤重數據有誤差       | 1. 擔架布未掛在 A 型杆上歸零。<br>2. 床秤的電纜線及接頭有鬆脫或斷裂。 | 1. 校正時需將床秤移至空曠處，並將擔架及擔架布移開床秤再確定床秤四周沒有碰到任何物體。<br>2. 按下顯示幕上的”ZERO”鍵重新歸零。<br>3. 將擔架及擔架布掛在 A 型杆上後按下”WEIGH”鍵。<br>4. 觀察顯示幕的秤重數據如為 4.2 kg 可確定床秤是準確的。<br>5. 如誤差在±2kg 以內可使用床秤顯示幕校準之功能或通知廠商進行調整。<br>6. 如誤差在±2kg 以上請檢查床秤的電纜線及接頭是否有鬆脫或斷裂之情形，如找不出問題請通知廠商維修。<br>7. 擔架及擔架布不取下，按下”ZERO”鍵重新歸零。 |
| 3. 油壓幫浦無法上升      | 可能為油壓幫浦內部油封破裂。                            | 請通知廠商維修。                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4. 油壓幫浦無法下降      | 可能為油壓幫浦內部油壓油髒污而堵住洩油孔。                     | 請通知廠商維修。                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5. 秤重時油壓幫浦會緩慢的下降 | 可能為油壓幫浦內部油封破裂。                            | 需通知廠商維修。                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 6. 顯示幕無法顯示且      | 長期使用或太用力按                                 | 顯示幕故障，需通知廠商維修。                                                                                                                                                                                                                                                                |

|      |                  |      |         |        |     |
|------|------------------|------|---------|--------|-----|
| 主題名稱 | 床上磅秤 SR255 操作標準  | 制定單位 |         | 護理部    |     |
| 編號   | A31000-Q17-W-C21 | 版本   | 第 2.5 版 | 頁碼/總頁數 | 4/7 |

| 異常狀況      | 發生原因       | 處理方法                         |
|-----------|------------|------------------------------|
| 已更換過電池    | 壓造成毀損。     |                              |
| 7.擔架布出現裂縫 | 長期使用造成破損。  | 請自行評估是否該更換一只新的擔架布，請聯絡廠商購買。   |
| 8.擔架放置盒破裂 | 置放擔架布時太用力。 | 請自行評估是否該更換一只新的擔架放置盒，請聯絡廠商購買。 |

#### (四) 清潔保養注意事項

1. 使用浸水並扭乾的軟布擦拭機體，待乾燥後將機體塗上薄薄一層油。
2. 檢查螺絲是否鬆動，有鬆動時以工具栓緊。
3. 各個轉動的聯桿處或輪軸處需不定期上油。
4. 重力傳導器上方之安全螺絲需檢查是否變形或斷裂，有不良時立即更換。
5. 擔架放入擔架放置盒時需輕慢放入，快速砸下是擔架放置盒破裂的主因。
6. 機座在擴張時需將擴張拉桿向右壓下再順時針旋轉 180 度後再提起，角度不對強硬壓下或提起是造成擴張拉桿變形或折斷的主因。

#### (五) 實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

### 四、使用表單

- (一) 床上磅秤使用說明評核表 SR 255 (編號：A31000-Q18-F-C21)。

### 五、流程圖

(略)

### 六、參考資料

(略)

|      |                  |      |         |        |     |
|------|------------------|------|---------|--------|-----|
| 主題名稱 | 床上磅秤 SR255 操作標準  | 制定單位 |         | 護理部    |     |
| 編號   | A31000-Q17-W-C21 | 版本   | 第 2.5 版 | 頁碼/總頁數 | 5/7 |

## 七、附件

(略)

|      |                  |      |         |        |     |
|------|------------------|------|---------|--------|-----|
| 主題名稱 | 床上磅秤 SR255 操作標準  | 制定單位 |         | 護理部    |     |
| 編號   | A31000-Q17-W-C21 | 版本   | 第 2.5 版 | 頁碼/總頁數 | 6/7 |

## 八、文件修正紀錄

| 修正日期      | 版本  | 修正說明                                                                                      | 備註                                                                                             |
|-----------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 101.08.01 | 1.0 | 新制定。                                                                                      | 101 年 08 月 01 日<br>護理部照護標準<br>委員會通過                                                            |
| 102.02.19 | 2.0 | 配合標準化文件管理辦法修正公布日期及進行年度<br>臨時檢閱。                                                           |                                                                                                |
| 102.05.31 | 2.1 | 清潔保養注意事項：部份修辭。                                                                            | 102 年 05 月 31 日<br>護理部照護標準<br>委員會通過                                                            |
| 103.06.30 | 2.1 | 年度檢閱，無修正。版本不變動。                                                                           |                                                                                                |
| 104.08.19 | 2.2 | 第三項步驟 3 內容新增：擔架未掛上床秤時顯示約<br>-4.2KG，此時表示已校正好，但會因擔架重量而有<br>所不同。                             | 104 年 08 月 19 日<br>護理部照護標準<br>委員會通過                                                            |
| 105.05.31 | 2.3 | 第三項步驟 3 內容：擔架未掛上床秤時顯示約<br>-4.2KG 修正為：-3.8KG。                                              | 105 年 05 月 31 日<br>護理部照護標準<br>委員會通過                                                            |
| 106.05.31 | 2.3 | 年度檢閱，無修正。版本不變動。                                                                           |                                                                                                |
| 107.06.13 | 2.4 | 1. 主題名稱新增「操作標準 operating standards」<br>2. 第三項第二目步驟 3 內容：擔架未掛上床秤時顯<br>示約-3.8KG 修正為：-3.9KG。 | 107 年 06 月 13 日<br>護理長會議通過                                                                     |
| 108.06.06 | 2.5 | 1. 第二項新增（含中興分院）。<br>2. 第三項第五日本辦法經委員會通過後公布實施，<br>改為護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布<br>實施。              | 108 年 06 月 06 日<br>照護標準組會議<br>通過；108 年 06<br>月 12 日護理長會<br>議通過；108 年 06<br>月 18 日督導會議<br>通過公布。 |
| 109.06.04 | 2.5 | 年度檢閱，無修正。版本不變動。                                                                           |                                                                                                |
| 110.07.08 | 2.5 | 年度檢閱，無修正。版本不變動。                                                                           |                                                                                                |
| 111.04.07 | 2.5 | 年度檢閱，無修正。版本不變動。                                                                           |                                                                                                |

