

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	電動病人移位機 PL-450 E 操作標準 Electric Patient Lift Operating Standards				
編號	A31000-Q17-W-C22	制定者	RCW 盧玉華	公布日期	101 年 08 月 01 日
制定單位	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	110 年 08 月 03 日
版本/總頁數	第 2.4 版/6 頁	審查者	劉俞均	檢閱日期	114 年 06 月 05 日

一、目的

讓護理人員了解電動病人移位機之操作步驟及要點說明、異常簡易故障排除方法及清潔保養注意事項。

二、範圍

護理部各單位（含中興分院）。

三、說明

（一）廠牌規格：電動病人移位機 PL-450 E

（二）儀器操作步驟及要點說明

步驟	說明
1. 使用充電式電池設備，不受電源線牽絆，增加使用區域，方便移動，故插電時無法操作。	 ☆注意：充電勿超過 12 小時。
2. 打開電源，將紅色按鈕順時鐘轉開（確定電源在開啟狀態，紅色的 RESET 要彈起）。	 ☆注意：如緊急時壓下紅色按鈕會立刻停止。

主題名稱	電動病人移位機 PL-450 E 操作標準	制定單位	護理部		
編號	A31000-Q17-W-C22	版本	第 2.4 版	頁碼/總頁數	2/6

步驟	說明																								
3. 檢查電源測試燈是否有亮？在操作前確定至少有一格綠燈是亮的，若檢測燈經常指示電池需充電時，表示該更換新電池。	 檢測燈 電池檢測鍵 ☆檢視燈： 1.按下控制盒上電池檢測鍵（藍底白線的圓形標示）。 2.檢測燈全亮時，表示電池蓄電量是滿載的。 3.檢測燈只亮 1 個綠燈時，表示應該充電。 4.檢測燈的綠燈全不亮時，不可使用本機，應立即充電。 檢測燈顯示訊息 <table><tr><td>紅</td><td>黃</td><td>綠</td><td>綠</td><td>綠</td><td>—— 電池已充滿，可以使用</td></tr><tr><td>紅</td><td>綠</td><td>綠</td><td>綠</td><td>綠</td><td>—— 該充電了！</td></tr><tr><td>紅</td><td>黃</td><td>綠</td><td>綠</td><td>綠</td><td>—— 立即充電，不可操作！！！！</td></tr><tr><td>紅</td><td>黃</td><td>綠</td><td>綠</td><td>綠</td><td>—— 電池或接頭故障</td></tr></table>	紅	黃	綠	綠	綠	—— 電池已充滿，可以使用	紅	綠	綠	綠	綠	—— 該充電了！	紅	黃	綠	綠	綠	—— 立即充電，不可操作！！！！	紅	黃	綠	綠	綠	—— 電池或接頭故障
紅	黃	綠	綠	綠	—— 電池已充滿，可以使用																				
紅	綠	綠	綠	綠	—— 該充電了！																				
紅	黃	綠	綠	綠	—— 立即充電，不可操作！！！！																				
紅	黃	綠	綠	綠	—— 電池或接頭故障																				
4. 將病人翻身轉向照護者，將吊帶鋪在床上，紅色面朝上。	 ☆吊帶紅色面朝上																								
5. 讓病人躺平，到病人的另一邊並重複先前的動作，使吊帶正確的固定於病人背部。																									
6. 吊環自雙腳大腿內側拉出，將吊環呈交叉穿過對側吊環內部，固定於大腿上面。																									
7. 將吊架移動到適當位置後，固定移位機雙輪煞車，將吊環掛到吊勾上，按下手控器向上鍵，使病人離開床。																									

主題名稱	電動病人移位機 PL-450 E 操作標準	制定單位	護理部		
編號	A31000-Q17-W-C22	版本	第 2.4 版	頁碼/總頁數	3/6

步驟	說明
	 ☆注意： (1) 確定吊帶是穩固及病人舒適感。 (2) 本機最大負載重量為 180 公斤，並不得負載病人以外之其他重物。 (3) 請勿在病人和移位機中放置任何東西，例如軟墊、保護墊等，因為這樣會導致病人翻倒或受傷。 (4) 使用移位機時須注意雙輪煞車固定。  (5) 手控器上下鍵來控制吊勾移動。 
8. 使用移位機將病人移位至輪椅時，可踩腳架控制器，使腳架張開，讓病人順利完成移位。	☆移位機腳架控制器使用方式： 

(三) 異常簡易故障排除方法

異常狀況	發生原因	處理方法
馬達無法下降動作時	機械故障	緊急下降裝置位於驅動器最上端，可以立即順時鐘方向旋轉直至使用者下降為止。
警告鈴聲每秒二短聲	低電量（紅、黃燈亮）	儘快充電。
警告鈴聲每秒三短聲	低電量（紅燈亮）	立刻充電。

主題名稱	電動病人移位機 PL-450 E 操作標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q17-W-C22	版本	第 2.4 版	頁碼/總頁數	4/6

警告鈴聲每秒六短聲	極低電量（全不亮）	立刻充電。
警告鈴聲間隔一秒三短聲	電池有問題	更換電池。
警告鈴聲三長聲	電力超載	減少電力。

（四）清潔保養注意事項

1. 使用消毒液擦拭保養或清潔即可。
2. 每月月中及月底（約 15 及 30 日），清潔儀器外觀及檢查功能。

（五）實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

四、使用表單

- （一）電動病人移位機使用說明評核表 PL-450 E（編號：A31000-Q18-F-C22）。

五、流程圖

（略）

六、參考資料

（略）

七、附件

（略）

主題名稱	電動病人移位機 PL-450 E 操作標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q17-W-C22	版本	第 2.4 版	頁碼/總頁數	5/6

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
101.08.01	1.0	新制定。	101 年 08 月 01 日 護理部照護標準 委員會通過
102.02.19	2.0	配合標準化文件管理辦法修正公布日期及進行年度 臨時檢閱。	
102.05.31	2.1	說明內容部份修辭。	102 年 05 月 31 日 通過護理部照護 標準委員會。
103.06.30	2.1	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
104.05.31	2.1	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
105.05.31	2.1	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
106.05.31	2.1	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
107.06.13	2.2	1. 主題名稱新增「操作標準 operating standards」 2. 第三項第四目之 2 內容修訂為：每月月中及月底 (約 15 及 30 日)，清潔儀器外觀及檢查功能。	107 年 06 月 13 日 護理長會議通過
108.06.06	2.3	1. 第二項新增 (含中興分院)。 2. 第三項第二目之 7 內容新增固定移位機雙輪煞車 及新增說明(4)(5)。 3. 第三項第二項之 8 新增內容及說明。 4. 第三項第五日本辦法經委員會通過後公布實施， 改為護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布 實施。	108 年 06 月 06 日 照護標準組會議 通過；108 年 06 月 12 日護理長會 議通過；108 年 06 月 18 日督導會 議通過公布。
109.06.04	2.3	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
110.08.03	2.4	第三項第二目儀器操作步驟及要點說明之 4 文字修 訂。	110 年 07 月 08 日 照護標準組會議 通過；110 年 07 月 14 日護理長會 議通過；110 年 08 月 03 日督導會 議通過公布。

