

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	烘被機-熊寶貝溫度管理系統 艾瑞生 熊寶貝溫度管理系統 505 型操作標準 Bair Hugger brand Total Temperature Management System Operating Standards					
	編號	A31000-Q17-W-C23	制定者	CCU 李泂蓁	公布日期	101 年 08 月 01 日
	制定單位	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	108 年 06 月 18 日
	版本/總頁數	第 2.3 版/5 頁	審查者	劉俞均	檢閱日期	115 年 02 月 05 日

一、目的

讓護理人員了解烘被機-熊寶貝溫度管理系統之操作步驟及要點說明、異常簡易故障排除方法及清潔保養注意事項。

二、範圍

護理部各單位。

三、說明

(一) 廠牌規格：艾瑞生 熊寶貝溫度管理系統 505 型

(二) 儀器操作步驟及要點說明

步驟	說明
1. 將加溫器放至於平坦牢固之平面。	請勿將加溫器置放於柔軟，如床或會影響出風不順的位置而導致溫度過高。
2. 將加溫器出風管旋插入熊寶貝溫毯機入風口。	
3. 插上電源。	STANDBY 指示燈亮即處於備機狀態。
4. 選擇欲加溫之溫度鍵,低溫鍵(32℃)，中溫鍵(38℃)，或高溫鍵(43℃)。	當溫度達到設定值時，“TEMP IN RANGE”指示燈會亮。而在 AMBIENT 狀態下，指示燈不會亮。
5. 每 15-20 分監測病患體溫，視需要調整溫度。	
6. 當完成溫度治療時，壓下 STANDBY 鍵。	
7. 拔除電源插頭。	

主題名稱	烘被機-熊寶貝溫度管理系統 艾瑞生 熊寶貝溫度管理系統 505 型操作標準	制定單位	護理部		
編號	A31000-Q17-W-C23	版本	第 2.3 版	頁碼/總頁數	2/5

(三) 異常簡易故障排除方法

異常狀況	發生原因	處理方法
1. 加熱器無法啟動。	1. 電源線鬆脫接觸不良。 2. 保險絲燒毀。	1. 確認電源開關。 2. 確認電源線是否鬆脫。 3. 聯絡後勤維修負責人員。
2. 溫度過高。	調溫器故障	1. 停止加熱治療。 2. 拔除插頭。 3. 聯絡後勤維修負責人員。
3. 開機後或使用中發生警報。	不明	1. 按壓任何鍵停止警報並卸機。 2. 拔除插頭 5 分鐘，重新送電查看是否可正常使用。 3. 如不行，聯絡後勤維修負責人員。

(四) 清潔保養注意事項

1. 清潔外殼及出風管

- (1) 清潔時絕對不可浸泡外殼及出風管。
- (2) 絕不可使用過濕的抹布、酒精成分或其他溶劑擦拭外殼。
- (3) 不使用請將電源移除。

2. 清潔步驟

- (1) 清潔前需將插頭拔出電源。
- (2) 用溫和的清潔液或消毒液軟布擦拭外殼及出風管。
- (3) 擦乾加熱器。

(五) 實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

四、使用表單

- (一) 烘被機-熊寶貝溫度管理系統使用說明評核表-艾瑞生 熊寶貝溫度管理系統 505 型
(編號：A31000-Q18-F-C23)。

主題名稱	烘被機-熊寶貝溫度管理系統 艾瑞生 熊寶貝溫度管理系統 505 型操作標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q17-W-C23	版本	第 2.3 版	頁碼/總頁數	3/5

五、流程圖

(略)

六、參考資料

(略)

七、附件

(略)

主題名稱	烘被機-熊寶貝溫度管理系統 艾瑞生 熊寶貝溫度管理系統 505 型操作標準	制定單位	護理部		
編號	A31000-Q17-W-C23	版本	第 2.3 版	頁碼/總頁數	4/5

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
101.08.01	1.0	新制定。	101 年 08 月 01 日 護理部照護標準 委員會通過
102.02.19	2.0	配合標準化文件管理辦法修正公布日期及進行年度 臨時檢閱。	
102.05.31	2.1	修正標點符號。	102 年 05 月 31 日 通過護理部照護 標準委員會。
103.06.30	2.1	配合標準化文件管理辦法修正公布日期及進行臨時 檢閱。	
104.05.31	2.1	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
105.05.31	2.1	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
106.05.31	2.1	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
107.06.13	2.2	主題名稱新增「操作標準 operating standards」。	107 年 06 月 13 日 護理長會議通過
108.06.06	2.3	第三項第五日本辦法經委員會通過後公布實施，改為 護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施。	108 年 06 月 06 日 照護標準組會議 通過；108 年 06 月 12 日護理長會 議通過；108 年 06 月 18 日督導會 議通過公布。
109.06.04	2.3	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
110.07.08	2.3	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
111.04.07	2.3	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
112.06.08	2.3	年度檢閱，無修正。版本不變動。	

主題名稱	烘被機-熊寶貝溫度管理系統 艾瑞生 熊寶貝溫度管理系統 505 型操作標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q17-W-C23	版本	第 2.3 版	頁碼/總頁數	5/5

修正日期	版本	修正說明	備註
113.04.30	2.3	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
114.06.05	2.3	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
115.02.05	2.3	年度檢閱，無修正。版本不變動。	