

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	動脈血氧分析機 pHox Ultra 操作標準 Arterial Blood Gas Machine Operating Standards				
編號	A31000-Q17-W-C32	制定者	檢驗科李俊仁、CCU 李涵蓁	公布日期	110 年 12 月 07 日
制定單位	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	110 年 12 月 07 日
版本/總頁數	第 1.0 版/5 頁	審查者	劉俞均	檢閱日期	114 年 06 月 05 日

一、目的

讓護理人員了解動脈血氧分析機之操作步驟及要點說明、異常簡易故障排除方法及清潔保養注意事項。

二、範圍

護理部各單位。

三、說明

(一) 廠牌規格：pHox Ultra

(二) 儀器操作步驟及要點說明

步驟	說明
1. 使用 GAS 空針從病患身上抽取約 1.6cc 血液，將檢體搖動或搓揉檢體。	若使用 3cc 空針抽取血液大於 1.6 cc 血液，請務必使用抗凝血劑(Heparin)潤濕管壁，確保血液與抗凝劑有混合。
2. 首先確認狀態 READY，確認項目狀態為”藍色”，點選 Patient ID 輸入。	上方有 READY 字樣。  點選 Patient ID 輸入

主題名稱	動脈血氧分析機 pHOx Ultra 操作標準	制定單位	護理部		
編號	A31000-Q17-W-C32	版本	第 1.0 版	頁碼/總頁數	2/5

步驟	說明
3. 使用螢幕鍵盤輸入 ID	 使用螢幕鍵盤輸入ID
4. 點”開始”上機	 點”開始”上機
5. 此時探針會伸出，上機前把檢體完整 MIX。	 上機前把檢體完整MIX
6. 將探針置入檢體，點選”吸入”，吸完檢體，儀器發出嗶嗶聲，此時移開檢體。	 點選”吸入”

主題名稱	動脈血氧分析機 pHOx Ultra 操作標準	制定單位	護理部		
編號	A31000-Q17-W-C32	版本	第 1.0 版	頁碼/總頁數	3/5

步驟	說明
7. 再按"下一步"，等待檢體分析完成。	
8. 分析完成，螢幕顯示報告。上方的印表機會將報告印出。	

(三) 異常簡易故障排除方法

異常狀況	發生原因	處理方法
1. 螢幕出現橘色燈號(校正失敗或 QC LOCK)	有問題的分析項目會顯示橘色燈	點一下橘色燈號的分析項目，會顯示它是校正失敗或 QC LOCK，螢幕上會出現處理方式及所需時間，儀器會自動執行。
2. 藥水用完	剩餘量<10%或超出過期日，即需更換	更換試劑包安裝即可。
3. 顯示 Clot	No Solution F、No Air、ABG Back Flow、No Calibrator A、B、C、D	排除步驟:點入"系統"進入"一般維護"，點選"沖洗流路，CLOT 排塞"，再按開始。

(四) 清潔保養注意事項：機器有弄髒時，使用清水或酒精棉片擦拭機器。

(五) 儀器校正：儀器每 2 小時自動校正一次。

(六) 品管機制：每天 8AM、4PM、12MN 會自動進行 QC 測試。若 QC 測試失敗螢幕畫面的自訂項目會出現橘色燈號，依畫面的指示進行校正，若校正後仍未通過通知工程師。

主題名稱	動脈血氧分析機 pHOx Ultra 操作標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q17-W-C32	版本	第 1.0 版	頁碼/總頁數	4/5

（七）儀器故障、維護與保養

1.儀器故障

依照醫院請修作業，單位先行簡易故障排除，若無法排除請至其他單位先行施作，並聯絡維修工程師協助處理。

2.例行性保養

醫工組依其保養合約，要求廠商進行保養。

（八）實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

四、使用表單

（一）動脈血氧分析機使用說明評核表 pHOx Ultra（編號：A31000-Q18-F-C32）。

五、流程圖

（略）

六、參考資料

（略）

七、附件

（略）

主題名稱	動脈血氧分析機 pHOx Ultra 操作標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q17-W-C32	版本	第 1.0 版	頁碼/總頁數	5/5

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
110.12.07	1.0	新制定。	110 年 11 月 10 日 護理長會議通過；110 年 12 月 07 日督導會議通過公布。
111.06.02	1.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
112.04.06	1.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
113.04.30	1.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
114.06.05	1.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	