

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	北極日體溫調節系統 ArcticSun 操作標準 “Medivance” Temperature Management System Operating Standards				
編號	A31000-Q17-W-C34	制定者	CCU 林泂蓁	公布日期	112 年 03 月 07 日
制定單位	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	112 年 03 月 07 日
版本/總頁數	第 1.0 版/8 頁	審查者	劉俞均	檢閱日期	114 年 06 月 05 日

一、目的

讓護理人員了解溫控治療機器（貼片式）之操作步驟及要點說明、異常簡易故障排除方法及清潔保養注意事項。

二、範圍

急診、內外科加護病房。

三、說明

（一）廠牌規格：Medivance Arctic Sun。



主題名稱	北極日體溫調節系統 ArcticSun 操作標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q17-W-C34	版本	第 1.0 版	頁碼/總頁數	2/8

(二) 儀器操作步驟及要點說明

步驟	說明
1. 護理人員協助置放溫控傳遞墊：背腹部、大腿部各 2 片，每張傳遞墊上皆有標示貼附位置，總共 4 片傳遞墊貼片；貼墊可互相疊黏，不可剪裁。	(1) 背腹部傳遞墊：請先由背部平行於脊椎貼起，如圖 1、圖 2。  圖 1  圖 2 (2) 大腿部傳遞墊：先將管路定位直行於前大腿，貼覆後再順勢往後腿貼黏，正確貼附時鼠蹊部不會被墊片覆蓋，如圖 3。  圖 3 (3) 完成圖，如圖 4。  完成圖 貼墊可相互疊黏，不可剪裁。

主題名稱	北極日體溫調節系統 ArcticSun 操作標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q17-W-C34	版本	第 1.0 版	頁碼/總頁數	3/8

步驟	說明
	圖 4
2. 遞墊管線連接：連接時請手持藍色管，對準輸水管任一孔組推進(圖 5)，正確可感受「喀啞」聲，並確保兩側卡榫到位。	 圖 5
3. 開機執行，電源勿用延長線，啟動主機背部右上角開關(圖 6)，約 45 秒後進入主畫面。選擇新病人，已預設四種溫控療程(圖 7)。 <u>蓄水：</u> (1)只能使用無菌水或蒸餾水作為儲水器蓄水。 (2)在初始安裝時，需要四公升水來為儲水器蓄水。 (3)將一小瓶 Arctic Sun®體溫管理系統 清潔劑添加到無菌水或蒸餾水中。 (4)在病患治療選擇螢幕中，請在新病患標題下按維持正常體溫或降溫按鈕。 (5)在降溫療程或維持正常體溫療程螢幕上，按蓄水按鈕。 (6)蓄水時螢幕會顯示出來，請按照螢幕上的指示進行操作。	 圖 6  圖 7

主題名稱	北極日體溫調節系統 ArcticSun 操作標準	制定單位	護理部		
編號	A31000-Q17-W-C34	版本	第 1.0 版	頁碼/總頁數	4/8

步驟	說明
4. 若無需更改療程，請按綠色「開始」鍵，主機即進入療程；若需更改，則按紅色標示「調整」進行更改，如圖 8。	 圖 8
5. 療程啟動後，螢幕右上方的圖示會一直閃爍，若無閃爍點，表示忘記啟動或停止治療，如圖 9。如需解開螢幕保護畫面請壓左下角綠色圖示（圖 10）。	 圖 9  圖 10
6. 低溫維持期結束時，主機會跳出提醒，按下關閉，回到操作畫面（圖 11）。	 圖 11
7. 按下病患復溫的開始鍵，確認回溫療程開始。若要再延長，則按病患降溫的調整鍵調整後按儲存，再按開始（圖 12）。	 圖 12

主題名稱	北極日體溫調節系統 ArcticSun 操作標準	制定單位	護理部		
編號	A31000-Q17-W-C34	版本	第 1.0 版	頁碼/總頁數	5/8

步驟	說明
8. 中斷或停止療程按右下方紅色「停止」鍵，接著按右上方「傳遞墊排空」(圖 13)。	 圖 13
9. 按傳遞墊排空畫面中的「開始」，主機會將在傳遞墊中的水吸回主機，完成後畫面自動消失，即可卸除貼片並防止漏水 (圖 14)。	 圖 14
10. 若療程中需移床或電源中斷，從主機背後開關關機重啟，主畫面會多出一選擇：繼續-使用中病患，按下後可回到該個案設定，記得再按下綠色開始鍵繼續原治療 (圖 15)。	 圖 15
11. 傳遞墊管線分離：分離時務必執行傳遞墊排空，避免貼墊內無菌水流出，全程需壓住街頭兩側卡榫 (圖 16)。	 圖 16

主題名稱	北極日體溫調節系統 ArcticSun 操作標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q17-W-C34	版本	第 1.0 版	頁碼/總頁數	6/8

步驟	說明
12. 管線收納整齊，如圖 17。	 圖 17

(三) 異常簡易故障排除方法

異常狀況	發生原因	處理方法
1. 主機缺水	在開機或排空傳遞墊結束時，系統水位感測器檢測到水箱已空。	再次排空傳遞墊或蓄無菌蒸餾水。
2. 病患體溫不穩定	體溫讀取不連續，過去 8 分鐘內患者體溫發生重大變化。	確認體溫探頭接點是否脫落；檢查水溫水流狀況。
3. 流量過低	水流量小於所測量的最大流量的 50%，或流速小於 500 毫升/分鐘。	確認體溫探頭是否密合或破損。

(四) 清潔保養注意事項

1. 護理人員

每次療程結束後使用清水或酒精棉片擦拭機器。

2. 廠商

每個月校正系統及功能測試。

(五) 儀器故障、維護與保養

由醫工統籌儀器保養、校驗之控管。

1. 儀器故障

依照醫院請修作業，單位先行簡易故障排除，若無法排除則請聯絡醫工或廠商協助處理。

主題名稱	北極日體溫調節系統 ArcticSun 操作標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q17-W-C34	版本	第 1.0 版	頁碼/總頁數	7/8

(六) 實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

四、使用表單

(一) 北極日體溫調節系統 ArcticSun 使用說明評核表 (編號：A31000-Q18-F-C34)。

五、流程圖

(略)

六、參考資料

(略)

七、附件

(略)

主題名稱	北極日體溫調節系統 ArcticSun 操作標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q17-W-C34	版本	第 1.0 版	頁碼/總頁數	8/8

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
112.03.07	1.0	新制定。	112 年 02 月 08 日 護理長會議通過；112 年 03 月 07 日督導會議通過公布。
113.04.11	1.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
114.06.05	1.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	