

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	新生兒處理台 HILL-ROM Air Shields PHOTOERAPY-SYSTEM 7850 操作標準 Infant Warmer Operating Standards				
編號	A31000-Q17-W-D01	制定者	BR 黃淑媛	公布日期	101 年 08 月 01 日
制定單位	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	108 年 06 月 18 日
版本/總頁數	第 2.2 版/4 頁	審查者	劉俞均	檢閱日期	114 年 06 月 05 日

一、目的

讓護理人員了解新生兒處理台之操作步驟及要點說明、異常簡易故障排除方法及清潔保養注意事項。

二、範圍

護理部各單位。

三、說明

(一) 廠牌規格：HILL-ROM Air Shields PHOTOERAPY-SYSTEM 7850

(二) 儀器操作步驟及要點說明

步驟	說明
1. 打開機器上面右前方面板上之 WARMER 電源開關。	於產房訂新生兒床時或是執行新生兒檢查時，新生兒處理台即要開始加溫。按儀器表顯示，control mode 移至 MANUAL，接著將 HEATER 調至 MAX 以開始加溫。
2. 打開機器上面中間及左前方面板上之 PHOTOTHERAPYR 及 EXAMINATION 開關。	處理台上方照明及加熱燈管開啟。
3. 溫度顯示。	溫度顯示區從室溫開始加溫。
4. 確定感應線(sensor jack)是否黏貼於處理台的墊子上。	處理台的墊子才能開始加溫。
5. 若機器上方紅色警示燈亮，出現 alarm，按 silence (HI / Low) rest。	按 silence (HI / Low)rest 按鈕 alarm 會自動停止。
6. 使用後要將電源開關關閉。	WARMER、PHOTOTHERAPY 及 EXAMINATION 電源開關關閉。

主題名稱	新生兒處理台 HILL-ROM Air Shields PHOTOERAPY-SYSTEM 7850 操作標準	制定單位	護理部
編號	A31000-Q17-W-D01	版本	第 2.2 版
		頁碼/總頁數	2/4

(三) 異常簡易故障排除方法

異常狀況	發生原因	處理方法
1. 一直 alarm	Reset 壓不下去	電源暫時拔掉，再接上電源線，按下開關。
2. 加熱燈管不亮	接觸不良	1. 將開關按鈕重複按幾次即可。 2. 電源暫時拔掉，再接上電源線，按下開關。
3. 燒焦味	電線走火	馬上關掉電源。

(四) 清潔保養注意事項

1. 每月清潔新生兒處理台 2 次。
2. 關閉新生兒處理台電源總開關，後擦拭。
3. 使用規定消毒溶液擦拭新生兒處理台。
4. 不使用新生兒處理台時，請須關閉電源。

(五) 實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

四、使用表單

- (一) 新生兒處理台使用說明評核表 HILL-ROM Air Shields PHOTOERAPY-SYSTEM 7850 (編號：A31000-Q18-F-D01)。

五、流程圖

(略)

六、參考資料

(略)

七、附件

(略)

主題名稱	新生兒處理台 HILL-ROM Air Shields PHOTOERAPY-SYSTEM 7850 操作標準	制定單位	護理部
編號	A31000-Q17-W-D01	版本 第 2.2 版	頁碼/總頁數 3/4

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
101.08.01	1.0	新制定	101 年 08 月 01 日 通過護理部照護標準委員會。
102.02.19	2.0	配合標準化文件管理辦法修正公布日期及進行 年度臨時檢閱進行年度臨時檢閱	
103.06.30	2.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
104.05.31	2.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
105.05.31	2.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
106.05.31	2.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
107.06.13	2.1	主題名稱新增「操作標準 operating standards」	107 年 06 月 13 日 護理長會議通過
108.04.15	2.1	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
108.06.06	2.2	第三項第五日本辦法經委員會通過後公布實施， 改為護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布 實施。	108 年 06 月 06 日 照護標準組會議通 過;108 年 06 月 12 日護理長會議通 過;108 年 06 月 18 日督導會議通過公 布。
109.02.06	2.2	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
110.07.08	2.2	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
111.06.02	2.2	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
112.06.08	2.2	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
113.04.11	2.2	年度檢閱，無修正。版本不變動。	

主題名稱	新生兒處理台 HILL-ROM Air Shields PHOTOERAPY-SYSTEM 7850 操作標準		制定單位	護理部	
編號	A31000-Q17-W-D01		版本	第 2.2 版	頁碼/總頁數 4/4

修正日期	版本	修正說明	備註
114.06.05	2.2	年度檢閱，無修正。版本不變動。	