

# 中山醫學大學附設醫院

| 主題名稱   | 輸送型保溫箱 Air-Shields Transport Incubator TI 500 操作標準<br>Transport Incubator Operating Standards |     |        |      |                 |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------|-----------------|
| 編號     | A31000-Q17-W-D02                                                                              | 制定者 | NI 邱曉彤 | 公布日期 | 101 年 08 月 01 日 |
| 制定單位   | 護理部                                                                                           | 核准者 | 吳姿蓉    | 修正日期 | 111 年 07 月 05 日 |
| 版本/總頁數 | 第 2.3 版/5 頁                                                                                   | 審查者 | 劉俞均    | 檢閱日期 | 114 年 06 月 05 日 |

## 一、目的

讓護理人員了解輸送型保溫箱之操作步驟及要點說明、異常簡易故障排除方法及清潔保養注意事項。

## 二、範圍

護理部各單位。

## 三、說明

(一) 廠牌規格：Air-Shields Transport Incubator TI 500

(二) 儀器操作步驟及要點說明

| 步驟                             | 說明                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. 按「On」打開開關。                  |                                                                                                      |
| 2. 設定保溫箱溫度。                    | 按   鍵調整至 33-35°C。 |
| 3. 移動保溫箱時，可將蓄電的電線拔除，直接推走。      | 檢查蓄電符號「  」是否亮燈。                                                                                     |
| 4. 輸送嬰兒時需檢查所有門窗皆拴緊，防止嬰兒從保溫箱跌落。 | <br>門窗拴緊                                                                                             |

|      |                                                    |      |         |        |     |
|------|----------------------------------------------------|------|---------|--------|-----|
| 主題名稱 | 輸送型保溫箱 Air-Shields Transport Incubator TI 500 操作標準 | 制定單位 | 護理部     |        |     |
| 編號   | A31000-Q17-W-D02                                   | 版本   | 第 2.3 版 | 頁碼/總頁數 | 2/5 |

| 步驟                                 | 說明                                                                                            |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. 消除警示聲響請按壓 Silence/Reset 鍵。      |             |
| 6. 使用後保溫箱以拋棄式漂白水拭布進行擦拭消毒，並更換乾淨床被單。 | 由負責人員固定每 2 週進行儀器清潔與功能檢查。                                                                      |
| 7. 平日未使用時，應保持續電狀態。                 |  此符號亮燈表蓄電狀態 |

### （三）異常簡易故障排除方法

| 異常狀況      | 發生原因          | 處理方法                        |
|-----------|---------------|-----------------------------|
| 出現「嗶嗶」聲警告 | 當溫度超過預設值時。    | 調整合適溫度。                     |
| 沒有保溫效果    | 保溫箱壞掉或沒插電。    | 插頭插好觀察溫度是否上升。               |
| 運送時不好推    | 可能輪子卡棉屑或輪子壞了。 | 若輪子卡棉屑平時就要清潔，必要時上油使運送時更易推動。 |

### （四）清潔保養注意事項

1. 平時需蓄電並觀察有無溫控異常狀況。
2. 輪子平時就要清潔，必要時上油使運送時更易推動。
3. 觀察門門有無異常，若故障立即請修，避免病人運送途中跌落。

（五）輸送型保溫箱重心偏高，在運送過程中，容易有傾倒翻覆危險，建議雙人前後協助移動，切勿下壓至左側手把。

### （六）實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

## 四、使用表單

（一）輸送型保溫箱使用說明評核表 Air-Shields Transport Incubator TI 500（編號：A31000-Q18-F-D02）。

|      |                                                    |      |         |        |     |
|------|----------------------------------------------------|------|---------|--------|-----|
| 主題名稱 | 輸送型保溫箱 Air-Shields Transport Incubator TI 500 操作標準 | 制定單位 |         | 護理部    |     |
| 編號   | A31000-Q17-W-D02                                   | 版本   | 第 2.3 版 | 頁碼/總頁數 | 3/5 |

五、流程圖

(略)

六、參考資料

(略)

七、附件

(略)

|      |                                                    |      |         |        |     |
|------|----------------------------------------------------|------|---------|--------|-----|
| 主題名稱 | 輸送型保溫箱 Air-Shields Transport Incubator TI 500 操作標準 | 制定單位 |         | 護理部    |     |
| 編號   | A31000-Q17-W-D02                                   | 版本   | 第 2.3 版 | 頁碼/總頁數 | 4/5 |

## 八、文件修正紀錄

| 修正日期      | 版本  | 修正說明                                                                                  | 備註                                                                                   |
|-----------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 101.08.01 | 1.0 | 新制定                                                                                   | 101 年 08 月 01 日<br>護理部照護標準委員會通過                                                      |
| 102.02.19 | 2.0 | 配合標準化文件管理辦法修正公布日期及進行年度臨時檢閱                                                            |                                                                                      |
| 103.06.30 | 2.0 | 年度檢閱，無修正。版本不變動。                                                                       |                                                                                      |
| 104.05.31 | 2.0 | 年度檢閱，無修正。版本不變動。                                                                       |                                                                                      |
| 105.05.31 | 2.0 | 年度檢閱，無修正。版本不變動。                                                                       |                                                                                      |
| 106.05.31 | 2.0 | 年度檢閱，無修正。版本不變動。                                                                       |                                                                                      |
| 107.06.13 | 2.1 | 主題名稱新增「操作標準 operating standards」                                                      | 107 年 06 月 13 日<br>護理長會議通過                                                           |
| 108.06.06 | 2.2 | 第三項第六日本辦法經委員會通過後公布實施，改為護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施。                                         | 108 年 06 月 06 日<br>照護標準組會議通過；108 年 06 月 12 日<br>護理長會議通過；108 年 06 月 18 日<br>督導會議通過公布。 |
| 109.02.06 | 2.2 | 年度檢閱，無修正。版本不變動。                                                                       |                                                                                      |
| 110.07.08 | 2.2 | 年度檢閱，無修正。版本不變動。                                                                       |                                                                                      |
| 111.07.05 | 2.3 | 1. 刪除第三項說明之(二)儀器操作步驟 3 及要點說明 3。<br>2. 修正第三項說明之(二)儀器操作步驟 7 及要點說明 7。<br>3. 修改第三項說明之(五)。 | 111 年 06 月 02 日<br>照護標準組會議通過；111 年 06 月 08 日<br>護理長會議通過；111 年 07 月 05 日<br>督導會議通過公布。 |
| 112.06.08 | 2.3 | 年度檢閱，無修正。版本不變動。                                                                       |                                                                                      |

|      |                                                    |      |         |        |     |
|------|----------------------------------------------------|------|---------|--------|-----|
| 主題名稱 | 輸送型保溫箱 Air-Shields Transport Incubator TI 500 操作標準 | 制定單位 |         | 護理部    |     |
| 編號   | A31000-Q17-W-D02                                   | 版本   | 第 2.3 版 | 頁碼/總頁數 | 5/5 |

| 修正日期      | 版本  | 修正說明            | 備註 |
|-----------|-----|-----------------|----|
| 113.04.11 | 2.3 | 年度檢閱，無修正。版本不變動。 |    |
| 114.06.05 | 2.3 | 年度檢閱，無修正。版本不變動。 |    |