

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	呼吸監測器 MR10 操作標準 Apnea Monitor Operating Standards				
編號	A31000-Q17-W-D04	制定者	IR 黃淑媛	公布日期	101 年 08 月 01 日
制定單位	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	108 年 06 月 18 日
版本/總頁數	第 2.3 版/5 頁	審查者	劉俞均	檢閱日期	114 年 06 月 05 日

一、目的

讓護理人員了解呼吸監測器之操作步驟及要點說明、異常簡易故障排除方法及清潔保養注意事項。

二、範圍

護理部各單位。

三、說明

(一) 廠牌規格：MR10

(二) 儀器操作步驟及要點說明

步驟	說明
1. 擦乾嬰兒的肚子。	
2. 用紙膠將 Sensor Capsule 貼於嬰兒肚子，同時將管子固定。	黏貼位置在肚臍左右下方。(因嬰兒的皮膚較脆弱，為保護嬰兒的皮膚可在貼 Sensor Capsule 之前先貼一小塊人工皮在嬰兒肚子上再貼 Sensor)。
3. 將 Sensor Capsule 之另一接頭插入主機底端插孔。	
4. 設定主機之按鈕至 20sec 位置，此時嬰兒 20sec 內未呼吸，主機便會閃紅燈並發出警報聲。	若設定主機之按鈕至 10sec 位置，則嬰兒 10sec 內未呼吸，主機便會閃綠燈並發出警報聲。
5. 測試功能。	1. 將 Sensor Capsule 從主機底端拔出，經過 20 秒警報聲響發生，同時主機出現閃亮紅燈，此時將 Sensor Capsule 再度插入主機則聲響停止，但紅燈繼續閃動 1 分鐘方才自動停止。(若是主機之按鈕調至 10sec 位置，則將 Sensor Capsule 從主機底端拔出後，經過 10 秒就有警報聲響發生，同

主題名稱	呼吸監測器 MR10 操作標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q17-W-D04	版本	第 2.3 版	頁碼/總頁數	2/5

步驟	說明
	時主機出現閃亮紅燈)。 2. 此時亦可按下 Reset 按鈕，消除閃亮紅燈以節省電池。
6. 警報發生時之處置： 如果警報響了又停，而紅色閃燈持續在閃表示嬰兒曾經停止呼吸，經由警報影響而再度呼吸。	1. 按下 Reset 後觀察嬰兒是否有問題。 2. 查看 Sensor Capsule 是否貼牢插緊。 3. 檢查電池有否問題。
7. 更換電池。	1. 電池漸漸沒電時，電量指示燈會閃亮紅燈，最好立刻更換。 2. 如未能即時更換電池，最後主機將發出急速警報，此時只有按下 Reset 才能消除警報。

(三) 異常簡易故障排除方法

異常狀況	發生原因	處理方法
主機將發出急速警報，但嬰兒呼吸平順	可能電池沒電或導線沒接好	更換電池，並檢查導線是否鬆脫。
按開始鍵無反應	可能電池沒電	換新電池。
電池損壞流出物質	用乾棉棒清潔乾淨後測試機器是否能使用	機器確定一段時間不用，需先將電池移除。

(四) 清潔保養注意事項

1. 使用乾淨的抹布清潔，勿用濕布，若沾到液體須立即擦乾。
2. 若機器確定一段時間不用，需先將電池移除，避免電池損壞流出物質使機器毀損。
3. 因機器小，又以繩子固定，故固定時須注意穩定，避免長時間碰撞或常掉落而毀損。

(五) 使用安全注意事項

1. 任何有警示聲音響起，即使警示短暫或常常假警示，必須馬上探視病人（尤其是嬰兒）狀況。
2. 探視病人時，亦需同時檢查監測器狀況。確定每一次呼吸，呼吸檢測指示燈只閃爍一次。有任何異常呼吸次數顯示，即應馬上檢查、報告並記錄。

主題名稱	呼吸監測器 MR10 操作標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q17-W-D04	版本	第 2.3 版	頁碼/總頁數	3/5

3. 不可將監測器放置在地板上，應放置在視線良好的地方。
4. 不可放置雜物在監測器附近，避免阻擋警示訊息或隔絕警示聲音。
5. 將使用中之監測器遠離電磁波干擾源，諸如電視、電磁爐、對講機、電扇、收音機、無線電話、大哥大.....等電子裝置，減少不可預測假警示狀況的發生。

(六) 實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

四、使用表單

- (一) 呼吸監測器使用說明評核表 MR10 (編號：A31000-Q18-F-D04)。

五、流程圖

(略)

六、參考資料

(略)

七、附件

(略)

主題名稱	呼吸監測器 MR10 操作標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q17-W-D04	版本	第 2.3 版	頁碼/總頁數	4/5

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
101.08.01	1.0	新制定。	101 年 08 月 01 日 護理部照護標準 委員會通過
102.02.19	2.0	配合標準化文件管理辦法修正公布日期及進行年度 臨時檢閱。	
102.05.31	2.1	說明內容部份修辭。	102 年 05 月 31 日 通過護理部照護 標準委員會。
103.06.30	2.1	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
104.05.31	2.1	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
105.05.31	2.1	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
106.05.31	2.1	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
107.06.13	2.2	主題名稱新增「操作標準 operating standards」。	107 年 06 月 13 日 護理長會議通過
108.06.06	2.3	1. 第三項第二目說明內容修訂。 2. 第三項第五目說明內容刪除及文字修訂。 3. 第三項第六目本辦法經委員會通過後公布實施， 改為護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布 實施。	108 年 06 月 06 日 照護標準組會議 通過；108 年 06 月 12 日護理長會 議通過；108 年 06 月 18 日督導會議 通過公布。
109.04.09	2.3	年度檢閱，無修改。版本不變動。	
110.07.08	2.3	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
111.06.02	2.3	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
112.06.08	2.3	年度檢閱，無修正。版本不變動。	

主題名稱	呼吸監測器 MR10 操作標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q17-W-D04	版本	第 2.3 版	頁碼/總頁數	5/5

修正日期	版本	修正說明	備註
113.04.11	2.3	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
114.06.05	2.3	年度檢閱，無修正。版本不變動。	