

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	電子嬰兒秤 B-30 操作標準 Electronic Baby Weight Scales Operating Standards				
編號	A31000-Q17-W-D05	制定者	NI 邱曉彤	公布日期	101 年 08 月 01 日
制定單位	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	108 年 06 月 18 日
版本/總頁數	第 2.2 版/5 頁	審查者	劉俞均	檢閱日期	114 年 02 月 06 日

一、目的

讓護理人員了解電子嬰兒秤之操作步驟及要點說明、異常簡易故障排除方法及清潔保養注意事項。

二、範圍

護理部新生兒科單位。

三、說明

(一) 廠牌規格：B-30

(二) 儀器操作步驟及要點說明

步驟	說明
1. 打開磅秤右下方之第一顆的”電源開關”。	右下方的第二顆開關是”背光開關”。 
2. 開機後，等待面板的數字自動倒數至零。	
3. 按面板的左下方”歸零”，讓體重計歸零。	

主題名稱	電子嬰兒秤 B-30 操作標準	制定單位	護理部		
編號	A31000-Q17-W-D05	版本	第 2.2 版	頁碼/總頁數	2/5

步驟	說明
4.歸零完成。	
5.使用後，要將電源開關關閉，並插上電源充電。	充電方法： 接上電源線，關閉電源，插上插頭，充電時請關閉電源開關，充電時充電器上”紅色燈號”會亮，充電時數約 8-10 小時，當充電完成時，充電器上”紅色燈號”會閃爍。
6. 按鍵功能說明 手動設定 解除自動鎖定功能鍵，體重數字重新確認鎖定鍵。 數字清除 數字操作錯誤時清除螢幕數字功能鍵。 記憶 將已秤之重量數字保留於螢幕上。 記憶清除 解除記憶功能按此鍵即可解除保留數字，恢復正常秤重狀態。 衣物扣除 預先扣除衣物重量設定鍵。 扣重 扣除”未知皮重”時，或有殘值需置零時，用做歸零鍵使用。 單位換算 按此鍵可作公斤或英磅之重量單位轉換。	

(三) 異常簡易故障排除方法

異常狀況	發生原因	處理方法
1.左上方顯示欄出電指示處出現+-符號	表示電壓不足，應即時充電	接上電源線且插上插頭充電。
2.重量欄螢幕出現”--- ”	表示沒電	關閉電源開關，馬上充電。
3.其他無法處理之異常情形	不明原因損毀	送修。

(四) 清潔保養注意事項

1. 清潔

- (1) 請先關閉電源後清潔。
- (2) 使用濕布擦拭機器外殼。

主題名稱	電子嬰兒秤 B-30 操作標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q17-W-D05	版本	第 2.2 版	頁碼/總頁數	3/5

(3) 不可使用濃縮清潔劑。

(五) 實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

四、使用表單

(一) 電子嬰兒秤使用說明評核表 B-30 (編號： A31000-Q18-F-D05)。

五、流程圖

(略)

六、參考資料

(略)

七、附件

(略)

主題名稱	電子嬰兒科 B-30 操作標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q17-W-D05	版本	第 2.2 版	頁碼/總頁數	4/5

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
101.08.01	1.0	新制定。	101 年 08 月 01 日 護理部照護標準 委員會通過
102.02.19	2.0	配合標準化文件管理辦法修正公布日期及進行年度 臨時檢閱。	
103.06.30	2.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
104.05.31	2.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
105.05.31	2.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
106.05.31	2.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
107.06.13	2.1	主題名稱新增「操作標準 operating standards」。	107 年 06 月 13 日 護理長會議通過
108.06.06	2.2	第三項第五目本辦法經委員會通過後公布實施，改 為護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施。	108 年 06 月 06 日 照護標準組會議 通過；108 年 06 月 12 日護理長會 議通過；108 年 06 月 18 日督導會 議通過公布。
109.06.04	2.2	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
110.02.04	2.2	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
111.06.02	2.2	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
112.06.08	2.2	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
113.04.30	2.2	年度檢閱，無修正。版本不變動。	

主題名稱	電子嬰兒秤 B-30 操作標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q17-W-D05	版本	第 2.2 版	頁碼/總頁數	5/5

修正日期	版本	修正說明	備註
114.02.06	2.2	年度檢閱，無修正。版本不變動。	