

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	氧氣帳 OHMEDA LR 操作標準 O ₂ Tent Operating Standards				
編號	A31000-Q17-W-D06	制定者	R10 陳倩芳	公布日期	101 年 08 月 01 日
制定單位	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	109 年 06 月 16 日
版本/總頁數	第 2.4 版/5 頁	審查者	劉俞均	檢閱日期	114 年 04 月 10 日

一、目的

讓護理人員了解氧氣帳之操作步驟及要點說明、異常簡易故障排除方法及清潔保養注意事項。

二、範圍

護理部各單位。

三、說明

(一) 廠牌規格：OHMEDA LR

(二) 儀器操作步驟及要點說明

步驟	說明
1. 將氧氣帳連接管接好，裝上氧氣帳。	需先確認氧氣帳及連接管是否完整。
2. 在氧氣帳的 Nebulizer 加上蒸餾水 3/4 槽以上。	病人需要有濕度的環境做準備。
3. 將連接插頭插在電源插口，將電源開關打開，電源開關打開後，運轉 5 分鐘後需將空調按至 Cool 處。	需先確認電源開關功能，開關打開 5 分鐘再按 Cool 可延長壽命。
4. 將氧氣流速調至 12-15L/min 約 10 分鐘後氧氣流速調至 10L/min。	病人需要有氧氣的環境但氧濃度不能超過 40%。
5. 將氧氣帳拉鍊拉上，並將帳邊周圍塞於床墊下。	避免氧氣外漏，影響氧氣濃度。
6. 氧氣帳內需充滿氧氣後病童才可進入，噴霧及氧氣執行中。	確保病童在氧氣充足的環境，保持氧氣帳內霧化。
7. 病人暫時離開或停止使用時將氧氣及電源開關關閉。	確認氧氣及電源開關關閉。
8. 每班需檢視加水槽水量是否足夠，不足時需給予補充，並需倒掉冷凝集水槽的水。	確保氧氣帳的濕度，延長機器壽命。

主題名稱	氧氣帳 OHMEDA LR 操作標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q17-W-D06	版本	第 2.4 版	頁碼/總頁數	2/5

(三) 異常簡易故障排除方法

異常狀況	發生原因	處理方法
1. 氧氣帳內噴不出氧氣。	噴霧軸（噴嘴）有異物塞住。	將噴霧軸以細針穿刺數下使其通暢。
2. 氧氣帳內很悶感覺不到氧氣。	氧氣接頭接到 AIR 端。	裝好氧氣帳需確認氧氣接管有接到正確氧氣端。
3. 氧氣帳內溫度不夠冷。	電源開關處未按到 Cool。	裝好氧氣帳需確認氧氣接管有接到正確氧氣端，並確認電源開關有按 Cool。

(四) 清潔保養注意事項

1. 清潔：

(1) 拆除塑膠帳，將所有附件用清水清洗乾淨後晾乾。

(2) 主機擦淨後收妥於儲藏室。

2. 保養：

氧氣帳主機（連同風扇）一個月清潔 2 次。

(五) 實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

四、使用表單

(一) 氧氣帳使用說明評核表 OHMEDA LR（編號：A31000-Q18-F-D06）。

五、流程圖

(略)

六、參考資料

(略)

主題名稱	氧氣帳 OHMEDA LR 操作標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q17-W-D06	版本	第 2.4 版	頁碼/總頁數	3/5

七、附件

(略)

主題名稱	氧氣帳 OHMEDA LR 操作標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q17-W-D06	版本	第 2.4 版	頁碼/總頁數	4/5

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
101.08.01	1.0	新制定。	101 年 08 月 01 日 護理部照護標準 委員會通過
102.02.19	2.0	配合標準化文件管理辦法修正公布日期及進行年度 臨時檢閱。	
102.05.31	2.1	說明（四）清潔保養注意事項 刪除：清水清洗乾淨後，放置於 Hibscum 浸泡 30 分 鐘。 新增：用 Antigerm solution 清洗乾淨後，再用清水 沖淨晾乾。	102 年 05 月 31 日 護理部照護標準 委員會通過
103.06.30	2.1	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
104.05.31	2.1	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
105.05.31	2.1	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
106.05.31	2.1	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
107.06.13	2.2	主題名稱新增「操作標準 operating standards」。	107 年 06 月 13 日 護理長會議通過
108.06.06	2.3	第三項第五目本辦法經委員會通過後公布實施，改 為護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施。	108 年 06 月 06 日 照護標準組會議 通過；108 年 06 月 12 日護理長會 議通過；108 年 06 月 18 日督導會 議通過公布。
109.06.16	2.4	第三項第四目之 1、2 內容文字修訂。	109 年 06 月 04 日 照護標準組會議 通過；109 年 06 月 10 日護理長會 議通過；109 年 06 月 16 日督導會 議通過公布。

