

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	直立式黃疸加強照光燈_永英操作標準 Phototherapy Lamp Operating Standards				
編號	A31000-Q17-W-D07	制定者	IR 黃淑媛	公布日期	101 年 08 月 01 日
制定單位	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	108 年 06 月 18 日
版本/總頁數	第 2.2 版/4 頁	審查者	劉俞均	檢閱日期	114 年 06 月 05 日

一、目的

讓護理人員了解直立式黃疸加強照光燈之操作步驟及要點說明、異常簡易故障排除方法及清潔保養注意事項。

二、範圍

護理部新生兒科單位。

三、說明

(一) 廠牌規格：永英

(二) 儀器操作步驟及要點說明

步驟	說明
1. 連接電源。	先確認電源是否為 AC110V。
2. 調整燈管所需的位置及高度。	燈管柄可上下左右調整高度長短。
3. 黃疸照光治療時燈管與嬰兒最佳距離為 50-75cm。	確認高度位置後予安全的鎖緊。
4. 打開燈管電源開關即可。	
5. 注意事項：	
(1) 注意保護嬰兒眼睛。	
(2) 持續觀察嬰兒變化。	
(3) 燈管為 4 支藍燈（此燈管的光波長為 425-475nm），當警示燈亮起表示燈管已消耗 75%，即需重新更換燈管。	

主題名稱	直立式黃疸加強照光燈_永英操作標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q17-W-D07	版本	第 2.2 版	頁碼/總頁數	2/4

（三）異常簡易故障排除方法

異常狀況	發生原因	處理方法
1. 電線接觸不良。	電線與機器主體接觸不良。	檢查電線是否正確插在機器上。
2. 燈管不亮。	燈管已消耗。	更換燈管。
3. 其他無法處理之異常情形。	不明原因損毀。	送修。

（四）清潔保養注意事項

1. 清潔

- (1)請先關閉電源後清潔。
- (2)使用濕布擦拭機器外殼。
- (3)不可使用濃縮清潔劑。

（五）實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

四、使用表單

（一）直立式黃疸加強照光燈_永英使用說明評核表（編號：A31000-Q18-F-D07）。

五、流程圖

（略）

六、參考資料

（略）

七、附件

（略）

主題名稱	直立式黃疸加強照光燈_永英操作標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q17-W-D07	版本	第 2.2 版	頁碼/總頁數	3/4

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
101.08.01	1.0	新制定。	101 年 08 月 01 日 護理部照護標準 委員會通過
102.02.19	2.0	配合標準化文件管理辦法修正公布日期及進行年度 臨時檢閱。	
103.06.30	2.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
104.05.31	2.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
105.05.31	2.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
106.05.31	2.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
107.06.13	2.1	主題名稱新增「操作標準 operating standards」。	107 年 06 月 13 日 護理長會議通過
108.06.06	2.2	第三項第五目本辦法經委員會通過後公布實施，改 為護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施。	108 年 06 月 06 日 照護標準組會議 通過;108 年 06 月 12 日護理長會議 通過;108 年 06 月 18 日督導會議通 過公布。
109.06.04	2.2	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
110.07.08	2.2	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
111.06.02	2.2	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
112.04.06	2.2	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
113.04.30	2.2	年度檢閱，無修正。版本不變動。	

主題名稱	直立式黃疸加強照光燈_永英操作標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q17-W-D07	版本	第 2.2 版	頁碼/總頁數	4/4

修正日期	版本	修正說明	備註
114.06.05	2.2	年度檢閱，無修正。版本不變動。	