

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	胎心音監測器 Series 50A 操作標準 Fetal Monitoring Operating Standards				
編號	A31000-Q17-W-E01	制定者	R9 黃麗華	公布日期	101 年 08 月 01 日
制定單位	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	108 年 06 月 18 日
版本/總頁數	第 2.3 版/5 頁	審查者	劉俞均	檢閱日期	114 年 06 月 05 日

一、目的

讓護理人員了解胎心音監測器之操作步驟及要點說明、異常簡易故障排除方法及清潔保養注意事項。

二、範圍

護理部各單位。

三、說明

(一) 廠牌規格：Series 50A

(二) 儀器操作步驟及要點說明

步驟	說明
1. 將監測器電源插上插座，感應器連接於機器上，檢查有無記錄紙張。	
2. 打開電源開關（黑色按鈕）。	位於機器左側面黑色按鈕將監測器電源插上，感應器連接於機器上，檢查有無記錄紙張。
3. 螢幕顯示。	顯示區會出現胎心音（橘色）及宮縮壓力（綠色）。
4. 將胎心音感應器塗 Jelly 放置於待產婦的腹部，且為胎兒背部的位置，確定偵測到胎兒心跳。	
5. 調整音量（位於顯示區正下方），並確定螢幕上數字顯示正確且有規律性。	測量位置正確會顯示綠燈或橘色燈。正常胎心音約 120-160 次/min。

主題名稱	胎心音監測器 Series 50A	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q17-W-E01	版本	第 2.3 版	頁碼/總頁數	2/5

步驟	說明
6. 以固定帶固定。	
7. 在子宮未收縮時，將宮縮感應器放置在子宮底下兩橫指，選擇較平坦處，但不可放於肚臍上。	
8. 以固定帶固定。	
9. 調整宮縮壓力的基準線（位於顯示區正下方）於 20 mm Hg 處。	
10. 填寫待產婦的姓名、日期和時間於記錄紙前端。	
11. 每小時需記錄胎心音次數及宮縮狀況於護理記錄上。	每隔 1 小時需記錄胎心音次數及宮縮狀況於護理記錄上。

（三）異常簡易故障排除方法

異常狀況	發生原因	處理方法
1. 宮縮感應器監測不到宮縮	1. 感應器與機體接觸不良 2. 感應器與病人接觸不良	重新裝置。
2. 胎心音感應監測不到胎心音	1. 檢查感應器上的 Jelly 是否不足或過多 2. 感應器與機體接觸不良 3. 感應器與病人接觸不良	感應器上置放適當的 Jelly；擦除感應器上過多的 Jelly；重新裝置。

（四）清潔保養注意事項

1. 監測器可用乾抹布除去灰塵保持乾淨。
2. 胎心音感應器使用後注意事項：將感應器上的 Jelly 用衛生紙擦乾淨，防止感應器受損。
3. 將感應器收卷整齊，放置抽屜內。

（五）實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

主題名稱	胎心音監測器 Series 50A	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q17-W-E01	版本	第 2.3 版	頁碼/總頁數	3/5

四、使用表單

（一）胎心音監視器使用說明評核表 Series 50A（編號：A31000-Q18-F-E01）。

五、流程圖

（略）

六、參考資料

（略）

七、附件

（略）

主題名稱	胎心音監測器 Series 50A	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q17-W-E01	版本	第 2.3 版	頁碼/總頁數	4/5

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
101.08.01	1.0	新制定。	101 年 08 月 01 日 護理部照護標準 委員會通過
102.02.19	2.0	配合標準化文件管理辦法修正公布日期及進行年度 臨時檢閱。	
103.05.31	2.1	儀器操作步驟及要點說明：部分修辭。	103 年 05 月 31 日 護理部照護標準 委員會通過
104.05.31	2.1	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
105.05.31	2.1	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
106.05.31	2.1	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
107.04.11	2.2	主題名稱新增「操作標準 operating standards」。	107 年 04 月 11 日 護理長會議通過
108.06.06	2.3	第三項第五日本辦法經委員會通過後公布實施，改 為護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施。	108 年 06 月 06 日 照護標準組會議 通過;108 年 06 月 12 日護理長會議 通過;108 年 06 月 18 日督導會議通 過公布。
109.02.06	2.3	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
110.07.08	2.3	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
111.06.02	2.3	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
112.06.08	2.3	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
113.04.11	2.3	年度檢閱，無修正。版本不變動。	

主題名稱	胎心音監測器 Series 50A	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q17-W-E01	版本	第 2.3 版	頁碼/總頁數	5/5

修正日期	版本	修正說明	備註
114.06.05	2.3	年度檢閱，無修正。版本不變動。	