

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	掌上型多普勒胎心音儀 Ultrasonic Pocket Doppler (SD3)操作標準 Ultrasonic Pocket Doppler Operating Standard				
編號	A31000-Q17-W-E02	制定者	R9 黃麗華	公布日期	101 年 08 月 01 日
制定單位	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	111 年 07 月 05 日
版本/總頁數	第 2.5 版/4 頁	審查者	劉俞均	檢閱日期	114 年 02 月 06 日

一、目的

讓護理人員了解掌上型多普勒胎心音儀之操作步驟及要點說明、異常簡易故障排除方法及清潔保養注意事項。

二、範圍

護理部各單位。

三、說明

(一) 廠牌規格：Ultrasonic Pocket Doppler (SD3)

(二) 儀器操作步驟及要點說明

步驟	說明
1. 按下 Doppler 電源開關。	
2. 確定電源處畫面的電力及脈搏數指示正常。	
3. 確定胎兒背部位置。	以四段式觸診確定胎兒背部位置。
4. 將 Jelly 塗擦在探頭，並放到孕婦腹部欲聽診部位偵測胎兒心跳（離胎兒心臟最近處）。	
5. 調整音量大小。	
6. 測量一分鐘。	正常胎心音約 120-160 次/min。
7. 測量完畢，探頭面及孕婦腹部用衛生紙擦拭乾淨。	
8. 將 Doppler 探頭放於續電座上歸位。	

主題名稱	掌上型多普勒胎心音儀 Ultrasonic Pocket Doppler(SD3)操作標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q17-W-E02	版本	第 2.5 版	頁碼/總頁數	2/4

（三）異常簡易故障排除方法

異常狀況	發生原因	處理方法
1. 無聲音出現	接觸不良 未開啟音量	將探頭開關按鈕重複按幾次至聲音出現。
2. 無法開啟電源	沒有電	電源處畫面的電力指示閃爍表示充電時間不夠，插上蓄電插頭即可使用。

（四）清潔保養注意事項

1. 放置平穩檯面，降低摔落情形。
2. 放置乾燥無潮濕平面。
3. 探頭使用完畢，探頭面的 Jelly 務必用衛生紙擦拭乾淨，不可水洗。

（五）實施及修訂

本辦法經委員會護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

四、使用表單

- （一）掌上型多普勒胎心音儀使用說明評核表 SD3（編號：A31000-Q18-F-E02）。

五、流程圖

（略）

六、參考資料

（略）

七、附件

（略）

主題名稱	掌上型多普勒胎心音儀 Ultrasonic Pocket Doppler(SD3)操作標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q17-W-E02	版本	第 2.5 版	頁碼/總頁數	3/4

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
101.08.01	1.0	新制定。	101 年 08 月 01 日 護理部照護標準委員會通過
102.02.19	2.0	配合標準化文件管理辦法修正公布日期及進行年度臨時檢閱。	
103.05.31	2.1	儀器操作步驟及要點說明、異常簡易故障排除方法：部分修辭。	103 年 05 月 31 日 護理部照護標準委員會通過
104.05.31	2.1	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
105.05.31	2.2	第三項第(二)、(三)、(四)目儀器操作步驟及要點說明、異常簡易故障排除方法、清潔保養注意事項部分內容修辭。	105 年 05 月 31 日 通過護理部照護標準委員會。
106.05.31	2.2	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
107.06.13	2.3	主題名稱新增「操作標準 operating standards」。	107 年 06 月 13 日 護理長會議通過
108.06.06	2.4	第三項第五目本辦法經委員會通過後公布實施，改為護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施。	108 年 06 月 06 日 照護標準組會議通過；108 年 06 月 12 日 護理長會議通過；108 年 06 月 18 日 督導會議通過公布。
109.04.09	2.4	年度檢閱，無修改。版本不變動。	
110.07.08	2.4	年度檢閱，無修正。版本不變動。	

主題名稱	掌上型多普勒胎心音儀 Ultrasonic Pocket Doppler(SD3)操作標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q17-W-E02	版本	第 2.5 版	頁碼/總頁數	4/4

修正日期	版本	修正說明	備註
111.07.05	2.5	主題名稱更改廠牌規格中英文。 第一項及第三項第一目更改廠牌規格。 第四項第一目更改使用說明評核表名稱。	111 年 06 月 02 日照護標準組會議通過;111 年 06 月 08 日護理長會議通過;111 年 07 月 05 日督導會議通過公布。
112.06.08	2.5	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
113.04.30	2.5	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
114.02.06	2.5	年度檢閱，無修正。版本不變動。	