

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	全自動腹膜透析機 Baxter HomeChoice 操作標準 HomeChoice Claria with Sharesource				
編號	A31000-Q17-W-F02	制定者	HD 林卉嫻	公布日期	101 年 08 月 01 日
制定單位	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	114 年 04 月 08 日
版本/總頁數	第 2.7 版/7 頁	審查者	劉俞均	檢閱日期	114 年 04 月 08 日

一、目的

讓護理人員了解全自動腹膜透析機之操作步驟及要點說明、異常簡易故障排除方法及清潔保養注意事項。

二、範圍

護理部腹膜透析室。

三、說明

(一) 廠牌規格：HomeChoice Claria with sharesource

(二) 儀器操作步驟及要點說明

步驟	說明
一、儀器介面介紹	
 The diagram shows the front panel of the Baxter HomeChoice Claria machine. Labels point to the following components: - 螢幕 (Screen) - 上下選擇鍵 (Up/Down Selection Key) - 藥水加溫槽 (Heating Chamber) - 電源線插槽 (Power Line Slot) - 電源開關 (Power Switch) - 執行鍵 (Execute Key) - 暫停鍵 (Pause Key) - 上下選擇之執行鍵 (Execute Key for Up/Down Selection) - 管組卡夾閘門 (Circuit Clamp Gate)	
二、準備用物及環境	
1. 準備用物。	桌上型全自動腹膜透析機、透析液、自動腹

主題名稱	全自動腹膜透析機 Baxter Home Choice 操作標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q17-W-F02	版本	第 2.7 版	頁碼/總頁數	2/7

步驟	說明
	膜析管組、迷你小白帽(Mini Cap)、紙膠、引流桶、口罩、擦手紙、75%酒精。
2. 準備環境。	關閉門窗、風扇、冷氣、除溼機及電熱器，將引流桶置於適當位置。
3. 洗手並戴口罩。	
4. 消毒機器及桌面。	A. 以75%酒精噴灑機器及桌面後，由內往外以環狀或單向擦乾。 B. 機器除後面的通風口不可噴擦酒精。
5. 打開機器電源開關。	此時螢幕會出現“按綠色鍵開始執行”。
6. 撕開透析液外袋，將透析液置於加溫槽上，另一袋則以同樣方法放置於一旁桌面上。	
7. 撕開自動腹膜透析管組外包裝，並將它倒在透析液旁或上面。	
8. 撕三條紙膠。	準備用來貼引流管。
三、組裝管組	
1. 洗手。	以內科洗手法洗手。
2. 檢查透析液。	包括有效期限、濃度、容量、出口拉環及綠色栓塞，擠壓透析液袋檢查有無破損或滲漏，由側面檢查是否清澈。
3. 檢查自動腹膜透析管組。	檢查有效日期及護帽拉環有無鬆脫，並將所有管夾夾上。
4. 將加溫槽上的透析液出口朝向右、字面朝上放好，透析液袋必須壓到加溫鈕。	將另一袋透析液出口朝向外側，字面朝上放好。
5. 按綠色鍵，螢幕出現“裝置管組”，拉起機器卡柄打開閘門，將管組四方卡夾軟面朝向內側卡緊後，關上機器門，掛上管組。	放置四方卡夾時需輕柔且精準的卡入機器，不可強行用力卡上，以免卡夾軟膜受損。
6. 取下管組最右邊的引流管並拉下拉環，將引流管出口端置於污水桶內，以預備的三條紙膠固定。	引流管出口放入桶中約3-5cm並固定牢固，不可投入引流液中，以免造成逆行性感染，引流管的Y型分叉管端是作為引取液體檢查用，平時此端管夾及護帽不可打開。
7. 按綠色鍵，螢幕會出現“機器自我測試”	待機器自我測試完成後會自動顯示：“連接透析袋 ↔ 打開管夾”
四、連接透析液袋	
1. 洗手。	採乾洗手法。
2. 取下管組上紅色管夾加溫袋管路，並以小指勾住管路的護帽拉環後，以同一手的拇指及食指握住加溫槽上透析液袋前端出口，以	重複相同的步驟將所有的透析液與管組連接（白色管夾的管路），如果最末袋注入設定為「不同」時，最後一袋透析液需連接至藍

主題名稱	全自動腹膜透析機 Baxter Home Choice 操作標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q17-W-F02	版本	第 2.7 版	頁碼/總頁數	3/7

步驟	說明
另一手拉開透析液袋出口拉環，接著拉開紅色管夾管路上護帽，平穩準確的將二接頭緊密的接合後，折斷綠色出口塞，再打開紅色管夾。	色管夾的管路，所有的透析液需放在同一平面。
3. 打開管組最左邊病人端管路上的白色夾子後，按壓綠色鍵，螢幕出現“排氣”。	A.當排氣時，所有連接透析液袋的管夾及病人端管路上的管夾均需打開，且病人端管路出口需拉低卡在藍色固定板的最低點，不可拉高以免液面不能充滿至最頂點而存留空氣。 B.排氣完畢機器螢幕自動顯示“連接你自己”“檢查病人端管路”，此時要檢查病人端管路是否均充滿透析液，如仍有空氣，先按壓紅色鍵，再按壓▼鍵找到“病人端重新排氣”後按壓藍色鍵，螢幕便會出現“管組置回管組架”，此時再按壓藍色執行鍵，便可重新排氣一次。
4. 排氣完成螢幕顯示“連接你自己”“檢查病人端管路”時，確認病人端管路均充滿透析液後，將病人端管路的白色管夾夾住。	
五、連接自己開始透析	
1. 將病人身上的輸液管取出露於衣服外。	
2. 洗手。	洗手前確認口罩，罩好口鼻。
3. 取下管組上病人端管路，以小指勾住前端護帽上的拉環，以同一手的拇指與食指緊拿住病人輸液管淺藍色凹槽處，用另外一隻手打開輸液管上的迷你小白帽後，將二管接頭平穩的接上並旋轉至完全緊密接合。	
4. 打開輸液管的開關及病人管路的白色管夾。	管路不可折到或受壓迫。
5. 按壓綠色鍵，螢幕出現“確認0週期引流，引流量： ml”。	
6. 按綠色鍵，開始“0週期引流”。	將管路放置整齊，可用紙膠作適當固定，取下口罩開始作治療。
六、治療完成與分離	
1. 當結束治療後，螢幕會出現“治療完成”。	螢幕出現“治療完成”時，若是仍在就寢可待睡醒後才分離。
2. 按綠色鍵，螢幕出現“關閉所有管夾”。	將輸液管的開關及管組管路上所有的管夾關閉。

主題名稱	全自動腹膜透析機 Baxter Home Choice 操作標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q17-W-F02	版本	第 2.7 版	頁碼/總頁數	4/7

步驟	說明
3. 按綠色鍵，螢幕出現“分離管組與自己 ↔關閉所有管夾”。	
4. 戴口罩。	
5. 洗手。	
6. 打開迷你小白帽。	
7. 分離輸液管與管組後蓋上迷你小白帽。	
七、記錄與關機	
1. 按綠色鍵，螢幕會出現“關機”，記錄透析液資料於APD每日記錄本上。	在關機前按藍色三角鍵▼來選看： <u>0週期引流</u> 、 <u>總脫水量</u> 及 <u>平均留置時間</u> ，將此三項目作記錄後，將機器開關關上。
2. 觀察引流桶內的引流液。	觀察清澈度，是否有沉澱物於桶底。
3. 引流液倒入汙水處理槽沖除，透析液袋丟入感染性垃圾桶。	每天用清水將引流桶清洗乾淨後，以0.05%的漂白水噴灑於引流桶及蓋子的內部後，沖洗曬乾。

（三）異常簡易故障排除方法

1. 機器Alarm時，先按壓紅色鍵，查看機器螢幕顯示的問題狀況。
2. 依機器顯示的問題予以處理好後，按壓綠色鍵。
3. 依1-2步驟仍無法處理時應與腹膜透析護理師聯絡。

（四）清潔保養注意事項

1. 機器主體：
 - (1)不可擺放液體於機器上方或桌面，以避免潑灑至機器造成故障。
 - (2)機器後面（通風口）不可噴灑酒精或其他液體。
 - (3)機器上方除了使用酒精消毒勿噴灑其他物品。
2. 電源：
 - (1)連接用電為110伏特。

（五）實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

主題名稱	全自動腹膜透析機 Baxter Home Choice 操作標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q17-W-F02	版本	第 2.7 版	頁碼/總頁數	5/7

四、使用表單

- (一) 全自動腹膜透析機使用說明評核表 HomeChoice Claria with sharesource (編號：
A31000-Q18-F-F02)。

五、流程圖

(略)

六、參考資料

(略)

七、附件

(略)

主題名稱	全自動腹膜透析機 Baxter Home Choice 操作標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q17-W-F02	版本	第 2.7 版	頁碼/總頁數	6/7

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
101.08.01	1.0	新制定。	101 年 08 月 01 日 護理部照護標準 委員會通過
102.02.19	2.0	配合標準化文件管理辦法修正公布日期及進行年度臨時檢閱。	
102.05.31	2.1	修正廠牌規格及儀器操作步驟要點說明部分內容。	102 年 05 月 31 日 通過護理部照護 標準委員會。
103.05.31	2.2	說明（二）儀器操作步驟及要點說明：內容部份修辭。	103 年 05 月 31 日 護理部照護標準 委員會通過
104.05.31	2.2	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
105.05.31	2.2	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
106.05.31	2.2	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
107.04.11	2.3	主題名稱新增「操作標準 operating standards」。	107 年 04 月 11 日 護理長會議通過
108.06.06	2.4	第三項第五目本辦法經委員會通過後公布實施，改為護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施。	108 年 06 月 06 日 照護標準組會議 通過;108 年 06 月 12 日護理長會議 通過;108 年 06 月 18 日督導會議通 過公布。
109.05.19	2.5	1. 主題名稱依廠商型號變更，修訂英文名稱。 2. 第三項第一目廠牌規格更新。 3. 第三項第二目儀器操作步驟及要點說明一、新增儀器介面介紹及圖片。 4. 第三項第二目儀器操作步驟及要點說明內容：各顏色按鈕刪除英文說明 GO、ENTER、STOP。 5. 第三項第四目之 1(4)、之 2(2)刪除。 6. 第四項第一目評核表更新英文名稱。	109 年 04 月 09 日 照護標準組會議 通過;109 年 05 月 13 日護理長會議 通過;109 年 05 月 19 日督導會議通 過公布。

主題名稱	全自動腹膜透析機 Baxter Home Choice 操作標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q17-W-F02	版本	第 2.7 版	頁碼/總頁數	7/7

修正日期	版本	修正說明	備註
110.07.08	2.5	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
111.07.05	2.6	第三項第二目四、之 2.和 3.及第三項第二目七、之 1.內容修訂。	111 年 06 月 02 日照護標準組會議通過;111 年 06 月 08 日護理長會議通過;111 年 07 月 05 日督導會議通過公布。
112.06.08	2.6	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
113.04.30	2.6	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
114.02.06	2.7	1.第三項第二目二、之 6：字詞修訂 2.第三項第二目三、之 5：字詞修訂 3.第三項第二目四、之 3、4：字詞修訂	114 年 02 月 06 日照護標準組會議通過;114 年 03 月 12 日護理長會議通過;114 年 04 月 08 日督導會議通過公布