

中山醫學大學附設醫院 Chung Shan Medical University Hospital	名稱	測量血壓評核表	編號	A31000-Q06-F-A10
	制定 單位	護理部	版本	第 2.6 版
			修正日期	111 年 03 月 21 日
			頁數/總頁數	1/1

一、評核對象：護理人員（含中興分院）。

二、評核方式：

1. 實際觀看護理人員操作技術步驟。
2. 請護理人員回答相關問題。

三、評核內容：

1. 電子血壓計

- a. 確認臂帶的空氣插頭插入本體的空氣管插孔中。
- b. 將臂帶纏繞固定在上臂，帶顏色的標記要位於手臂內側中央(對準肱動脈位置)，臂帶鬆緊度 1-2 指。
- c. 按下電源開關，開始測量血壓。
- d. 關閉電源。
- e. 測量結束，收好臂帶，勿強行彎曲空氣管。

2. 說出測量不同姿勢與部位，其血壓值的差異性為何？

坐姿＞臥姿，下肢＞上肢(一般下肢血壓比上肢高 20-40mmHg)，右臂較左臂高 5-15mmHg，一般以右手臂為準，每次測同一部位。

3. 說出測量時導致血壓值過高、過低的相關因素？

衣袖不可卡緊手臂而影響血流，手臂高於心臟，血壓值偏低，手臂低於心臟，血壓值偏高。

單位：_____

評核者：_____

日期	被評核者	床號	評核內容							正確率 (%)	備註
			1a	1b	1c	1d	1e	2	3		

註： 1.正確：以 V 表示 2.不正確：以 X 表示 3.不適用：以一表示

4.正確率(%)：【正確項數(V)/實際評核總項數(V+X)】×100%