

中山醫學大學附設醫院 Chung Shan Medical University Hospital	名稱	植入式中心靜脈導管(Port-A)注射 及輸注標準流程評核表	編號	A31000-Q06-F-B45
			版本	第 1.5 版
	制定單位	護理部	修正日期	114 年 06 月 16 日
			頁數/總頁數	1/2

一、評核對象：全院各單位（含中興分院）。

二、評核方式：

1. 請護理人員以口述法或實際演練法。
2. 請護理人員口述 Port-A 專用角針置入後的照護注意事項。
3. 實地查核病人植入式中心靜脈導管之置入部位。

三、評核內容：

1. 皮膚消毒方式：

75%Alcohol→2%Tincture-Iodine→75%Alcohol 或是使用 2%Chlorhexidine 消毒，由內往外環狀消毒，直徑約 3 吋（7.62 公分），每次塗擦應等上次的消毒液風乾後，再塗擦下一消毒液。（※2%Chlorhexidine 不適用 2 個月以下嬰幼兒。）

2. Port-A 專用角針排氣方式：

- a. 以無菌技術戴上右手無菌手套，取出 10c.c.空針，抽取 10c.c.的生理食鹽水後，再放回眼洞無菌面。若是使用無菌包裝的 10c.c.生理食鹽水預充式導管沖洗器則無需另行抽取生理食鹽水。
- b. 以無菌技術戴上左手無菌手套，將抽好的生理食鹽水針筒進行 Port-A 專用角針排氣。若是使用無菌包裝的 10c.c.生理食鹽水預充式導管沖洗器，則直接使用此導管沖洗器進行 Port-A 專用角針排氣。

3. Port-A 專用角針置入方法：

- a. 一手觸摸隔膜位置，並以非慣用之大拇指及食指固定，微下壓，另一手持 Port-A 專用角針，呈垂直平穩的適中力量進行皮膚穿刺，直到針頭觸及注射入口隔膜(spectrum)的底部。
- b. Port-A 專用角針穿刺後，以 10c.c.生理食鹽水空針或是無菌包裝的 10c.c.生理食鹽水預充式導管沖洗器，先注入 1-2c.c.生理食鹽水，再反抽確認有無回血，若確定有回血後，將剩餘的生理食鹽水緩緩推注，確認導管是否順暢，並觀察包埋 Port-A 處有無囊腫或腫大，以及確認 Port-A 功能是否可正常使用，且以正壓技巧關閉管夾，移除空針並接上螺旋式注射帽。

4. Port-A 連續靜脈輸注方法：Port-A 專用角針之輸注接頭，接上已準備好的輸注溶液，並將 Port-A 專用角針及輸液套管之管夾打開，調整速率滴注。

5. Port-A 小量藥物靜脈輸注方法：Port-A 專用角針之輸注接頭，接上已抽取好藥物之空針，緩慢將藥物推注，並以正壓方式關閉管夾，取下空針，再接上已抽取好的 10c.c.生理食鹽水空針或是無菌包裝的 10c.c.生理食鹽水預充式導管沖洗器，打開管夾，緩慢推注沖淨管路，以正壓方式關閉管夾，再接上新的螺旋式注射帽(Lock)。

6. Port-A 專用角針置入後的照護注意事項：

- a. 在無感染症狀下，角針應每 7 天更換一次。
- b. 未輸液期間，每個月應使用 10c.c. Heparinized saline 或海派封管沖洗液進行導管沖淨封管。
- c. 裝置 Port-A 的手臂不可測量血壓、採血及置入周邊靜脈留置針。

