

中山醫學大學附設醫院 Chung Shan Medical University Hospital	名稱	腹膜透析液（雙連袋）換液技術 評核表	編號	A31000-Q06-F-B51
			版本	第 2.5 版
	制定 單位	護理部	修正日期	108 年 11 月 05 日
			頁數/總頁數	1/1

一、評核對象：護理人員（含中興分院）。

二、評核方式：

1. 實際操作或口述。
2. 評核護理紀錄。

三、評核內容：

1. 至 HIS 系統核對醫囑（住院護理系統之藥品醫囑）。
2. 洗手、戴口罩、準備環境及用物，並以酒精清潔桌面。
3. 連接：將透析液懸空倒至桌面後檢查透析液，包括有效期限、濃度、容量、出口拉環、綠色出口栓塞及有無破損等，且需將透析液管路上藍色及白色的夾子下拉並夾住後，準確的將兩接頭（輸液管及透析液接頭）穩固地接上並轉緊。
4. 引流：將透析液掛高至適當位置，引流袋放低至引流位置，旋開輸液管的開關及透析液引流管的白色管夾開始引流，同時觀察引流液是否清澈。
5. 排氣：打開透析液管路的藍色及白色管夾，折斷綠色出口栓塞後，慢數 1 到 5，數到 5 時將引流端的白色管夾夾住，並檢視排氣是否完成。
6. 注入：旋開輸液管開關，讓透析液注入腹腔，注入完畢後，關閉輸液管開關及透析液管路的藍色管夾，再將掛在上方的藥水空袋拿下，放入引流桶中。
7. 分離：洗手後打開新的迷你小白帽包裝，分離透析液管組與身上的輸液管，套上迷你小白帽。
8. 將引流液秤重後倒入污水槽中，用過的透析液袋丟入生物醫療廢棄物垃圾桶中。
9. 洗手後將引流量或異常情形紀錄於護理紀錄中。
10. 至 HIS 系統完成醫囑執行(住院護理系統之藥品醫囑)。

單位：_____

評核者：_____

日期	被評核者	床號	評 核 內 容										正確率 (%)	備註
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		

註： 1.正確：以 V 表示

2.不正確：以 X 表示

3.不適用：以—表示

4.正確率(%)：【正確項數(V)/實際評核總項數(V+X)】×100%