

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	背架使用 Using of the Spinal Brace				
編號	A31000-Q05-W-B24	制定者	N09 陳美如	公布日期	89 年 01 月 31 日
制定單位	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	115 年 01 月 06 日
版本/總頁數	第 3.5 版/6 頁	審查者	劉俞均	檢閱日期	115 年 01 月 06 日

一、目的

護理人員能正確操作背架使用技術。

二、範圍

護理部各單位（含中興分院）。

三、說明

（一）技術目的：

1. 保持胸、腰椎受傷或手術後病人脊椎生理曲線的中立排列。
2. 預防胸、腰椎受傷病人因活動過度所造成的二次傷害。

（二）用物準備：

1. 背架一副。

（三）步驟及要點說明：

步驟	說明
1.穿戴背架：	使用背架時間依醫囑及疾病狀態而定，一般 3～6 個月。
(1)協助病人穿棉製衣服，若病人過於瘦弱又合併傷口，可再加一層柔軟毛巾，以增加舒適。	增加舒適並避免皮膚破損。
(2)搖平床頭以圓滾木翻身，協助病人側翻，將背架放在背部適當位置，然後再以圓滾木翻身到背架上成仰臥姿勢。	穿脫背架均應在床上進行，背架中心部位對準脊椎損傷部位。
(3)調整背架的鬆緊度，勿太緊或太鬆。	可因個別差異做適當的調整。
(4)評估病人對背架的反應。	評估病人穿戴背架的能力及舒適程度，告知若有不適之症狀，應立即通知醫護人員。
2.背架穿戴後上下床的方法：	
(1)將床搖平並放置最低位置。	

主題名稱	背架使用	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-B24	版本	第 3.5 版	頁碼/總頁數	2/6

(2)協助病人穿上背架後側躺。 (3)教導病人用手臂抵住床鋪以支撐上半身。 (4)將雙腿移至床緣。 (5)順勢將雙手撐直上半身坐起。	
(6)協助病人坐於床緣並保持軀幹平直。	第一次下床時，宜教導採漸進式下床，以免發生姿位性低血壓。
(7)若床的位置仍然過高，則應調整床的高度以方便病人下床。 (8)上床方式則逆向進行，方法步驟相同。	
3.脫除背架 (1)先讓病人平躺，鬆開鬆緊帶或自黏膠帶，移除胸前部位的背架。	穿脫背架均應在床上進行。
(2)檢查胸骨部位的皮膚有無發紅或破皮現象。	
(3)採圓滾木式翻身法，使病人翻向協助者。	維持頸部及背部平直。
(4)移除背部部位的背架。 (5)檢查受壓處的皮膚有無發紅或破損。 (6)協助病人採取舒適臥位並保持脊椎平直。	

(四)

實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

四、使用表單

(略)

五、流程圖

(略)

六、參考資料

(一) 林貴滿、林惠娟、李滿梅、李素貞、譚蓉瑩等 (2023)・頸圈、頸架與背架的使用・於林貴滿等主編，內外科護理技術 (第十版，第七章及第九章)・台北：華杏。

主題名稱	背架使用	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-B24	版本	第 3.5 版	頁碼/總頁數	3/6

(二) 翁淑娟、黃嫦芳、程紋貞、林麗味、趙淑美、張怡娟、羅靜婷、楊文琪、胡綾真、蔡家梅等 (2023)・頸圈、頸架與背架的使用・於李皎正總校閱，內外科護理技術 (第十版，第三章)・台北：新文京開發。

七、附件

(略)

主題名稱	背架使用	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-B24	版本	第 3.5 版	頁碼/總頁數	4/6

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
89.01.31	1.0	新制定。	89 年 01 月 31 日護理部技術標準委員會通過。
99.08.31	2.0	配合本院 SOP 格式改版。	
101.08.07	2.1	部份修辭。	101 年 08 月 07 日護理部技術標準委員會通過。
102.02.20	3.0	配合標準化文件管理辦法修正公布日期及進行年度臨時檢閱	
103.06.30	3.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
103.09.16	3.1	說明(三)步驟及要點說明部份更新。	103 年 09 月 16 日護理部技術標準委員會通過。
104.09.29	3.2	更新第六項參考資料。	104 年 09 月 29 日護理部技術標準委員會通過。
105.09.13	3.2	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
106.09.18	3.2	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
107.06.29	3.2	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
107.10.17	3.3	第二項新增（含中興分院）。	107 年 10 月 17 日護理長會議通過。
108.11.05	3.4	第三項第四日本辦法經委員會通過後公布實施，改為護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施。	108 年 09 月 16 日護理技術組會議通過；108 年 10 月 09 日護理長會議通過；108 年 11 月 05 日督導會議通過公布。
109.09.21	3.4	年度檢閱，無修正。版本不變動。	

主題名稱	背架使用	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-B24	版本	第 3.5 版	頁碼/總頁數	6/6

修正日期	版本	修正說明	備註