

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	結束血液透析 The end of Hemodialysis				
編號	A31000-Q05-W-B50	制定者	HD 林卉嫻	公布日期	100 年 08 月 03 日
制定單位	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	115 年 04 月 07 日
版本/總頁數	第 3.0 版/6 頁	審查者	劉俞均	檢閱日期	115 年 04 月 07 日

一、目的

護理人員能正確操作結束血液透析技術。

二、範圍

護理部血液透析室。

三、說明

（一）技術目的：

病人結束血液透析時，將病人體外的血液趕回體內，減少血液流失。

（二）用物準備：

1. 3×3 無菌紗布 2 包。
2. Pushband 止血繃帶 2 片。
3. 0.9% N/S 500ml 1 袋（視需要）。
4. 止血帶 2 條。
5. 手套 2 雙。
6. 感染醫療廢棄物收集器 1 個。
7. 護目鏡 1 付或防護面罩 1 個。
8. 泡製過 1000ppm 次氯酸鈉的擦拭紙巾 1 張。

（三）步驟及要點說明：

步驟	說明
1. 洗手、戴手套、護目鏡或防護面罩，準備用物，並將用物帶至病人單位。	1. 在結束血液透析前 30 分鐘關掉肝素，若病人動靜脈瘻管不易止血，可依醫囑提前 45 分鐘至 1 小時關掉肝素，每間隔 30 分鐘以 0.9% N/S 100ml 灌沖人工腎臟(A.K.)，以預防及評

主題名稱	結束血液透析	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-B50	版本	第 3.0 版	頁碼/總頁數	2/6

步驟	說明
	估 A.K.是否有凝固之情形。 2.檢查用物是否正確。
1. 當脫水量及透析治療時間完成時，壓  變成  ，並測量病人透析後血壓及詢問病人是否有不適症狀。	1. 透析治療時間完成時，血液透析機會自動發出治療結束訊息。 2. 依醫囑由靜脈端橡皮袖給藥，例如：EPO、Calcijex...等藥物。 3. 記錄病人透析後血壓及血液透析機面版上實際的透析時間及總脫水量。 4. 每月月初需抽生化血時，則於透析治療時間及脫水量完成時，壓  變成  ，並將血液流速調降為 150ml/min，2 分鐘後再由動脈端橡皮袖抽取透析後生化血。
2. 關掉血液幫浦(Blood Pump)，將原掛於血液透析機 IV stand 上的 0.9%N.S.透過輸液套(IV Set)接於 T-line 處，打開 0.9% N.S.與 IV Set 上的開關閥，使用 kelly 或動脈血液迴路管管夾，將 T-line 下方血液迴路管夾住，啟動 Blood Pump，先將 T-line 前端血液趕一小段後，再將 Blood Pump OFF，以擠壓方式將動脈血液迴路管前端的血液趕回體內，待趕血乾淨後夾住動脈瘻管安全穿刺針之管夾及動脈血液迴路管管夾。	Check T-line 處無 Blood Clot，才可將血液往動脈前端趕。
3. 開啟 Blood Pump，血液流速設定在 150ml/min，將血液經由靜脈血液迴路管完全趕回體內後，關閉 Blood Pump，夾住靜脈瘻管安全穿刺針之管夾及靜脈血液迴路管管夾。	以揉壓血液迴路管、輕搖或翻轉 A.K.，將血液趕回病人體內至靜脈血液迴路管呈淡血色。
4. 排空 A.K.及重碳酸鹽粉桶(B 粉桶)： (1) 將動、靜脈血液迴路管互相銜接，靜脈腔上段的管路反摺，藍色外管以塞子塞住。 (2) 按壓排空 A.K.鍵  ，螢幕提示“排空透析器嗎？”按確認“  ”，將透析器藍端接頭連接至沖洗橋上，機器會自動排空透析器  ，待排空後將紅端連接至沖洗橋上  。 (3) 排空 B 粉桶：排空 A.K.後，壓  鍵，B	若下一班沒透析病人，需將透析液收好，透析液空桶放置專用（藍色）塑膠袋內；排空 B 粉桶放置專用（白色）塑膠袋內。

主題名稱	結束血液透析	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-B50	版本	第 3.0 版	頁碼/總頁數	3/6

步驟	說明
粉桶排空水份，接回 A 液接頭。	
5. 機器消毒： (1) 班消：選擇消毒鍵，螢幕左上方壓  鍵。 (2) 末班消毒：選擇消毒鍵，螢幕左上方壓  鍵後再壓  進入自動開機畫面壓下啟動，此時機器執行末班消毒並自動關機，隔天在設定的時間血液透析機會自動開機。	班消-消毒完成後血液透析機會自行跳至自我測試的模式。
6. 取 3×3 無菌紗布對摺二次，輕放於動脈針眼處，拔除動脈瘻管安全穿刺針後，快速以無菌紗布加壓針眼止血，；再取 3x3 無菌紗布對折二次，輕放於靜脈針眼處，拔除靜脈瘻管安全穿刺針，快速以無菌紗布加壓針眼止血。	1. 拔針前更換一雙新的手套。 2. 先拔動脈瘻管安全穿刺針，避免因靜脈端加壓壓力大造成動脈端出血及不易止血。 3. 將動靜脈瘻管安全穿刺針丟棄於感染醫療廢棄物收集器內。 4. 在透析過程中，若病人有不適症狀、血壓偏低或其他異常情形，應告知當班醫師，暫緩拔除靜脈瘻管安全穿刺針，待血壓穩定、病人不適症狀緩解後，再予拔除，並依病人情形於透析室觀察 5-10 分鐘。
7. 使用止血帶綁於針眼處無菌紗布上加壓止血，待止血後再以 Pushband 止血繃帶黏貼。	1. 鼓勵病人自行用手加壓止血，不能自行用手加壓止血者，才使用止血帶。 2. 拔除安全穿刺針後，穿刺部位加壓 5-10 分鐘（視病人情況而定），如未出血則移除紗布貼上 Pushband 止血繃帶。
8. 將血液透析機上的東西收拾乾淨，並以泡製過 1000ppm 次氯酸鈉的擦拭紙巾，擦拭血液透析機。	垃圾分類依照院內血液透析室之感染管制政策執行。
9. 記錄結束透析時間，透析器凝固情形。	依透析器凝固程度可分 Clear、+、++、+++、Complete clot (1)透析後透析器無凝固(Clear)。 (2)若透析器凝固<10%，則記錄為(+) (3)若透析器凝固>10~50%，則記錄为(++) (4)若透析器凝固>50%，則記錄為(+++)。 (5)若透析器完全凝固，則記錄(Complete Clot)。
10. 測量透析後血壓。	若透析治療時間完成時的血壓偏低，可再測量一次血壓，以了解透析後血壓變化。
11. 協助測量體重，計算脫水量並記錄。	評估是否達到乾體重及了解血液透析機脫水的準

主題名稱	結束血液透析	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-B50	版本	第 3.0 版	頁碼/總頁數	4/6

步驟	說明
	確度。
12. 護理記錄。	記錄此次透析中之特殊情形及透析後的主訴。
13. 整理病人單位。	1. 前一班病人使用過的物品需收拾乾淨。 2. 以 1000ppm 次氯酸鈉擦拭病床及病人單位，並更換清潔床單、被套及枕頭套。 3. 病人有使用 O2 或 E.K.G Monitor 則歸回原位。

(四) 實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

四、使用表單

(略)

五、流程圖

(略)

六、參考資料

- (一) 蔡佳璋、徐永堂(2019)．新編實用血液淨化手冊．台北：蔡佳璋。
- (二) 謝淑玲、黃小倩、高芷華(2015)．血液透析治療前、中、後之操作技術．腎臟與透析，27(2)，53-56。

七、附件

(略)

主題名稱	結束血液透析	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-B50	版本	第 3.0 版	頁碼/總頁數	5/6

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
100.08.03	1.0	新制定。	100 年 08 月 03 日護理部技術標準委員會通過。
101.08.07	1.1	修改步驟及要點說明。	101 年 08 月 07 日護理部技術標準委員會通過。
102.02.20	2.0	配合標準化文件管理辦法修正公布日期及進行年度臨時檢閱。	
102.12.04	2.1	1. 新增目的:護理人員能正確操作結束血液透析技術。 2. 說明(三)步驟要點說明內容潤飾用辭。	102 年 12 月 04 日護理部技術標準委員會通過。
103.06.30	2.1	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
103.09.16	2.2	範圍、說明及步驟之部份內容修辭。	103 年 09 月 16 日護理部技術標準委員會通過。
104.09.29	2.3	1. 第三項第(三)目部份內容刪修。 2. 更新第六項參考資料。	104 年 09 月 29 日護理部技術標準委員會通過。
105.09.13	2.3	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
106.09.18	2.4	第三項第(三)目部份內容刪修。	106 年 09 月 18 日護理部技術標準委員會通過。
107.06.29	2.4	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
108.11.05	2.5	1. 第二項新增（含中興分院）。 2. 第三項第四日本辦法經委員會通過後公布實施，改為護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施。	108 年 09 月 16 日護理技術組會議通過； 108 年 10 月 09 日護理長會議通過；108 年 11 月 05 日督導會議通過公布。
109.10.20	2.6	第六項參考資料更新。	109 年 09 月 21 日護理技術組會議通過；

主題名稱	結束血液透析	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-B50	版本	第 3.0 版	頁碼/總頁數	6/6

			109 年 10 月 14 日護理長會議通過;109 年 10 月 20 日督導會議通過公布。
110.09.23	2.6	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
111.11.08	2.7	1. 第二項範圍刪除（含中興分院）。 2. 修訂第三項第二目及第三目說明內容。	111 年 09 月 19 日護理技術組會議通過； 111 年 10 月 12 日護理長會議通過;111 年 11 月 08 日督導會議通過公布。
112.09.18	2.7	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
113.12.17	2.8	第三項第三目步驟 9.說明 2.修訂「穿刺部位加壓 5-10 分鐘（視病人情況而定）」。	113 年 09 月 23 日護理技術組會議通過； 113 年 12 月 11 日護理長會議通過;113 年 12 月 17 日督導會議通過公布。
115.01.06	2.9	1. 第三項第二目第 3 點修訂:0.9% N.S. 500ml 1 袋（視需要）。 2. 第三項第三目步驟 3.更改圖示前、後順序。 3. 第三項第三目步驟 5.說明，刪除贅字。 4. 第三項第三目步驟 6.說明，增訂「排空 B 粉桶放置專用（白色）塑膠袋內」。	114 年 09 月 15 日護理技術組會議通過； 114 年 12 月 10 日護理長會議通過;115 年 01 月 06 日督導會議通過公布。
115.04.07	3.0	第三項第(二、三)目內容刪修。	115 年 03 月 16 日護理技術組會議通過； 115 年 03 月 18 日護理長會議通過;115 年 04 月 07 日督導會議通過公布。