

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	腹膜透析液（雙連袋）換液技術 Peritoneal dialysis UltraBag operation procedure				
編號	A31000-Q05-W-B51	制定者	HD 黃麗真	公布日期	100 年 08 月 03 日
制定單位	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	115 年 01 月 06 日
版本/總頁數	第 3.7 版/6 頁	審查者	劉俞均	檢閱日期	115 年 01 月 06 日

一、目的

護理人員能正確操作。

二、範圍

護理部（含中興分院）。

三、說明

（一）技術目的：

護理人員能依標準步驟執行腹膜透析液換液技術。

（二）用物準備：

1. 腹膜透析液 1 包。
2. 迷你小白帽(Mini cap) 1 個。
3. 恆溫加熱袋 1 個。
4. 75%酒精噴瓶 1 瓶。
5. 口罩 1 個。
6. 擦手紙 1 包。
7. 磅秤 1 個。
8. 引流桶 1 個。
9. 點滴架或掛勾 1 個。

主題名稱	腹膜透析液（雙連袋）換液技術	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-B51	版本	第 3.7 版	頁碼/總頁數	2/6

（三）步驟及要點說明：

步驟	說明
1. 辨識病人 （至少二種以上方法），向病人及家屬解釋腹膜透析換液技術。	確認病人身份包括：詢問病人姓名、出生年月日等，無法應答者則由家屬（照顧者）說出姓名或核對病歷資料（床頭卡）並核對手圈。
2. 核對醫囑。	HIS 系統（住院護理系統之藥品醫囑）。
3. 操作前準備：	
(1)洗手。	以內科洗手法洗手。
(2)戴口罩。	包括病人、操作者和在場所有人，並正確的遮住口鼻。
(3)準備環境。	關閉門窗、風扇、冷氣、除溼機或電熱器，非必要的人員離開房間。
(4)準備用物。	腹膜透析液、迷你小白帽、75%酒精噴瓶、擦手紙、磅秤、引流桶、點滴架或掛勾。
(5)預先使用恆溫加熱袋將透析液加溫。	只能使用乾熱法加熱藥水，於使用前 1-2 個小時事先預熱。
(6)清潔桌面。	以 75%酒精瓶噴灑酒精於桌面，再以擦手紙由內向外做環狀擦拭。
(7)將迷你小白帽放置於桌面。	先檢查有效期限及包裝完整性。
(8)撕開透析液外包裝，將透析液懸空倒至桌面。	透析液外包裝勿碰觸桌上，雙手也不可直接觸摸透析液。
(9)取出病人身上的輸液管，讓它露在衣服外面。	不可過度用力拉扯，以避免拉扯到導管出口。
4. 連接：	
(1)洗手。	採乾洗手法。
(2)檢查透析液。	包括：有效期限、濃度、容量、綠色出口栓塞及出口拉環，擠壓透析液袋檢查有無破損及滲漏，由側面檢查透析液是否清澈。
(3)將透析液管路上藍色及白色的夾子下拉約 30 公分，並夾住。	確定透析液無誤後，準備連接身上的輸液管。
(4)小指勾住透析液出口拉環，並以同一手的拇指及食指拿緊輸液管淺藍色凹槽處，以另一隻手旋下輸液管上的迷你小白帽後，拉開出口拉環，立即平穩的將兩個接頭接上。	兩接頭（輸液管及透析液接頭）要穩固地接上並轉緊。

主題名稱	腹膜透析液（雙連袋）換液技術	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-B51	版本	第 3.7 版	頁碼/總頁數	3/6

步驟	說明
5. 引流：	
(1)將透析液掛高至適當位置。	懸掛高度約距離導管出口處上方 75 公分處。
(2)將引流袋放低至引流位置。	放入引流桶內，勿丟於地面，引流桶高度需低於膝蓋。
(3)旋開輸液管的開關及透析液引流管的白色管夾，讓腹腔內的透析液引流至引流袋內。	觀察引流液是否清澈。若需提高引流袋，必須先關閉輸液管開關及引流管的白色管夾，以免污水回流至腹腔內。
(4)待引流完畢時，關閉輸液管開關及引流管的白色管夾後，秤重量。	
6. 排氣及沖洗：	
(1)打開透析液管路的藍色及白色管夾，折斷綠色出口栓塞後，慢數 1 到 5，數到 5 時將引流端的白色管夾夾住，並檢視排氣是否完成。	檢查藍色管夾端的管路是否已無空氣，如有空氣應重新排氣。
7. 注入：	
(1)旋開輸液管開關，讓透析液注入腹腔。	
(2)待注入完畢，關閉輸液管開關及透析液管路的藍色管夾。	
(3)將掛在上方的藥水空袋拿下，放入引流桶中。	
8. 分離：	
(1)檢查空調是否關閉，口罩是否正確的戴上。	在場所有人皆應戴口罩。
(2)洗手。	採乾洗手法。
(3)打開迷你小白帽包裝，放至適當的位置。	打開後手不可碰觸到內部。
(4)分離透析液管組與身上的輸液管。	
(5)取出迷你小白帽，準確的套至輸液管接頭並旋緊。	拿取迷你小白帽時，不可跨越輸液管接頭無菌區。
(6)將輸液管固定好。	確實的固定穩固，以避免拉扯。
(7)檢視引流液的清澈度、顏色及是否有纖維蛋白等。	
(8)將引流液倒入污水槽中。	
(9)用過的透析液袋丟入生物醫療廢棄物垃圾桶中。	
(10)洗手。	以內科洗手法洗手。
(11)將引流量或異常情形紀錄於護理紀錄中並完成醫囑執行。	HIS 系統（住院護理系統之藥品醫囑）。

主題名稱	腹膜透析液（雙連袋）換液技術	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-B51	版本	第 3.7 版	頁碼/總頁數	4/6

（四）實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

四、使用表單

（略）

五、流程圖

（略）

六、參考資料

（一）王美華、周學智、林秋媚、康宜靜、梁嘉文、陳淑娟(2013 年修)・透析護理技術標準・台北：台灣腎臟護理學會。

（一）蕭菁菁、陳詩韻 (2020，11 月 14 日)・雙連袋管組換液技術・第二十四梯次護理人員腹膜透析訓練班，台灣腎臟醫學會。

（二）Aggarwal, V.,& Schreiber, M.J. (2021).Techniques in peritoneal dialysis. In A. Rastogi,E.V.Lerma,& J.M.Bargman (Eds.), Applied Peritoneal Dialysis(pp. 121-131). Springer,Cham.https://doi.org/10.1007/978-3-030-70897-9_11

七、附件

（略）

主題名稱	腹膜透析液（雙連袋）換液技術	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-B51	版本	第 3.7 版	頁碼/總頁數	5/6

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
100.08.03	1.0	新制定。	100 年 08 月 03 日護理部技術標準委員會通過。
101.08.07	2.0	步驟及要點說明修訂說明(二)及(三)內容部份修辭及新增：HIS2008 系統（住院護理系統之藥品醫囑）。	101 年 08 月 07 日護理部技術標準委員會通過。
102.02.20	3.0	配合標準化文件管理辦法修正公布日期及進行年度臨時檢閱。	
102.12.04	3.1	1. 說明(三)步驟及要點說明更正錯別字及部份修辭。 2. 步驟七刪除：感染性可燃垃圾桶；更新為：生物醫療廢棄物垃圾桶。	102 年 12 月 04 日護理部技術標準委員會通過。
103.06.30	3.1	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
104.09.29	3.2	1. 第三項說明內容 HIS2008 一律統稱為 HIS 系統。 2. 更新第六項參考資料。	104 年 09 月 29 日護理部技術標準委員會通過。
105.09.13	3.3	增加第三項第(三)目之 1 病人辨識之說明。	105 年 09 月 13 日護理部技術標準委員會通過
106.09.18	3.3	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
107.06.29	3.3	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
108.11.05	3.4	1. 第二項新增（含中興分院）。 2. 第三項第三目步驟及要點說明刪除之 3(5)部份說明內容。 3. 第三項第四日本辦法經委員會通過後公布實施，改為護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施。 4. 第六項參考資料刪除第二目。	108 年 09 月 16 日護理技術組會議通過； 108 年 10 月 09 日護理長會議通過；108 年 11 月 05 日督導會議通過公布。
109.10.20	3.5	1. 第三項第二目之 3(5)電熱毯修訂為恆溫加熱袋。 2. 第三項第三目說明內容文字修訂。	109 年 09 月 21 日護理技術組會議通過； 109 年 10 月 14 日護理長會議通過；109 年

主題名稱	腹膜透析液（雙連袋）換液技術	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-B51	版本	第 3.7 版	頁碼/總頁數	6/6

			10 月 20 日督導會議通過公布。
110.10.19	3.6	第三項第三目之 3(5)電熱毯修訂為恆溫加熱袋。	110 年 09 月 23 日護理技術組會議通過； 110 年 10 月 13 日護理長會議通過；110 年 10 月 19 日督導會議通過公布。
111.09.19	3.6	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
112.09.18	3.6	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
113.09.23	3.6	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
115.01.06	3.7	修訂第六項參考資料。	114 年 09 月 15 日護理技術組會議通過； 114 年 12 月 10 日護理長會議通過；115 年 01 月 06 日督導會議通過公布。