

|                                                                |                  |                                  |               |                  |
|----------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------|---------------|------------------|
| <b>中山醫學大學附設醫院</b><br>Chung Shan Medical University<br>Hospital | <b>名稱</b>        | <b>紫外線消毒燈使用說明評核表</b><br>HL-261 型 | <b>編號</b>     | A31000-Q18-F-B24 |
|                                                                | <b>制定<br/>單位</b> | 護理部                              | <b>版本</b>     | 第 1.1 版          |
|                                                                |                  |                                  | <b>修正日期</b>   | 108 年 06 月 06 日  |
|                                                                |                  |                                  | <b>頁數/總頁數</b> | 1/2              |

一、評核對象：護理人員（含中興分院）。

二、評核方式：護理人員以口述或實際操作

三、廠牌規格：HL-261 型

四、紫外線消毒燈使用說明評核表內容：

（一）儀器操作步驟及要點說明：

1. 能說出控制面板位置設定。

2. 能說出設定燈亮時間 15 秒及殺菌時間 30 鐘。

（二）異常簡易故障排除方法：

1. 能說出燈管不亮的原因。

2. 能說出燈管不亮的處理方式。

（三）清潔保養注意事項：

1. 能說出接觸性隔離之病人使用後，請使用0.05%漂白水清潔。

2. 能說出當燈管不亮時，請Key請修由醫工檢視是否需更換。

3. 能說出當一般使用下，請定期每隔3年更換一次燈管。

|                                                                |             |                                  |               |                  |
|----------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|---------------|------------------|
| <b>中山醫學大學附設醫院</b><br>Chung Shan Medical University<br>Hospital | <b>名稱</b>   | <b>紫外線消毒燈使用說明評核表</b><br>HL-261 型 | <b>編號</b>     | A31000-Q18-F-B24 |
|                                                                |             |                                  | <b>版本</b>     | 第 1.1 版          |
|                                                                | <b>制定單位</b> | 護理部                              | <b>修正日期</b>   | 108 年 06 月 06 日  |
|                                                                |             |                                  | <b>頁數/總頁數</b> | 2/2              |

單位名稱：\_\_\_\_\_

|        |                  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------|------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 日期     |                  |  |  |  |  |  |  |  |
| 被評核者   |                  |  |  |  |  |  |  |  |
| 評核內容   | (一) 儀器操作步驟及要點說明： |  |  |  |  |  |  |  |
|        | 1                |  |  |  |  |  |  |  |
|        | 2                |  |  |  |  |  |  |  |
|        | (二) 異常簡易故障排除方法：  |  |  |  |  |  |  |  |
|        | 1                |  |  |  |  |  |  |  |
|        | 2                |  |  |  |  |  |  |  |
|        | (三) 清潔保養注意事項：    |  |  |  |  |  |  |  |
|        | 1                |  |  |  |  |  |  |  |
|        | 2                |  |  |  |  |  |  |  |
|        | 3                |  |  |  |  |  |  |  |
| 正確率(%) |                  |  |  |  |  |  |  |  |
| 評核者    |                  |  |  |  |  |  |  |  |
| 備註     |                  |  |  |  |  |  |  |  |

註：1.正確：以 V 表示

2.不正確：以 X 示

3.不適用：以－表示

4.正確率(%)：【正確項數 (V) / 實際評核總項數 (V+X)】× 100%

評核總成績：\_\_\_\_\_