

中山醫學大學附設醫院 Chung Shan Medical University Hospital	名稱	血液透析機使用說明評核表 B.Braun Dialog+	編號	A31000-Q18-F-F06
	制定 單位	護理部	版本	第 1.1 版
			修正日期	114 年 06 月 05 日
			頁數/總頁數	1/2

一、評核對象：血液透析室護理人員。

二、評核方式：實際操作或口述

三、廠牌規格：B.Braun Dialog+

四、血液透析機 B.Braun Dialog+使用說明評核表內容：

（一）儀器操作步驟及要點說明：

- 1.能正確接好血液透析機逆滲透水的接頭並打開水閥、插上插座及打開電源。
- 2.能正確完成血液透析機自我測試時的程序。
- 3.能正確完成準備血液透析治療上機的前置作業，並進入血液透析治療。
- 4.能正確完成結束血液透析治療程序。
- 5.能正確完成血液透析機班與班的消毒。
- 6.能正確完成血液透析機末班消毒及設定明天自動開機時間。

（二）異常簡易故障排除方法：

- 1.能正確解除血液透析機大量氣泡警示程序。
- 2.能正確解除血液透析機漏血警示程序。
- 3.能正確解除血液透析機靜脈壓力警示程序。

（三）清潔保養注意事項：

- 1.能正確完成每班血液透析結束後擦拭血液透析機之程序。

中山醫學大學附設醫院 Chung Shan Medical University Hospital	名稱	血液透析機使用說明評核表 B.Braun Dialog+	編號	A31000-Q18-F-F06
	制定單位	護理部	版本	第 1.1 版
			修正日期	114 年 06 月 05 日
			頁數/總頁數	2/2

單位名稱：_____

日期								
被評核者								
評核內容	(一) 儀器操作步驟及要點說明：							
	1							
	2							
	3							
	4							
	5							
	6							
	(二) 異常簡易故障排除方法：							
	1							
	2							
	3							
	(三) 清潔保養注意事項：							
	1							
正確率(%)								
評核者								
備註								

註：1.正確：以 V 表示

2.不正確：以 X 示

3.不適用：以—表示

4.正確率(%)：【正確項數(V)/實際評核總項數(V+X)】×100%

評核總成績：_____