

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	醫療儀器警報系統管理辦法				
	Medical Equipment Alarm Management Policies and Procedures				
編號	A31000-Q17-W-A08	制定者	SI 朱卉愉	公布日期	105 年 02 月 02 日
制定單位	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	113 年 03 月 19 日
版本/總頁數	第 1.3 版/4 頁	審查者	劉俞均	檢閱日期	115 年 02 月 05 日

一、目的

提供全院正確、安全且有效的儀器警報系統管理，以維護病人安全。

二、範圍

護理部各單位，尤其是高風險區域，如：加護病房、開刀房、急診、洗腎室及心導管室（含中興分院）。

三、說明

- （一）醫工室將全院醫療儀器編碼並納入管理，見「醫療儀器風險等級管理作業程序 21D010-000-W-001」，將醫療儀器依風險分為低、中、高進行管理，高風險儀器包含生理監視器、呼吸器、輸液幫浦、電擊器、心臟節律器、麻醉機、主動脈弓內氣球擴張及控制系統、葉克膜體外維生系統、洗腎機、血氧分析儀。
- （二）護理同仁須了解儀器警報預設值及各項警報所代表的意義。
- （三）警報開關保持“開(On)”狀態，不可將個別參數如：心跳(HR)、周邊血氧飽和度(SpO2)、血壓(BP)等警示關閉(Alarm off)，除非有合適理由與記錄，才能進行警報關閉。
- （四）警報發生當下先按靜音並依警報狀況給予適切處理。
- （五）儀器開機原始警報音量設定為 75 分貝再視情況調整，以照護者在照護區域內可聽到危急警示聲音為主。
- （六）警報上下限設定須由主護負責，其他人員不得更改其警報設定。
- （七）交接班同仁須親自確認關於生理監視警報上下限之設定是否合適，並有紀錄。
- （八）針對高風險儀器護理同仁每年須接受一次儀器操作（含警報設定）相關教育訓練，新進人員務必於三個月內由單位完成教學後才可獨立操作。

主題名稱	醫療儀器警報系統管理辦法	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q17-W-A08	版本	第 1.3 版	頁碼/總頁數	2/4

- (九) 警報上下限須依病人個別性設定在適當範圍內，如：「成人生理監視器警告值上下限設定與回應處理標準 A31000-Q02-W-O07」。
- (十) 生理監視器紅色警告時(Alarm)須優先處理，護理人員能在 10 秒內回應，黃色警告則須在 20 秒內回應，並依警告狀況給予適切處理，其他儀器若有警報聲響則應盡速處理。
- (十一) 高風險醫療儀器應有蓄電及電量顯示功能，以確保轉送過程之安全。
- (十二) 生理監視器開機時，儀器會進行燈號自我測試，與一聲試鳴警報，同仁須確定其警報功能正常，若測試不過將無法進入監視畫面，請進行故障排除，以確保病人之安全。
- (十三) 醫工室每年於危機管理委員會報告「醫療儀器設備安全警示分析」。
- (十四) 實施及修訂
- 本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

四、使用表單

(略)

五、流程圖

(略)

六、參考資料

(略)

七、附件

(略)

主題名稱	醫療儀器警報系統管理辦法	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q17-W-A08	版本	第 1.3 版	頁碼/總頁數	3/4

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
105.02.02	1.0	新制定	105 年 02 月 02 日護理部照護標準委員會通過；105 年 02 月 02 日公布
106.05.31	1.1	第三項第(十二)目內容部份修辭	106 年 05 月 31 日通過護理部照護標準委員會。
107.02.12	1.1	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
108.06.06	1.2	1. 第二項新增（含中興分院）。 2. 第三項第十四目本辦法經委員會通過後公布實施，改為護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施。	108 年 06 月 06 日照護標準組會議通過；108 年 06 月 12 日護理長會議通過；108 年 06 月 18 日督導會議通過公布。
109.02.06	1.2	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
110.07.08	1.2	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
111.06.02	1.2	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
112.06.08	1.2	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
113.03.19	1.3	1. 第三項第一目說明內容修正。 2. 第三項第十三目說明內容修正。	113 年 02 月 01 日照護標準組會議通過；113 年 03 月 13 日護理長會議通過；113 年 03 月 19 日督導會議通過公布
114.06.05	1.3	年度檢閱，無修正。版本不變動。	

主題名稱	醫療儀器警報系統管理辦法	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q17-W-A08	版本	第 1.3 版	頁碼/總頁數	4/4

115.02.05	1.3	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
-----------	-----	-----------------	--